

Klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok



Fontos – Felelősségvállalási nyilatkozat

Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a páciens kezelésére. A Nobel Biocare elutasít minden – kifejezett vagy vélelmezett – kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. Mivel a termék használata a felhasználó belátása szerint történik, ez az ő felelősségét képezi. A Nobel Biocare elutasít minden felelősséget az ebből eredő károkért.

Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás

A klinikai csavarok, felépítménycsavarok és protetikai csavarok előre gyártott fogászati implantátumcsavarok, amelyek segítségével a fogpótlások vagy a fogászati implantátumok összetevői – például az implantátumfelépítmények és a gyógyulási implantátumfelépítmények – az endoszteális fogászati implantátumhoz vagy egy másik felépítményhez rögzíthetők.

Klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok választéka áll rendelkezésre különböző protézisekkel és fogászati implantátumrendszerek összetevőivel történő használatra, a fogászati implantátum platformjától és a csatlakozás típusától függően.

A Nobel Biocare termékek különféle konfigurációkban használhatók és állnak rendelkezésre. További információkért tekintse meg a Nobel Biocare kompatibilitási információit az ifu.nobelbiocare.com webhelyen.

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok 3.0, NP, RP, WP vagy 6.0-s méretű platformokkal használhatók; a választott csavarnak ugyanolyan platformmérettel kell rendelkeznie, mint az implantátumnak vagy a felépítménynek.

A 1. táblázat tartalmazza az egyes csavarok bevonatát és/vagy színekódját (ahol van ilyen).

Megjegyzés Az Omnigrip™ Clinical Screw CC és a Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC klinikai csavarok színekódolása a megfelelő Nobel Biocare platformösszetevőkkel való kompatibilitásukat jelzi.

1. táblázat – A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok bevonata és színekódja

Klinikai/felépítmény-/protetikai csavar	Bevonat	Színekódolás
Clinical Screw CC klinikai csavar	nincs (NP) DLC (3.0, RP, WP)	nincs
Omnigrip™ Clinical Screw CC	nincs (NP) DLC (RP, WP)	●
Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC	DLC	● NP ● RP
Abutment Screw NobelReplace®	nincs (NP) TiO ₂ (RP, WP, 6.0)	nincs
Screw Ceramic Abutment NobelReplace®	nincs (NP) TiO ₂ (RP, WP, 6.0)	nincs
Abutment Screw Brånemark System®	DLC	nincs
Screw Ceramic Abutment Brånemark System®	nincs (NP) DLC (RP, WP)	nincs
Screw Multi-unit Angled Abutment CC	DLC	nincs
Clinical Screw Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	DLC	nincs
Screw Multi-unit Angled Abutment NobelReplace®	DLC	nincs
Screw Multi-unit Angled Abutment Brånemark System®	DLC	nincs
Prosthetic Screw Multi-unit Abutment	DLC	nincs
Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	DLC	nincs
NobelZygoma 0° Angled Multi-unit		
Abutment Screw felépítménycsavar	DLC	nincs
Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	DLC	nincs
Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abut Screw	DLC	nincs
Omnigrip™ Clinical Screw Titanium (CC és Tri-Channel)	nincs (NP) DLC (RP)	nincs
Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment	nincs	nincs

Rendeltetés/használati javallat

Klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok

Rendeltetésük a fogászati implantátumrendszerek alkatrészeinek rögzítése egy fogászati implantátumhoz vagy egy másik alkatrészhez.

Javallatok

Klinikai és felépítménycsavarok

A klinikai és felépítménycsavarok rendeltetése a fogászati felépítmények vagy vázszerkezetek rögzítése a – fogpótlások megtámasztása érdekében a felső vagy alsó állcsontba beültetett – fogászati implantátumhoz, valamint a protetikai rehabilitációban használatosak.

Protetikai csavar

A protetikai csavarok rendeltetése a fogászati felépítmények vagy vázszerkezetek rögzítése a –fogpótlások megtámasztása érdekében a felső vagy alsó állcsontba beültetett – fogászati felépítményhez vagy közti elemhez, valamint a protetikai rehabilitációban használatosak.

Az ideiglenes protetikai csavarok rendeltetése az ideiglenes vázszerkezetek rögzítése a – fogpótlások megtámasztása érdekében a felső vagy alsó állcsontba beültetett – fogászati felépítményhez, valamint a protetikai rehabilitációban használatosak, legfeljebb 180 napig.

Ellenjavallatok

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok alkalmazása ellenjavallott azon páciensek esetében, akik:

- belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;
- kezelése a Nobel Biocare implantátumokkal vagy fogpótlási eszközökkel ellenjavallott;
- allergiások vagy túlérzékenyek a Ti-6Al-4V (titán-alumínium-vanádium) titánötvözetre vagy a DLC (gyémántszerű szén) bevonatra.

Az egyes Nobel Biocare felépítményekkel és vázszerkezetekkel kapcsolatos ellenjavallatokat lásd azok használati útmutatójában.

Anyagok

Screw Ceramic Abutment NobRpl (NP, RP/WP/6.0), Screw Ceramic Abutment (NobRpl NP, Bmk Syst NP), Omnigrip™ Clinical Screw (CC NP, titán CC NP, Ti háromcsatornás NP), Brånemark System® Zygoma Clinical Screw, Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment és Clinical Screw Conical Connection NP

Titánötvözet titán–6 alumínium–4 vanádium ELI (Extra Low Interstitial) ötvözetből. A titánötvözet részletes kémiai összetétele: titán, kiegyensúlyozva max. 5.50-6.50 tömeg% alumíniummal, 3.5-4.5 tömeg% vanádiummal, max. 0.25 tömeg% vassal, max. 0.13 tömeg% oxigénnel, max. 0.08 tömeg% szénnel, max. 0.05 tömeg% nitrogénnel és max. 0.012 tömeg% hidrogénnel (max.: maximális érték).

Abutment Screw Brånemark System, Clin Screw Multi-unit Abut Nobel Biocare N1 TCC, Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC, Clinical Screw Conical Connection, Prosthetic Screw Multi-unit, NobelZygoma™ 0° Angled Multi-unit Abutment Screw, Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abutment Screw, Screw Ceramic Abutment (Bmk Syst RP, Bmk Syst WP, NobRpl RP/WP/6.0), Omnigrip™ Clinical Screw (CC RP/WP, Titanium CC RPWP, Ti Tri-Chn RP/WP/6.0), Screw Multi-unit Angled Abutment (Bmk Syst, NobRpl, Conical Connection)

Titánötvözet titán–6 alumínium–4 vanádium ELI (Extra Low Interstitial) ötvözetből. A titánötvözet részletes kémiai összetétele: titán, kiegyensúlyozva max. 5.50-6.50 tömeg% alumíniummal, 3.5-4.5 tömeg% vanádiummal, max. 0.25 tömeg% vassal, max. 0.13 tömeg% oxigénnel, max. 0.08 tömeg% szénnel, max. 0.05 tömeg% nitrogénnel és max. 0.012 tömeg% hidrogénnel (max.: maximális érték). A csavar részben gyémántszerű szénbevonattal van bevonva. A bevonat fémtartalmú szénbevonat, amely volfrám-karbidot és szenet tartalmaz, króm közties réteggel a szubsztrát és a gyémántszerű szénbevonat között.

Figyelmeztetések

Általános figyelmeztetések

Az implantátummal való kezelés sikerességéhez elengedhetetlen a sebész, a protetikai és a fogtechnikai laboratórium technikusának szoros együttműködése.

A klinikai csavarokat, felépítménycsavarokat és protetikai csavarokat kizárólag a kompatibilis Nobel Biocare műszerekkel és/vagy eszközökkel szabad használni. Az olyan műszerek és/vagy eszközök használata, amelyeket nem javallott a klinikai csavarokkal, felépítménycsavarokkal és protetikai csavarokkal együtt használni, a termékek meghibásodásához, szövetszövetkárosodáshoz vagy elégtelen esztétikai eredményhez vezethet.

Amikor először alkalmaz egy új eszközt/kezelési módszert, a lehetséges szövödmények elkerülésében segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával dolgozik együtt. A Nobel Biocare erre a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

Műtét előtt

A műtét előtt el kell végezni a páciens gondos pszichés és fiziológiai állapotfelmérését, azt követően pedig a klinikai és radiológiai kivizsgálását a kezelésre való alkalmasság megállapítása érdekében.

Különleges óvatosság indokolt azoknál a pácienseknél, akiknél olyan helyi vagy szisztémás állapotok állnak fenn, amelyek megzavarhatják a csont vagy a lágy szövetek gyógyulási folyamatát, illetve az oszteointegrációt (pl. dohányzás, rossz szájhygiéné, nem megfelelően beállított diabetesz, a szájat vagy az arcot érintő sugárkezelés, szteroidos kezelés, a környező csontot érintő fertőzések). Különleges gondossággal kell eljárni a biszfoszfonáttal kezelt páciensek esetében.

Általánosan fogalmazva: az implantátum beültetésének és a protetikai kialakításnak összhangban kell lennie a páciens egyéni állapotával. Bruxizmus vagy egyéb parafunkcionális szokások vagy az állcsontok egymáshoz viszonyított kedvezőtlen elhelyezkedése esetén néha elkerülhetetlen a kezelési lehetőségek ismételt átgondolása.

A terméket nem vizsgálták gyermekgyógyászati/serdülő pácienseken, és nem javasolt a gyermekeken történő alkalmazása. Általánosságban nem javasolt a rutinszerű kezelés addig, amíg megfelelően igazolva nincs, hogy véget ért a juvenilis állcsontok növekedésének fázisa.

Ha már a műtét előtt hiányoznak kemény- vagy lágy szövetek, lehetséges, hogy rosszabb lesz az esztétikai eredmény, vagy az implantátum nem a megfelelő szögben fog elhelyezkedni.

A klinikai és/vagy laboratóriumi eljárás során használt összes alkatrészt, műszert és szerszámot jó állapotban kell tartani, és figyelni kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy az egyéb eszközöket.

Műtét közben

Kis átmérőjű implantátumok és szögtört felépítmények nem ajánlottak a hátsó régióban.

A steril eszközök gondos kezelése és karbantartása elengedhetetlen a kezelés sikerességéhez. A sterilizált eszközök használata nemcsak a pácienseket és a személyzetet segít megóvni a fertőzésektől, hanem az egész kezelés sikerességéhez is szükséges.

Az eszközök kis mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket a páciens ne nyelje le és ne lélegezze be. A kilazult alkatrészek lenyelésének megelőzése érdekében javasolt speciális segédeszközök (pl. gézlap, kofferdam vagy torokvédő) alkalmazása.

Javallott felhasználók és pácienscsoportok

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarokat kizárólag fogászati szakemberek használhatják.

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok fogászati implantátummal kezelt páciensek kezelése során használandók.

Klinikai előnyök és nemkívánatos hatások

A használati útmutatóban lévő eszközök használatához kapcsolódó klinikai előnyök

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok fogászati implantátumrendszerekkel és/vagy fogászati koronákkal és hidakkal használható kezelési eszközök. A kezelés klinikai előnye a hiányzó fog pótlása és/vagy a fogkorona helyreállítása.

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok használatához kapcsolódó nemkívánatos hatások

Ezek az eszközök invazív beavatkozásokban használhatók, amelyek tipikus mellékhatásokat okozhatnak: gyulladás, fertőzés, vérzés, hematoma, fájdalom, duzzadás. A csavar behelyezése vagy eltávolítása a fokozott garatreflexszel rendelkező páciensek esetében nyelési reflexet válthat ki.

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok a természetes fogak pótlására szolgáló, többemű rendszer részei. Ennek eredményeként azok a páciensek, akiknél az implantátumot beültetik, a fogakhoz kapcsolódó mellékhatásokhoz hasonló mellékhatásokat tapasztalhatnak, például cement visszamaradása, fogkő, mucositis, fekély, lágy szövet-hiperplázia, lágy- és/vagy keményszövet visszahúzódása. Bizonyos pácienseknél elszíneződés, például beszürkülés jelentkezhet a nyálkahártya területén.

Amely esetekben azt az orvostechnikai eszközökre vonatkozó Európai Uniói rendelet (MDR, EU 2017/745) előírja, a biztonságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló (SSCP) rendelkezésre áll a klinikai csavarokhoz, felépítménycsavarokhoz és protetikai csavarokhoz. Az SSCP a következő weboldalon érhető el:

[ec.europa.eu/tools/eudamed¹](https://ec.europa.eu/tools/eudamed/)

¹ A weboldal az Orvostechnikai eszközök európai adatbázisának (European Database on Medical Devices (EUDAMED)) elindítása után érhető el

Súlyos eseményekkel kapcsolatos megjegyzés

Azon páciensek, felhasználók vagy harmadik felek esetében, akik az Európai Unióban vagy olyan országban tartózkodnak, ahol az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745/EU rendelettel egyenértékű szabályozás van érvényben, a súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a nemzeti felügyeleti hatóságnak. Az eszköz gyártójának kapcsolattartási adatai a súlyos események bejelentéséhez:

Nobel Biocare AB
www.nobelbiocare.com/complaint-form

Használat

1. Válassza ki a felépítménynek vagy a vázszerkezetnek megfelelő klinikai, felépítmény- vagy protetikai csavart.
2. A szokásos eljárásokat követve csúsztassa a csavart a felépítménybe vagy a vázszerkezetbe, és helyezze a szerelékét az implantátumra vagy a felépítményre.

A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok adott felépítménnyel vagy vázszerkezettel való használatával kapcsolatos specifikus információkat a megfelelő Nobel Biocare felépítmény vagy vázszerkezet használati útmutatójában találja.

3. Szorítsa meg a klinikai, felépítmény- vagy protetikai csavart a megfelelő csavarhúzóval (lásd a kompatibilitási útmutatót és a kézi nyomatékkulcsot). A Manual Torque Wrench Prosthetic nyomatékkulccsal kapcsolatos információkért lásd a Nobel Biocare IFU1098 számú használati útmutatóját.

Megjegyzés Az ideiglenes protetiaki csavar megszorítás nyomatéka 15 Ncm.

Figyelem A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok meghúzásakor soha ne lépje túl a kapcsolódó felépítmény vagy vázszerkezet használati útmutatójában megadott forgatónyomatékokat. A klinikai, felépítmény- és protetikai csavarok túlzott megszorítása a csavarok törését és/vagy az összetevő sérülését okozhatja.

Figyelem A végleges fogpótlás behelyezéséhez a híd sérülésének elkerülése érdekében ne használjon laboratóriumi csavarokat.

Sterilitás és újrahasználat

Figyelmeztetés Ne használjon olyan eszközt, amelynek a csomagolása megsérült vagy korábban kinyitották, mert sérülhetett a sterilitása vagy az épsége.

A Clinical Screw Nobel Biocare N1™ és a Clinical Screw Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ klinikai csavarokat sugárzással sterilizálták, és ezek az eszközök egyszer használatosak. A feltüntetett lejárati idő után nem szabad őket felhasználni.

Figyelem A Clinical Screw Nobel Biocare N1™ és a Clinical Screw Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ klinikai csavarok egyszer használatos termékek, az újrafeldolgozásuk tilos. Az újrafeldolgozás a mechanikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságok romlását okozhatja. Az újrafelhasználás helyi vagy szisztémás fertőzést okozhat.

A Clinical Screw CC csavart, az Omnigrip™ CC Clinical Screw csavart, a NobelReplace® Abutment Screw csavart, a Brånemark System® Abutment Screw csavart, a Screw Multi-unit Angled Abutment csavart, az Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC csavart, az Omnigrip™ Clinical Screw Tri-channel csavart, a Prosthetic Screw Multi-unit Abutment csavarokat és a Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment csavarokat nem sterilen szállítják, és ezek az eszközök egyszer használatosak. Használat előtt tisztítsa meg és sterilizálja a termékeket a „Tisztítási és sterilizálási utasítások” részben található manuális vagy automata eljárást követve.

Figyelmeztetés A nem steril eszközök felhasználása fertőzést, illetve a fertőzőes betegségek továbbadását okozhatja.

Figyelem A Clinical Screw CC, az Omnigrip™ Clinical Screw CC csavarok, az Abutment Screw NobelReplace®, az Abutment Screw Brånemark System®, a Screw Multi-unit Angled Abutment csavarok, az Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC, az Omnigrip™ Clinical Screw Tri-channel csavarok, a Prosthetic Screw Multi-unit Abutment csavarok és a Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment csavarok egyszer használatos termékek, és nem újrafeldolgozhatók. Az újrafeldolgozás a mechanikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságok romlását okozhatja. Az újrafelhasználás helyi vagy szisztémás fertőzést okozhat.

Tisztítási és sterilizálási utasítások

Ezeket a termékeket tisztítani és sterilizálni kell. További információkért tekintse meg a Nobel Biocare kiadványának **Tisztítási és sterilizálási utasítások** című részét az ifu.nobelbiocare.com webhelyen.

Mágneses rezonanciás (MR) képalkotásra vonatkozó biztonsági információk

Ezek a termékek olyan fémanyagból készülnek, amelyre hatással lehet az MR-energia. További információkért tekintse meg a Nobel Biocare kiadványának **Mágneses rezonanciás (MR) vizsgálatokra vonatkozó biztonsági információk** című részét az ifu.nobelbiocare.com webhelyen.

A teljesítménnyel kapcsolatos követelmények és korlátozások

A kívánt teljesítmény elérése érdekében ezeket az eszközöket csak a jelen használati útmutatóban és/vagy a Nobel Biocare kompatibilis termékeinek használati útmutatójában leírt termékekkel együtt szabad használni, és csak az adott termék rendeltetésének megfelelően. Az eszközökkel használni kívánt termékek kompatibilitásának megerősítéséhez ellenőrizze az adott terméken vagy a termék címkéjén feltüntetett színekódolást, méreteket, hosszt, csatlakozótípust és/vagy közvetlen jelöléseket.

Létesítmények és képzés

Kifejezetten javasolt a Nobel Biocare termékek alkalmazásában tapasztalt és az abban nem jártas szakembereknek, hogy minden új termék alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare számos tanfolyamot kínál a különböző tudásszintű és jártassággal rendelkező szakemberek képzésére. További tudnivalókért keresse fel a www.nobelbiocare.com weboldalt.

Tárolás, kezelés és szállítás

Az eszközöket száraz helyen, az eredeti csomagolásukban, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve kell tárolni és szállítani. A nem megfelelő tárolás és szállítás befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

Hulladékkezelés

A potenciálisan szennyezett vagy többé nem használható orvosi eszközöket egészségügyi (klinikai) hulladékként selejtezze ki a helyi egészségügyi irányelveknek, valamint az önkormányzati vagy nemzeti szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően.

A csomagolóanyagok szelektív gyűjtését, újrahasznosítását vagy kiselejtezését illetően kövesse a csomagolóanyagokra és csomagolási hulladékanyagokra vonatkozó önkormányzati vagy nemzeti szabályozásokat.

Gyártói és forgalmazói információk

Gyártó 	Nobel Biocare AB PO Box 5190, 402 26 Västra Hamngatan 1 Göteborg 411 17 Svédország www.nobelbiocare.com
Egyesült Királyságban felelős személy UK RP	Nobel Biocare UK Ltd 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE Egyesült Királyság
Törökországban forgalmazza:	EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş. Nispetiye Mah. Aytaç Cad. Metro İş Merkezi No: 10/7 Beşiktaş İSTANBUL Telefon: +90 2123614901, Fax: +90 2123614904
Ausztráliában forgalmazza:	Nobel Biocare Australia Pty Ltd Level 4, 7 Eden Park Drive Macquarie Park, NSW 2113 Ausztrália Telefon: +61 1800 804 597
Új-Zélandon forgalmazza:	Nobel Biocare New Zealand Ltd 33 Spartan Road Takanini, Auckland, 2105 Új-Zéland Telefon: +64 0800 441 657
IIb. osztályú eszközök CE-jelzése	 2797
IIb. osztályú eszközök UKCA-jelzése	 0086

Megjegyzés Az egyes eszközök megfelelőségi jelölését a termék címen találja.

Megjegyzés A kanadai eszközlicenclés tekintetében nem minden, a használati útmutatóban leírt termék rendelkezik eszközlicenccel a kanadai törvények szerint.

Alapvető UDI-DI-adatok

Termék	Alapvető UDI-DI szám
Clinical Screw CC klinikai csavar Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC Abutment Screw NobelReplace® Abutment Screw Brånemark System® Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	73327470000001837D
Screw Ceramic Abutment Bmk Syst RP Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0 Screw Ceramic Abutment NobRpl NP Screw Ceramic Abutment Bmk Syst WP Screw Ceramic Abutment Bmk Syst NP	733274700000018077
Screw Ceramic Abutment NobelReplace® Screw Ceramic Abutment Brånemark System®	733274700000018179
Screw Multi-unit Angled Abutment CC Clinical Screw Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ TCC Screw Multi-unit Angled Abutment NobelReplace® Screw Multi-unit Angled Abutment Brånemark System® Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini NobelZygoma 0° Angled Multi-unit Abutment Screw Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abut Screw	73327470000001827B
Omnigrip™ Clinical Screw CC klinikai csavar Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC Omnigrip™ Clinical Screw Titanium Tri-Channel Omnigrip™ Clinical Screw Titanium (CC és Tri-Channel) klinikai csavar	73327470000002066Y

Jogi nyilatkozatok

HU Minden jog fenntartva.

A Nobel Biocare, a Nobel Biocare logó és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb védjegy a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a védjegy tulajdonosa nincs feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül ki. Az ezen a lapon található képek nem feltétlenül méretarányosak. Minden termékkép csak illusztrációs célt szolgál, és előfordulhat, nem felel meg pontosan a terméknek.

Szimbólumok jegyzéke

Kérjük, tekintse meg a csomagolás címkéjét a termékhez kapcsolódó szimbólumokért. A csomagolás címkéjén különféle szimbólumokkal találkozhat, amelyek a termékre és/vagy annak használatára vonatkozó konkrét információkat közölnek. További információkért tekintse meg a Nobel Biocare kiadványának **Szimbólumok jegyzéke** című részét az ifu.nobelbiocare.com webhelyen.