

Esthetic Abutment Conical Connection/ Bmk System®/ NobelReplace™, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC



Importante – Esclusione di responsabilità

Questo prodotto fa parte di una soluzione completa e può essere utilizzato solo con i prodotti originali associati, conformemente alle istruzioni e raccomandazioni di Nobel Biocare. L'uso non consigliato di prodotti non originali in combinazione con prodotti Nobel Biocare renderà nulla ogni garanzia e qualsiasi altro obbligo, espresso o implicito, di Nobel Biocare. L'utilizzatore di prodotti Nobel Biocare ha il dovere di determinare se un prodotto sia adatto o meno allo specifico paziente e alle particolari circostanze. Nobel Biocare declina qualsiasi responsabilità, espressa o implicita, in merito a danni diretti, indiretti, punitivi o di altro tipo derivanti da o collegati a eventuali errori di valutazione o pratica professionale compiuti durante l'uso di

prodotti Nobel Biocare. L'utilizzatore è inoltre obbligato a tenersi regolarmente aggiornato sugli sviluppi più recenti relativi a questo prodotto Nobel Biocare e alle sue applicazioni. In caso di dubbi, l'utilizzatore dovrà contattare Nobel Biocare. Poiché l'utilizzo del prodotto avviene sotto il controllo dell'utilizzatore, questi se ne assume la piena responsabilità. Nobel Biocare declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti.

Alcuni prodotti specificati nelle presenti Istruzioni per l'uso potrebbero non avere ottenuto l'approvazione, l'autorizzazione o la licenza per la vendita in tutti i mercati da parte degli enti normativi.

Descrizione

L'Esthetic Abutment è un abutment per impianto dentale prefabbricato, direttamente connesso all'impianto dentale endosseo tramite una vite clinica ed è destinato all'uso come ausilio nella riabilitazione protesica. Viene consegnato confezionato insieme con una vite clinica/dell'abutment. Per informazioni relative alle viti dell'abutment, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso Nobel Biocare IFU1057.

Gli Esthetic Abutment Conical Connection sono disponibili in piattaforma 3.0/NP/RP/WP, diritti e con angolazione di 15°, sono dotati di connessione conica e possono essere utilizzati con i sistemi implantari NobelActive®, NobelParallel™ CC e NobelReplace® Conical Connection di Nobel Biocare.

Gli Esthetic Abutment Bmk System® sono disponibili nelle piattaforme NP/RP/WP, dispongono di una connessione esagonale esterna e possono essere utilizzati con i sistemi implantari Brånemark System® e/o NobelSpeedy® Groovy di Nobel Biocare.

Gli Esthetic Abutment NobelReplace® sono disponibili nella piattaforma NP/RP/WP/6.0, dispongono di una connessione interna trilobata e possono essere utilizzati con i sistemi implantari NobelReplace® e Replace Select™ di Nobel Biocare.

Gli Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC sono disponibili nelle piattaforme NP/RP, diritti e con angolazione di 15°, dispongono di una connessione conica triovale e possono essere utilizzati con il sistema implantare Nobel Biocare N1™.

I prodotti Nobel Biocare sono progettati e disponibili per essere utilizzati in diverse configurazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pubblicazione Informazioni sulla compatibilità di Nobel Biocare, visitando il sito ifu.nobelbiocare.com.

Uso previsto/Scopo previsto

Destinato alla connessione a un impianto dentale endosseo per supportare il posizionamento di una protesi dentale.

Indicazioni

L'Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC è un componente protesico prefabbricato collegato a un impianto dentale endosseo ed è indicato per l'uso come ausilio nella riabilitazione protesica per protesi singole e multiple fino a tre elementi.

Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk System/NobelReplace® è un componente protesico prefabbricato, direttamente collegato all'impianto dentale endosseo e inteso come ausilio nella riabilitazione protesica.

Esthetic Abutment Conical Connection 3.0 è indicato nel trattamento degli incisivi laterali mascellari o degli incisivi laterali e centrali mandibolari mancanti.

Controindicazioni

Gli Esthetic Abutment sono controindicati per:

- Pazienti non idonei dal punto di vista medico a una procedura di chirurgia orale e/o che soffrono di bruxismo.
- Pazienti per cui non si possano raggiungere dimensioni, numero o posizioni ottimali degli impianti adeguati a fornire il supporto sicuro di carichi funzionali o anche parafunzionali.
- Pazienti allergici o ipersensibili al titanio commercialmente puro, alla lega di titanio Ti-6Al-4V (titanio, alluminio, vanadio), al rivestimento a base di carbonio diamantato (DLC) o al policarbonato (materiale utilizzato per la cappetta in plastica/provisoria).

L'utilizzo di Esthetic Abutment Conical Connection 3.0 in posizioni diverse dagli incisivi laterali nella mascella o incisivi centrali e/o laterali nella mandibola è controindicato. Esthetic Abutment Conical Connection 3.0 non deve essere utilizzato per ricostruzioni multiple.

Per le controindicazioni specifiche dei cacciaviti e della vite clinica/dell'abutment, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di Nobel Biocare IFU1085 e IFU1057.

Materiali

- Esthetic Abutment Bmk System: titanio commercialmente puro di grado 1.
- Esthetic Abutment Conical connection, Esthetic Abutment NobelReplace® ed Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC: lega di titanio 90% Ti, 6% Al, 4% V conformemente alle norme ASTM F136 e ISO 5832-3.
- Vite dell'abutment/clinica per N1™ TCC, Brånemark System®, Conical Connection 3.0, RP, WP: lega di titanio 90% Ti, 6% Al, 4% V conformemente alle norme ASTM F136 e ISO 5832-3 e rivestimento a base di carbonio diamantato (DLC).
- Vite dell'abutment NobelReplace®, Conical Connection NP: lega di titanio 90% Ti, 6% Al, 4% V conformemente alle norme ASTM F136 e ISO 5832-3.
- Cappetta in plastica/provisoria: policarbonato.

Importante

Informazioni generali

Per il buon esito del trattamento implantare è essenziale una stretta collaborazione tra chirurgo, protesista e laboratorio odontotecnico.

Gli Esthetic Abutment devono essere utilizzati esclusivamente con strumenti Nobel Biocare compatibili. L'utilizzo di strumenti o componenti non destinati all'uso insieme con gli Esthetic Abutment può provocare problemi meccanici degli strumenti, danni ai tessuti oppure risultati estetici insoddisfacenti.

Quando si utilizza per la prima volta un nuovo dispositivo o metodo di trattamento, è opportuno lavorare in affiancamento a un collega esperto nell'uso del nuovo dispositivo/metodo di trattamento per cercare di evitare possibili complicanze. A questo scopo, Nobel Biocare mette a disposizione una rete globale di consulenti.

È particolarmente importante ottenere una corretta distribuzione del carico attraverso l'adattamento della corona o del ponte e la correzione dell'occlusione dell'arcata antagonista. Inoltre, si devono evitare forze di carico trasversali eccessive, soprattutto nei casi di carico immediato.

Prima dell'intervento chirurgico

Occorre prestare particolare attenzione ai pazienti che presentano fattori locali o sistemici che potrebbero interferire con i processi di guarigione dell'osso o del tessuto molle, oppure con il processo di osteointegrazione (ad es., tabagismo, scarsa igiene orale, diabete non controllato, radioterapia oro-facciale, terapia steroidea, infezioni nell'osso circostante). Prestare particolare attenzione ai pazienti sottoposti a terapia con bifosfonati.

In generale, il posizionamento dell'impianto e il progetto protesico devono adattarsi alle condizioni personali del paziente. In caso di bruxismo, di altre abitudini parafunzionali o di relazione intermascellare sfavorevole, può essere opportuno considerare un riesame dell'opzione di trattamento.

Il dispositivo non è stato valutato in pazienti pediatriche/adolescenti e non è raccomandato per l'uso sui bambini. Il trattamento di routine non è consigliato fino a che non sia stata opportunamente documentata la conclusione della crescita giovanile dell'osso mascellare.

Deficit preoperatori dei tessuti molli o duri possono compromettere il risultato estetico o determinare sfavorevoli angolazioni dell'impianto.

Tutti i componenti e gli strumenti utilizzati nella procedura clinica e/o di laboratorio devono essere mantenuti in buone condizioni. Prestare attenzione affinché gli strumenti non danneggino gli impianti o altri componenti.

Durante l'intervento chirurgico

Prestare particolare attenzione durante il posizionamento di impianti narrow platform nel settore posteriore a causa del rischio di sovraccarico protesico.

La cura e la manutenzione degli strumenti sterili sono indispensabili per il successo del trattamento. Gli strumenti sterili consentono non solo di proteggere i pazienti e il personale dalle infezioni, ma sono anche essenziali per l'esito complessivo del trattamento.

A causa delle ridotte dimensioni dei dispositivi, occorre prestare attenzione affinché non vengano ingeriti o aspirati dal paziente. È appropriato utilizzare strumenti di supporto specifici per prevenire l'aspirazione di parti libere (ad esempio, una garza, una diga odontoiatrica o una protezione per la gola).

Dopo il posizionamento dell'impianto, la valutazione del chirurgo della qualità dell'osso e della stabilità primaria determinerà quando caricare gli impianti. La quantità insufficiente di tessuto osseo e/o la qualità inadeguata dell'osso residuo, oltre a eventuali infezioni e malattie sistemiche, possono rappresentare cause potenziali di insuccesso dell'osteointegrazione subito dopo l'intervento chirurgico o dopo un iniziale ottenimento della stessa.

Momenti flettenti: le forze che causano i momenti flettenti sono note per essere le più sfavorevoli, in quanto possono potenzialmente compromettere la stabilità a lungo termine di una protesi sostenuta da impianti. Per ridurre i momenti flettenti, la distribuzione delle forze deve essere ottimizzata tramite la stabilizzazione dell'arcata, la riduzione al minimo delle estensioni distali, il raggiungimento di un'occlusione equilibrata nonché di una ridotta inclinazione cuspidale dei denti protesici.

Se si modifica la protesi, utilizzare apparecchiature protettive adeguate e abbondante irrigazione. Evitare l'inhalazione della polvere.

Dopo l'intervento chirurgico

Per contribuire ad assicurare risultati a lungo termine è consigliabile effettuare con regolarità sessioni complete di follow-up del paziente dopo il trattamento implantare e informarlo sulla corretta igiene orale.

Utilizzatori e gruppi di pazienti previsti

Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Brånemark System®, Esthetic Abutment Conical Connection devono essere utilizzati da professionisti del settore odontoiatrico.

Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Brånemark System®, Esthetic Abutment Conical Connection devono essere utilizzati in pazienti sottoposti a trattamento implantare.

Vantaggi clinici ed effetti collaterali indesiderati

Vantaggi clinici associati ai dispositivi nelle Istruzioni per l'uso

Gli Esthetic Abutment sono componenti di trattamento con un sistema implantare e/o corone e ponti dentali. Come vantaggio clinico di trattamento, i pazienti possono aspettarsi la sostituzione dei denti mancanti e/o la ricostruzione delle corone.

Effetti collaterali indesiderati associati a Esthetic Abutment Conical Connection, Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace® ed Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

Il posizionamento di questi dispositivi rientra in un trattamento invasivo che può essere associato a effetti collaterali tipici, quali infiammazione, infezione, sanguinamento, ematoma, dolore e gonfiore. Durante il posizionamento o la rimozione dell'abutment è possibile l'attivazione del riflesso faringeo in pazienti con sensibilità del riflesso stesso.

Gli abutment per impianti fanno parte di un sistema multicomponente per le ricostruzioni dentali e, di conseguenza, il ricevente dell'impianto può manifestare effetti collaterali simili a quelli associati ai denti, come cemento trattenuto, tartaro, mucosite, ulcera, iperplasia dei tessuti molli, recessioni dei tessuti molli e/o duri. Alcuni pazienti possono manifestare scolorimento nell'area della mucosa, come ingrignimento.

Laddove richiesto ai sensi della Normativa europea sui dispositivi medici (MDR EU 2017/745) è disponibile un documento di riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP Summary of Safety and Clinical Performance) per gli Esthetic Abutment. È possibile ottenere l'SSCP sul seguente sito Web:

ec.europa.eu/tools/eudamed1

¹ Sito Web disponibile al lancio del Database europeo sui dispositivi medici (EUDAMED)

Avviso relativo agli incidenti gravi

Per il paziente/utilizzatore/parte terza nell'Unione Europea e nei Paesi con regime normativo identico (Direttiva 2017/745/EU sui Dispositivi medici); se durante l'utilizzo di questo dispositivo o in concomitanza con il suo utilizzo si è verificato un incidente grave, segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale preposta. Le informazioni di contatto per segnalare un incidente grave al produttore di questo dispositivo sono riportate di seguito:

Nobel Biocare AB
www.nobelbiocare.com/complaint-form

Procedura di utilizzo

Procedura clinica – collegamento dell'abutment

1. Selezionare l'abutment appropriato in base al sistema implantare e alla piattaforma.
 2. Collegare e serrare l'abutment una volta assicurata la stabilità dell'impianto. Si raccomanda di verificare il posizionamento dell'abutment definitivo tramite radiografia.
- Attenzione** Per serrare l'abutment, accertarsi che l'impianto sia in grado di sostenere il torque di serraggio dell'abutment.
3. Serrare l'abutment conformemente ai parametri riportati di seguito utilizzando il Manual Torque Wrench Prosthetic del sistema implantare insieme al cacciavite.

Fare riferimento alla Tabella 1 per il torque di serraggio associato. Per informazioni relative ai mini cacciavite Omnigrip™ e a Manual Torque Wrench Prosthetic, fare riferimento a Nobel Biocare IFU1085 e IFU1098.

Tabella 1 – Valori del torque di serraggio

Esthetic Abutment	Torque di serraggio	Cacciavite
Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk system/ NobelReplace®	35 Ncm	Unigrip™ Screwdriver
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	20 Ncm	Omnigrip™ Mini Screwdriver
Esthetic Abutment Conical Connection 3.0	15 Ncm	Unigrip™ Screwdriver

Attenzione Non superare il torque di serraggio. Un serraggio eccessivo della vite dell'abutment/clinica può provocarne la rottura.

- Se è necessaria la modifica dell'abutment, rimuoverlo, posizionarlo su una replica e modificarlo utilizzando un disco di carborundum e una fresa al carburo.

Attenzione Non modificare mai la connessione abutment-impianto.

Attenzione Non modificare l'abutment a livello intraorale.

Nota È possibile modificare l'Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC conformemente ai parametri riportati di seguito:

Tipo di abutment	Modifica massima
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 1,75 mm	Fino a 5,6 mm dal livello dell'impianto
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 3 mm	Fino a 7,1 mm dal livello dell'impianto

- Prendere un'impronta standard dopo aver bloccato il foro della vite (ad es., con Teflon e composito).
- Ripulire l'Esthetic Abutment da eventuali residui.
- Inserire il provvisorio dopo aver sigillato il foro di accesso (ad es., utilizzando Teflon e composito). Accertarsi di rimuovere tutto il cemento in eccesso. È possibile utilizzare una cappetta provvisoria in plastica.

Nota La cappetta provvisoria in plastica è disponibile esclusivamente per for Esthetic Abutment per le connessioni esagonale esterna e trilobata interna.

Attenzione Non utilizzare cappette di plastica provvisorie con cementi poliuretanic, perché non polimerizzano.

- Se si segue un protocollo per l'impronta a livello dell'impianto anziché i passaggi 5-7, trasferire la posizione dell'impianto dalla bocca del paziente al modello master utilizzando i transfer per impronta e inviarlo al laboratorio.

Per informazioni dettagliate sui transfer per impronta, fare riferimento a IFU1086.

Procedura di laboratorio

- Realizzare un modello di lavoro con materiale gengivale rimovibile.
- Se applicabile, selezionare l'Esthetic Abutment e modificarlo posizionandolo su una replica e utilizzando un disco in carborundum e una fresa al carburo.

Nota È possibile modificare l'Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC conformemente ai parametri riportati di seguito:

Tipo di abutment	Modifica massima
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 1,75 mm	Fino a 5,6 mm dal livello dell'impianto
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 3 mm	Fino a 7,1 mm dal livello dell'impianto

Attenzione Non modificare mai la connessione abutment-impianto.

- Realizzare una corona o un ponte con la tecnica NobelProcera® o con le tecniche di fusione tradizionali.

Attenzione È possibile utilizzare l'Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC esclusivamente per ponti corti fino a 3 elementi senza sporgenze.

- Rivestire la corona o il manufatto, ove del caso.
- Inviare la corona e l'Esthetic Abutment al clinico.

Procedura clinica – cementazione della protesi definitiva

- Rimuovere la protesi provvisoria, ove del caso.
- Se è stato seguito un protocollo di impronta a livello dell'impianto, serrare l'Esthetic Abutment all'impianto conformemente ai parametri riportati in Tabella 1, altrimenti utilizzare cacciavite e Manual Torque Wrench prosthetic compatibili per verificare il serraggio dell'abutment (fare riferimento alla Tabella 1).

Si raccomanda di verificare il posizionamento dell'abutment definitivo tramite radiografia.

- Inserire la protesi sull'abutment e controllare l'occlusione e i contatti interprossimali.
- Cementare la corona o il manufatto definitivo utilizzando le procedure convenzionali dopo aver chiuso il foro di accesso (ad es., utilizzando Teflon e composito). Accertarsi di rimuovere tutto il cemento in eccesso.

Attenzione Non utilizzare cemento provvisorio per la cementazione di corone e ponti in ceramica, per evitare il rischio di microfratture.

Nel caso in cui sia necessario rimuovere l'Esthetic Abutment e questo sia bloccato nell'impianto, è possibile utilizzare lo strumento di rimozione dell'Abutment; fare riferimento alle istruzioni per l'uso IFU1096/IFU1041.

Informazioni sulla sterilità e sul riutilizzo

Esthetic Abutment Conical Connection, Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso. Prima dell'utilizzo, pulire e sterilizzare il prodotto conformemente alla procedura manuale o automatica riportata nelle istruzioni relative a pulizia e sterilizzazione, che segue.

Avvertenza L'utilizzo di un dispositivo non sterile può causare infezioni ai tessuti e l'insorgenza di malattie infettive.

Attenzione Esthetic Abutment Conical Connection, Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC sono prodotti monouso e non devono essere riutilizzati. Il processo di disinfezione/sterilizzazione potrebbe causare la perdita delle caratteristiche meccaniche, chimiche e/o biologiche. Il riutilizzo potrebbe causare infezione sistemica o locale.

Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione

Questi prodotti sono destinati ad essere puliti e sterilizzati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pubblicazione di Nobel Biocare **Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione**, visitando il sito ifu.nobelbiocare.com.

Informazioni sulla sicurezza per la risonanza magnetica (RM)

Questi prodotti sono realizzati in un materiale metallico che può essere influenzato dall'energia RM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pubblicazione **Informazioni sulla sicurezza RM** di Nobel Biocare, visitando il sito ifu.nobelbiocare.com.

Requisiti di prestazioni e limitazioni

Per ottenere le prestazioni desiderate, i dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente con i prodotti descritti all'interno delle presenti Istruzioni per l'uso e/o delle Istruzioni per l'uso di altri prodotti Nobel Biocare compatibili e conformemente all'uso previsto per ciascun prodotto. Per confermare la compatibilità dei prodotti destinati all'uso insieme ai dispositivi, controllare il codice colore, le dimensioni, le lunghezze, il tipo di connessione e/o eventuali marchi diretti, come applicabili sui prodotti o sulla relativa etichetta.

Strutture e formazione

Si raccomanda vivamente che il medico, anche se esperto dei prodotti Nobel Biocare, completi sempre uno speciale programma di formazione prima di utilizzare un nuovo prodotto per la prima volta. Nobel Biocare offre un'ampia gamma di corsi per diversi livelli di conoscenza ed esperienza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nobelbiocare.com.

Conservazione, gestione e trasporto




Il dispositivo deve essere conservato e trasportato asciutto, nella confezione originale, a temperatura ambiente e non deve essere esposto alla luce diretta del sole. Conservazione e trasporto inadeguati potrebbero influenzare le caratteristiche del dispositivo causandone la rottura.

Smaltimento

Smaltire in maniera sicura i dispositivi medici potenzialmente contaminati non più utilizzabili come rifiuti sanitari (clinici) in conformità alle linee guida sanitarie locali, ai criteri o alle normative statali e governative.

La separazione, il riciclo, o lo smaltimento del materiale della confezione devono avvenire in ottemperanza alle normative governative statali e locali in materia di smaltimento di imballaggi e rifiuti correlati, ove applicabile.

Informazioni su produttore e distributore

Produttore 	Nobel Biocare AB PO Box 5190, 402 26 Västra Hamngatan 1 Göteborg 411 17 Svezia www.nobelbiocare.com
Persona responsabile per il Regno Unito UK RP	Nobel Biocare UK Ltd 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE Regno Unito
Distribuito in Turchia da	EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş Nispetiye Mah. Aytaç Cad. Metro İş Merkezi No: 10/7 Beşiktaş İSTANBUL Telefono: +90 2123614901, Fax: +90 2123614904
Distribuito in Australia da	Nobel Biocare Australia Pty Ltd Level 4, 7 Eden Park Drive Macquarie Park, NSW 2113 Australia Telefono: +61 1800 804 597
Distribuito in Nuova Zelanda da	Nobel Biocare New Zealand Ltd 33 Spartan Road Takanini, Auckland, 2105 Nuova Zelanda Telefono: +64 0800 441 657
Marchio CE per i dispositivi di Classe IIb	 2797
Marchio UKCA per i dispositivi di Classe IIb	 0086

Nota Per il marchio di conformità per ciascun dispositivo, fare riferimento all'etichetta del prodotto.

Nota Per quanto riguarda la licenza del dispositivo per il Canada, è possibile che non tutti i prodotti descritti nelle Istruzioni per l'uso siano stati autorizzati in ottemperanza alla legislazione canadese.

Informazioni UDI-DI di base

Prodotto	Codice UDI-DI di base
Esthetic Abutment Conical Connection	73327470000001697K
Esthetic Abutment Bmk System	
Esthetic Abutment NobelReplace®	
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC	

Note legali

IT Tutti i diritti riservati.

Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica di Nobel Biocare, salvo diversa dichiarazione o evidenza che emerga dal contesto in un caso specifico. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e possono non essere la rappresentazione esatta del prodotto.

Glossario dei simboli

Per i simboli applicabili al prodotto, fare riferimento all'etichetta della confezione. Sull'etichetta della confezione possono essere riportati vari simboli che indicano informazioni specifiche sul prodotto e/o sul suo utilizzo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pubblicazione **Glossario dei simboli** di Nobel Biocare, visitando il sito ifu.nobelbiocare.com.