

Pilar Esthetic Abutment Conical Connection/ Bmk System®/ NobelReplace®, pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC



Importante – Exención de responsabilidad

Este producto forma parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente con los productos originales asociados según las instrucciones y recomendaciones de Nobel Biocare. La utilización no recomendada de productos fabricados por terceros junto con los productos de Nobel Biocare anulará cualquier garantía u otra obligación, expresa o implícita, por parte de Nobel Biocare. El usuario de productos de Nobel Biocare es el

responsable de determinar si un producto está o no indicado para cada paciente y cada circunstancia. Nobel Biocare declina cualquier responsabilidad, ya sea implícita o explícita, y no será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro carácter que se produzca por o guarde conexión con cualquier error en el juicio o la práctica del profesional en la utilización de los productos de Nobel Biocare. El usuario también está obligado a estudiar con regularidad los últimos desarrollos relativos a este producto de Nobel Biocare y sus aplicaciones. En caso de duda, el usuario deberá ponerse en contacto con Nobel Biocare. Puesto que la utilización de este producto está bajo el control del usuario, ésta será responsabilidad suya. Nobel Biocare no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de dicha utilización.

Tenga en cuenta que es posible que algunos de los productos que figuran en estas instrucciones de uso no estén autorizados para su venta y distribución o no tengan licencia de venta en algunos países según la normativa.

Descripción

El pilar Esthetic Abutment es un pilar de implante dental prefabricado, con conexión directa al implante dental endoóseo a través de un tornillo clínico y está diseñado para utilizarse como ayuda en la restauración protésica. Se suministra envasado junto

con un tornillo clínico/de pilar. Consulte las instrucciones de uso IFU1057 de Nobel Biocare para obtener información detallada sobre los tornillos clínicos y de pilar.

Los pilares Esthetic Abutment Conical Connection están disponibles en las plataformas 3.0/NP/RP/WP, rectos y con angulación de 15° y cuentan con una conexión cónica.

Los pilares Esthetic Abutment Bmk System® están disponibles en las plataformas NP/RP/WP y cuentan con una conexión hexagonal externa.

Los pilares Esthetic Abutment NobelReplace® están disponibles en las plataformas NP/RP/WP/6.0, y cuentan con una conexión interna tri-channel.

Los pilares Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC están disponibles en las plataformas NP/RP, rectos y con una angulación de 15° y cuentan con una conexión cónica trioval.

Los productos de Nobel Biocare están diseñados y están disponibles para utilizarse en una variedad de configuraciones. Para obtener más información, consulta la publicación Información de compatibilidad de Nobel Biocare en la página ifu.nobelbiocare.com.

Utilización prevista/uso previsto

Destinados a conectarse a un implante dental endoóseo para soportar la colocación de una prótesis dental.

Indicaciones

El pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC es un componente protésico prefabricado con conexión a un implante dental endoóseo, diseñado para utilizarse como ayuda en la rehabilitación protésica para casos unitarios y múltiples de hasta tres unidades.

El pilar Esthetic Abutment de conexión cónica/Bmk System/NobelReplace® es un componente protésico prefabricado con conexión directa al implante dental endoóseo, diseñado para utilizarse como ayuda en la restauración protésica.

El pilar Esthetic Abutment de conexión cónica 3.0 está indicado para el tratamiento de incisivos laterales en el maxilar o incisivos laterales y centrales en la mandíbula.

Contraindicaciones

La utilización de pilares Esthetic Abutment está contraindicada en los casos siguientes:

- Pacientes que no reúnen las condiciones médicas necesarias para someterse a un procedimiento quirúrgico oral y/o sufren de bruxismo.
- Pacientes a los que no se les pueda aplicar los tamaños, el número o la posición deseable de los implantes para lograr un soporte seguro de cargas funcionales o, a la larga, parafuncionales.
- Pacientes alérgicos o hipersensibles al titanio comercialmente puro, a la aleación de titanio Ti-6Al-4V (titanio, aluminio, vanadio), al recubrimiento DLC o al policarbonato (material utilizado en la cofia de plástico/provisional).

La utilización del pilar Esthetic Abutment Conical Connection 3.0 está contraindicada en otras posiciones que no sean incisivos laterales en el maxilar o incisivos centrales/laterales en la mandíbula. El pilar Esthetic Abutment Conical Connection 3.0 no debe utilizarse para restauraciones múltiples.

Consulte las contraindicaciones específicas de los destornilladores y los tornillos clínicos/de pilar en las instrucciones de uso IFU1085 e IFU1057 de Nobel Biocare.

Materiales

Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC NP/RP, pilar Esthetic Abutment 15° Nobel Biocare N1 TCC NP/RP, pilar Esthetic Abutment 15° Nobel Biocare N1 TCC NP, pilar Esthetic Abutment Conical Connection RP 15°, pilar Esthetic Abutment Conical Connection RP/3.0/WP y pilar 15° Esthetic Abutment Conical Connection RP/3.0/WP

Pilar: aleación de titanio compuesta por aleación de titanio-6-aluminio-4-vanadio ELI (intersticial extra bajo). La composición química detallada de la aleación de titanio es titanio equilibrado con 5.50 - 6.50 % en peso de aluminio, 3.5-4.5 % en peso de vanadio, máx. 0.25 % en peso de hierro, máx. 0.13 % en peso de oxígeno, máx. 0.08 % en peso de carbono, máx. 0.05 % en peso de nitrógeno, máx. 0.012 % en peso de hidrógeno (valor máx.-máximo).

Tornillo: aleación de titanio compuesta por aleación de titanio-6-aluminio-4-vanadio ELI (intersticial extra bajo). La composición química detallada de la aleación de titanio es titanio equilibrado con 5.50 - 6.50 % en peso de aluminio, 3.5-4.5 % en peso de vanadio, máx. 0.25 % en peso de hierro, máx. 0.13 % en peso de oxígeno, máx. 0.08 % en peso de carbono, máx. 0.05 % en peso de nitrógeno, máx. 0.012 % en peso de hidrógeno (valor máx.-máximo). El tornillo está parcialmente recubierto con un recubrimiento de carbono tipo diamante. El recubrimiento es un metal que contiene un recubrimiento de carbono, que contiene carburo de tungsteno y carbono con una capa intermedia de cromo entre el sustrato y un recubrimiento de carbono similar al diamante.

Pilar Esthetic Abutment NobRpl NP/RP/WP/6.0, pilar 15° Esthetic Abutment NobelReplace™ NP, pilar Esthetic Abutment Conical Connection NP, pilar Esthetic Abutment Conical Connection NP 15° y pilar 15° Esthetic Abutment Conical Connection NP

Pilar y tornillo: aleación de titanio compuesta por aleación de titanio-6-aluminio-4-vanadio ELI (intersticial extra bajo). La composición química detallada de la aleación de titanio es titanio equilibrado con 5.50 - 6.50 % en peso de aluminio, 3.5-4.5 % en peso de vanadio, máx. 0.25 % en peso de hierro, máx. 0.13 % en peso de oxígeno, máx. 0.08 % en peso de carbono, máx. 0.05 % en peso de nitrógeno, máx. 0.012 % en peso de hidrógeno (valor máx.-máximo).

Pilar Esthetic Abutment Bmk Syst NP/RP/WP

Implante: titanio grado 4 comercialmente puro. La composición química detallada es titanio equilibrado con un máximo de 0.50 % en peso de hierro, un máximo de 0.40 % en peso de oxígeno, un máximo de 0.08 % en peso de carbono, un máximo de 0.05 % en peso de nitrógeno y un máximo de 0.015 % en peso de hidrógeno (valor máx.-máximo).

Tornillo: aleación de titanio compuesta por aleación de titanio-6-aluminio-4-vanadio ELI (intersticial extra bajo). La composición química detallada de la aleación de titanio es titanio equilibrado con 5.50 - 6.50 % en peso de aluminio, 3.5-4.5 % en peso de vanadio, máx. 0.25 % en peso de hierro, máx. 0.13 % en peso

de oxígeno, máx. 0.08 % en peso de carbono, máx. 0.05 % en peso de nitrógeno, máx. 0.012 % en peso de hidrógeno (valor máx.-máximo). El tornillo está parcialmente recubierto con un recubrimiento de carbono tipo diamante. El recubrimiento es un metal que contiene un recubrimiento de carbono, que contiene carburo de tungsteno y carbono con una capa intermedia de cromo entre el sustrato y un recubrimiento de carbono similar al diamante.

Precauciones

General

La estrecha colaboración entre el cirujano, el dentista restaurador y el técnico del laboratorio dental resulta esencial para el éxito del tratamiento con implantes.

Los pilares Esthetic Abutment deben utilizarse exclusivamente con el instrumental compatible de Nobel Biocare. La utilización de instrumental no destinado a ser utilizado en combinación con los pilares Esthetic Abutment puede dar lugar al fracaso del producto, daños en los tejidos o resultados estéticos no satisfactorios.

Al utilizar un método de tratamiento o un dispositivo nuevo por primera vez, trabajar con un colega con experiencia en el nuevo dispositivo o método de tratamiento puede ayudar a evitar posibles complicaciones. Nobel Biocare dispone de una red global de mentores para este fin.

Resulta de especial importancia lograr una distribución de fuerzas correcta mediante la adaptación y el ajuste de la corona o el puente ajustando la oclusión al maxilar opuesto o al maxilar inferior opuesto. Además, evite fuerzas de carga transversal excesivas; especialmente en casos de carga inmediata.

Antes de la cirugía

Deberá prestarse especial atención a pacientes que presenten factores locales o sistémicos que puedan afectar al proceso de cicatrización, ya sea del hueso o del tejido blando, o al proceso de osteointegración (p. ej., si el paciente es fumador, no mantiene una higiene bucal adecuada, sufre de diabetes no controlada, se está sometiendo a radioterapia orofacial o a terapia con esteroides, o presenta infecciones en el hueso adyacente). Se aconseja precaución especial en pacientes que reciban tratamiento con bifosfonatos.

En general, la colocación del implante y el diseño protésico deberán adaptarse a las condiciones individuales del paciente. En caso de bruxismo, otros hábitos parafuncionales o relaciones desfavorables del maxilar inferior, deberá considerarse una reevaluación de la opción de tratamiento.

No se ha evaluado el dispositivo en pacientes pediátricos/adolescentes y no está recomendado su utilización en niños. No se recomienda el tratamiento estándar hasta que la finalización de la fase de crecimiento del hueso maxilar se haya documentado debidamente.

Un déficit en tejido duro o blando antes de la intervención puede provocar un resultado estético no deseado o angulaciones del implante desfavorables.

Todos los componentes, el instrumental y las herramientas que se utilicen en los procedimientos clínicos y/o de laboratorio deben mantenerse en buenas condiciones y se debe procurar que no dañen los implantes u otros componentes.

En el momento de la cirugía

No se recomiendan implantes de diámetro pequeño ni pilares angulados para la región posterior. El cuidado y mantenimiento de los instrumentos estériles son cruciales para un tratamiento exitoso. La esterilización del instrumental no solo es una medida

de seguridad para proteger a sus pacientes y al personal sanitario frente a infecciones, sino que también es esencial para el resultado del tratamiento completo.

Debido al reducido tamaño de los dispositivos, se debe prestar atención para que el paciente no los trague ni aspire. Es apropiado utilizar instrumental de soporte específico para evitar la aspiración de piezas sueltas (p. ej., una gasa, un dique dental o un protector de garganta).

Tras la colocación del implante, la evaluación que haga el cirujano de la calidad ósea y la estabilidad primaria determinará cuándo se puede realizar la carga de los implantes. La falta de cantidad y/o calidad de hueso remanente, las infecciones y las enfermedades generalizadas podrían ser causas del fracaso de la osteointegración, tanto inmediatamente después de la cirugía como después de conseguir la osteointegración inicial.

Momentos de flexión: las fuerzas que causan momentos de flexión son las más desfavorables, dado que pueden poner en peligro la estabilidad a largo plazo de una restauración implantosoportada. Para disminuir los momentos de flexión, la distribución de las fuerzas debería optimizarse mediante la estabilización entre arcadas, minimizando los cantilevers distales, con una oclusión equilibrada y una menor inclinación cuspídea de los dientes protésicos.

Si va a modificar la restauración, utilice irrigación abundante y equipo de protección adecuado. Evite la inhalación de polvo.

Después de la cirugía

Para ayudar a garantizar un buen resultado del tratamiento a largo plazo, se recomienda realizar un seguimiento periódico completo del paciente tras el tratamiento con implantes, así como informarle de los procedimientos de higiene bucal adecuados.

Grupos previstos de usuarios y pacientes

Los pilares Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Brånemark System®, Esthetic Abutment de conexión cónica deben ser utilizados por profesionales de la salud dental.

Los pilares Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Brånemark System®, Esthetic Abutment de conexión cónica deben ser utilizados en pacientes sujetos a un tratamiento de implantes dentales.

Ventajas clínicas y efectos secundarios no deseados

Ventajas clínicas asociadas a dispositivos en las IFU

Los pilares Esthetic Abutment son componentes del tratamiento con un sistema de implantes dentales y/o coronas y puentes dentales. Como ventaja clínica del tratamiento, los pacientes pueden esperar que se realice la sustitución de dientes faltantes y/o la restauración de coronas.

Efectos secundarios no deseados asociados a los pilares Esthetic Abutment de conexión cónica, pilares Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

La colocación de estos dispositivos forma parte de un tratamiento invasivo que puede estar asociado a efectos secundarios habituales como inflamación, infección, sangrado,

hematomas, dolor e hinchazón. En pacientes con un reflejo faríngeo (nauseoso) sensible, la colocación o extracción de los pilares puede desencadenar dicho reflejo.

Los pilares de implante son parte de un sistema de varios componentes que reemplaza dientes y, como resultado, el receptor del implante puede experimentar efectos secundarios similares a los asociados con los dientes, como cemento retenido, sarro, mucositis, úlceras, hiperplasia de tejidos blandos, recesiones de tejidos blandos o duros. Algunos pacientes pueden experimentar decoloración en el área de la mucosa, como alteración a gris.

Se dispone de un documento de Resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico (Safety and Clinical Performance document - SSCP) para todos aquellos pilares Esthetic Abutment para los cuales lo exija el Reglamento europeo sobre productos sanitarios (MDR; UE 2017/745). Es posible obtener los documentos SSCP en el sitio web siguiente: ec.europa.eu/tools/eudamed¹

¹ Sitio web disponible después del lanzamiento de la base de datos europea de productos sanitarios (EUDAMED)

Aviso sobre incidentes graves

Para pacientes/usuarios/terceros en la Unión Europea y en países con un régimen normativo idéntico (Reglamento 2017/745/EU sobre los productos sanitarios); si, durante la utilización de este dispositivo o como resultado de su utilización, se produce un incidente grave, notifíquelo al fabricante y a su autoridad nacional. La información de contacto del fabricante de este dispositivo para notificar un incidente grave es la siguiente:

Nobel Biocare AB
www.nobelbiocare.com/complaint-form

Procedimiento de uso

Procedimiento clínico – conexión del pilar

1. Seleccione el pilar apropiado para el sistema de implantes y la plataforma.
2. Conecte y apriete el pilar una vez se ha asegurado la estabilidad del implante. Se recomienda comprobar el asentamiento del pilar definitivo con radiografías.

Precaución Para apretar el pilar, compruebe que el implante puede soportar el torque recomendado para el pilar.

3. Apriete el pilar siguiendo los parámetros siguientes y utilizando la llave de torque manual protésica del sistema de implantes junto con el destornillador.

Consulte el torque asociado en la Tabla 1. Consulte las instrucciones de uso IFU1085 e IFU1098 de Nobel Biocare para obtener información sobre el destornillador Omnigrip™ Mini y la llave de torque manual protésica.

Tabla 1. Valores de torque

Pilar Esthetic Abutment	Torque	Destornillador
Pilar Esthetic Abutment de conexión cónica/Bmk System/NobelReplace®	35 Ncm	Destornillador Unigrip™
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	20 Ncm	Destornillador Omnigrip™ Mini
Pilar Esthetic Abutment de conexión cónica 3.0	15 Ncm	Destornillador Unigrip™

Precaución No supere el torque. El apriete excesivo del tornillo de pilar/clínico puede causar la fractura del tornillo.

4. Si es necesaria una modificación del pilar, retire el pilar, colóquelo en una réplica y modifíquelo con un disco de carborundo y una fresa de carburo tungsteno.

Precaución No modifique la conexión implante-pilar.

Precaución No modificar el pilar intraoralmente.

Nota El pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC se puede modificar siguiendo los siguientes parámetros:

Tipo de pilar	Modificación máxima
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 1.75 mm	Hasta 5.6 mm desde el nivel de implante
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 3 mm	Hasta 7.1 mm desde el nivel de implante

5. Tome una impresión estándar después de bloquear el orificio del tornillo (p.ej. con teflón y composite).
6. Limpie y elimine cualquier resto que quede en el pilar Esthetic Abutment.
7. Coloque la restauración provisional tras sellar el orificio de acceso (p.ej. utilizando teflón y composite). Asegúrese de retirar el cemento sobrante. Se puede utilizar una cofia provisional de plástico.

Nota Solo existen cofias provisionales de plástico para el pilar Esthetic Abutment con conexión hexagonal externa y conexión tri-channel interna.

Precaución No utilice una cofia de plástico provisional con cementos de poliuretano. El cemento no se solidificará.

8. Si se sigue un protocolo de toma de impresión a nivel de implante en vez de seguir los pasos 5-7, transfiera la posición del implante de la boca del paciente a un modelo maestro utilizando cofias de impresión y envíelo al laboratorio.

Consulte la información detallada sobre las cofias de impresión en las instrucciones de uso IFU1086.

Procedimiento de laboratorio

9. Fabrica un modelo de trabajo con encía removible.
10. Si es necesario, seleccione el pilar Esthetic Abutment y modifíquelo colocándolo en una réplica utilizando y con un disco de carborundo y una fresa de carburo tungsteno.

Nota El pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC se puede modificar siguiendo los siguientes parámetros:

Tipo de pilar	Modificación máxima
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 1.75 mm	Hasta 5.6 mm desde el nivel de implante
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 3 mm	Hasta 7.1 mm desde el nivel de implante

Precaución No modifique la conexión implante-pilar.

11. Fabrique una corona o un puente con la técnica NobelProcera® o con una técnica de colado convencional.

Precaución El pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC solo debe ser utilizado para puentes cortos de hasta 3 unidades sin extensión.

12. Recubra la corona o la estructura, si procede.

13. Envíe la corona y el pilar Esthetic Abutment al clínico.

Procedimiento clínico – cementado de la restauración definitiva

14. Extraiga la restauración provisional, si procede.
15. Si se llevó a cabo un protocolo de impresión a nivel de implante, apriete el pilar Esthetic Abutment al implante siguiendo los parámetros indicados en la tabla 1; de lo contrario, utilice el destornillador compatible y la llave de torque manual protésica para verificar el apriete del pilar (consulte la tabla 1).

Se recomienda comprobar el asentamiento del pilar definitivo con radiografías.

16. Asiente la restauración sobre el pilar y compruebe tanto la oclusión como los contactos interproximales.
17. Cemente la corona o la estructura definitivas con procedimientos convencionales tras sellar el orificio de acceso (p.ej. con teflón o composite). Asegúrese de retirar el cemento sobrante.

Precaución No utilice cemento provisional al cementar puentes y coronas cerámicas, puesto que existe mayor riesgo de microfracturas.

En caso de que sea necesario extraer el pilar Esthetic Abutment y esté atorado en el implante, se puede utilizar el instrumento de rescate de pilares, consulte las instrucciones de uso IFU1096/IFU1041.

Información sobre esterilidad y reutilización

Los pilares Esthetic Abutment de conexión cónica, Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC se suministran no estériles y son de un solo uso. Antes de la primera utilización, limpie y esterilice el producto siguiendo el procedimiento manual o automatizado descrito en las instrucciones de limpieza y esterilización siguientes.

Advertencia La utilización de dispositivos no estériles puede provocar enfermedades infecciosas o la infección de tejidos.

Precaución Los pilares Esthetic Abutment de conexión cónica, Esthetic Abutment Bmk System, Esthetic Abutment NobelReplace®, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC son de un solo uso y no deben reutilizarse. El procedimiento para su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas y/o biológicas. La reutilización podría provocar una infección local o sistémica.

Instrucciones de limpieza y esterilización

Estos productos están destinados a ser limpiados y esterilizados. Para obtener más información, consulte la publicación **Instrucciones de limpieza y esterilización** de Nobel Biocare en la página ifu.nobelbiocare.com.

Información sobre seguridad en resonancia magnética (IRM)

Estos productos están fabricados con un material metálico que puede verse afectado por la energía RM. Para obtener más información, consulte la publicación de Nobel Biocare **MRI Safety Information** en la página ifu.nobelbiocare.com.

Requisitos y limitaciones de rendimiento

Para alcanzar el rendimiento deseado, estos dispositivos solo deben utilizarse con los productos descritos en estas instrucciones de uso y/o en las instrucciones de uso de otros productos compatibles de Nobel Biocare y conforme al uso previsto de cada producto. Para confirmar la compatibilidad de los productos destinados a la utilización conjuntamente con estos dispositivos, compruebe la codificación por colores, las dimensiones, las longitudes, el tipo de conexión y cualquier marca directa según corresponda en los productos o en sus etiquetas.

Centros de producción y formación

Es muy aconsejable que tanto los usuarios nuevos como los que tienen experiencia en productos de Nobel Biocare reciban siempre formación especializada antes de utilizar un nuevo producto por primera vez. Nobel Biocare ofrece una amplia gama de cursos para distintos niveles de conocimiento y experiencia. Para obtener más información, visite www.nobelbiocare.com.

Almacenamiento, utilización y transporte

El dispositivo se debe guardar y transportar en seco en su envase original a temperatura ambiente y no se debe exponer a la luz solar directa. El almacenamiento o transporte incorrectos pueden afectar a las características del dispositivo y provocar su fracaso.

Desechado

Deseche de forma segura los dispositivos médicos que puedan estar contaminados o que ya no se puedan utilizar como residuos sanitarios (clínicos) de acuerdo con las directrices sanitarias locales, la legislación o la política nacional y gubernamental.

La separación, el reciclado o el desecho del material del envase deben realizarse de acuerdo con la legislación nacional y gubernamental sobre envases y residuos de envases, según proceda.

Información sobre el fabricante y distribuidor

Fabricante 	Nobel Biocare AB PO Box 5190, 402 26 Västra Hamngatan 1 Göteborg 411 17 Suecia www.nobelbiocare.com
Persona responsable en Reino Unido UK RP	Nobel Biocare UK Ltd 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE Reino Unido
Distribuido en Turquía por	EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş Nispetiye Mah. Aytar Cad. Metro İş Merkezi No: 10/7 Beşiktaş ESTAMBUL Teléfono: +90 2123614901, Fax: +90 2123614904
Marcado CE para dispositivos de clase IIb	 2797
Marcado UKCA para dispositivos de clase IIb	

Nota Consulte la etiqueta del producto para determinar la marca de conformidad aplicable a cada dispositivo.

Nota Respecto a las licencias para dispositivos de Canadá, es posible que algunos productos descritos en las IFU carezcan de licencia de dispositivo conforme a la ley canadiense.

Información básica de UDI-DI

Producto	Número de UDI-DI básica
Pilar Esthetic Abutment de conexión cónica	73327470000001697K
Pilar Esthetic Abutment Bmk System	
Pilar Esthetic Abutment NobelReplace®	
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1 TCC	

Información legal

ES Reservados todos los derechos.

Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos que se especifique lo contrario o que se deduzca claramente del contexto en algún caso. Las imágenes de los productos de este documento no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de productos sirven solo como ilustración y pueden no ser una representación exacta de los mismos.

Glosario de símbolos

Consulte la etiqueta del envase para conocer los símbolos aplicables relacionados con el producto. En la etiqueta del envase pueden encontrarse varios símbolos que transmiten información específica sobre el producto y/o su utilización. Para obtener más información, consulte la publicación de Nobel Biocare sobre el **Glosario de símbolos** en la página ifu.nobelbiocare.com.