

# Position Locators

## Bruksanvisning



### Viktigt – Ansvarsfriskrivning:

Den här produkten är en del av ett helhetskoncept och får endast användas tillsammans med tillhörande originalprodukter i enlighet med instruktioner och rekommendationer från Nobel Biocare. Om icke rekommenderade produkter från tredje part används tillsammans med produkter från Nobel Biocare upphör alla eventuella garantier eller övriga förpliktelser från Nobel Biocare, uttryckliga eller underförstådda, att gälla. Användaren av produkter från Nobel Biocare är själv skyldig att avgöra produktens lämplighet för den specifika patienten och gällande omständigheter. Nobel Biocare friskriver sig från allt ansvar, vare sig uttryckt eller underförstått, och ska inte hållas ansvariga för eventuella direkta, indirekta, straffbara eller övriga skador som uppkommit från eller i samband med bristande professionellt omdöme eller utförande vid användning av produkter från Nobel Biocare. Användaren har även skyldighet att regelbundet informera sig om de senaste uppdateringar angående denna produkt från Nobel Biocare och hur den tillämpas. Vid tveksamhet ska användaren kontakta Nobel Biocare. Eftersom det är användaren som har kontroll över användningen av produkten ligger ansvaret för användningen på honom/henne. Nobel Biocare friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstått till följd därav.

### Beskrivning:

Position Locators är förtillverkade tandproteskomponenter som fästs direkt på ett käkbensförankrat tandimplantat i patientens mun eller på en implantatreplica inbäddad i en huvudmodell, för att underlätta utformningen och tillverkningen av en tandimplantatkonstruktion.

Position Locators Nobel Biocare N1™ TCC är tillgängliga i plattformstorlekarna NP och RP, har en triangulär konisk koppling och kan användas med Nobel Biocare-implantatsystemet Nobel Biocare N1™.

Position Locators är förmonterade med en skruv som används för att fästa enheten på implantatet eller implantatreplican.

I tabell 1 visas en översikt över tillgängliga Position Locators, kompatibla implantatplattformar och tillhörande färgkodning, kompatibla skruvmejslar och åtdragningsmoment.

Tabell 1: Temporary Snap Abutments Engaging och Temporary Abutments Engaging/ Non-Engaging – Kompatibla implantatplattformar, skruvmejslar och åtdragningsmoment

| Position Locator för             | Tillgängliga plattformar | Färgkodning  | Åtdragningsmoment | Skruvmejsel    |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|
| Triangulär konisk koppling (TCC) | NP<br>RP                 | <br> | För hand          | Omnigrip™ Mini |

### Avsedd användning/avsett syfte:

#### Position Locators:

Avsedda att användas för att överföra riktningen, positionen eller orienteringen för ett tandimplantat till en patientmodell.

#### Indikationer:

Position Locators är indicerade för användning tillsammans med en intraoral eller stationär skanner för att bekräfta plats, position och vinkel för ett tandimplantat eller en implantatreplica, för att stödja skapandet av den digitala modellen som underlättar utformningen och tillverkningen av en tandprotes med CAD/CAM-teknik.

### Kontraindikationer:

Det är kontraindicerat att använda Position Locators för:

- Patienter vars medicinska tillstånd inte lämpar sig för oralkirurgiska ingrepp.
- Patienter hos vilka det inte är möjligt att sätta in implantat i lämplig storlek, av lämpligt antal eller i önskvärd position för att ge ett säkert stöd för funktionell, eller så småningom parafunktionell, belastning.
- Patienter som är allergiska eller överkänsliga mot titanlegering Ti-6Al-4V (titan, aluminium, vanadin) eller ZrN (zirkoniumnitrid).

### Varningar:

För att säkerställa noggrannheten för skanningen får Position Locator inte modifieras. Eventuella modifieringar kan påverka skanningens noggrannhet.

### Viktigt!

#### Allmänt:

För att implantatbehandlingen ska lyckas krävs ett nära samarbete mellan kirurgen, protetikern och tandteknikern.

Vi rekommenderar att Position Locators från Nobel Biocare endast används med kompatibla Nobel Biocare-implantat. Användning av komponenter som inte är avsedda att användas tillsammans med Position Locators kan leda till produktfel, vävnadsskada eller otillfredsställande estetiska resultat.

När du använder en ny produkt/behandlingsmetod för första gången kan det vara till hjälp om du arbetar tillsammans med en kollega som har erfarenhet av den nya produkten/ behandlingsmetoden för att undvika möjliga komplikationer. Nobel Biocare har ett globalt nätverk av mentorer för detta ändamål.

#### Före operation:

Preoperativa defekter i hård- eller mjukvävnad kan ge upphov till otillfredsställande estetiska resultat eller ogynnsamma vinklingar av implantatet.

Alla komponenter, instrument och verktyg som används under det kliniska ingreppet eller laboratorieproceduren måste hållas i gott skick och försiktighet måste iaktas så att inte instrumenten skadar implantat eller andra komponenter.

#### Under operation:

Eftersom enheterna är så små måste man vara försiktig så att patienten inte sväljer eller aspirerar dem. Det är lämpligt att använda specifika stödverktyg för att förhindra inandning av lösa delar (t.ex. ett halsskydd).

#### Efter operation:

För att säkerställa ett bestående behandlingsresultat rekommenderas en omfattande regelbunden patientuppföljning efter implantatbehandlingen och information om lämplig munhygien.

### Avsedda användare och patientgrupper:

Position Locators ska användas av tandvårdspersonal.

Position Locators ska användas för patienter som behandlas med tandimplantat.

### Kliniska fördelar och oönskade sideeffekter:

#### Kliniska fördelar förknippade med Position Locators:

Position Locators är en behandlingskomponent med ett tandimplantatsystem och/eller tandkronor och broar. Som en klinisk fördel med behandlingen kan patienten förvänta sig nya tänder och/eller återställda broar.

#### Oönskade biverkningar förknippade med Position Locators:

Placeringen av denna enhet är en del av en invasiv behandling som kan vara förknippad med typiska biverkningar såsom inflammation, infektion, blödning, hematom, smärta och svullnad. Under placering eller borttagning av en Position Locator kan kväljning utlösas hos patienter med en känslig kväljningsreflex.

#### Not gällande allvarliga incidenter:

För patienter/användare/tredje part i EU och i länder med identiskt regleringsystem (förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter): om en allvarlig incident inträffar under användning av den här enheten eller som ett resultat av dess användning, ska den rapporteras till tillverkaren och till den nationella myndigheten. Kontaktinformationen till den här enhetens tillverkare för rapportering av allvarliga incidenter är följande:

#### Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

### Hanteringsprocess:

**Viktigt!** Återanvänd inte Position Locators som har skadats eller tagits isär.

#### Arbetsflöde med en intraoral skanner:

**Obs!** Kontrollera enheterna avseende repor och deformation före varje användning för att säkerställa att Position Locators integritet och prestanda fortfarande är bibehållna.

1. Anslut Position Locator till implantatet genom att använda en Omnigrip Mini™ Screwdriver för att dra åt skruven för hand. Mer information om skruvmejslarna finns i Nobel Biocare-bruksanvisningen IFU1085. Bruksanvisningen kan laddas ner på [ifu.nobelbiocare.com](http://ifu.nobelbiocare.com).

**Viktigt!** Använd endast Omnigrip Mini Screwdrivers för Position Locators med triangulär konisk koppling.

2. Bekräfta att Position Locator har korrekt placering med en röntgenbild.
3. Gör en intraoral skanning av patienten enligt anvisningarna från skannerns tillverkare.
4. Ta bort Position Locator genom att lossa skruven.
5. Skicka skanningsfilen till laboratoriet.

#### Arbetsflöde med en stationär skanner:

**Obs!** Kontrollera enheterna avseende repor och deformation före varje användning för att säkerställa att Position Locators integritet och prestanda fortfarande är bibehållna.

1. Anslut och dra åt Position Locator för hand genom att dra åt skruven till implantatreplican som är inbäddad i huvudmodellen med Omnigrip Mini™ Screwdriver. Mer information om skruvmejslarna finns i Nobel Biocare-bruksanvisningen IFU1085.

**Viktigt!** Använd endast Omnigrip Mini Screwdrivers för Position Locators med triangulär konisk koppling.

2. Skanna huvudmodellen enligt anvisningarna från skannerns tillverkare.

### Material:

- Position Locator: titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V i enlighet med ASTM F136 och ISO 5832-3 och en beläggning av zirkoniumnitrid 58 % Zr, 42 % N.
- Skruv: titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V enligt ASTM F136 och ISO 5832-3.

### Information om sterilitet och återanvändbarhet:

Position Locators levereras icke-sterila och är avsedda för återanvändning. Före användning ska produkten rengöras och steriliseras enligt den manuella eller automatiserade proceduren i anvisningarna för rengöring och sterilisering.

Skruven i Position Locators behöver inte tas bort före rengöring och sterilisering.

**Varning!** Användning av icke-sterila produkter kan leda till vävnadsinfektion eller infektionssjukdomar.

**Varning!** Får ej användas om förpackningen är skadad eller har öppnats tidigare.

Position Locators är återanvändbara enheter som måste inspekteras före varje återanvändning för att säkerställa att integritet och prestanda fortfarande är bibehållna. Använd inte Position Locator som visar tecken på slitage eller modifieringar eftersom det kan påverka skanningens noggrannhet.

### Anvisningar för rengöring och sterilisering:

Position Locators levereras icke-sterila av Nobel Biocare och är avsedda för återanvändning. Före varje användning måste enheten rengöras och steriliseras av användaren.

**Enheten kan rengöras manuellt eller i en automatisk diskmaskin. Varje enhet måste sedan förseglas individuellt i en steriliseringspåse och steriliseras.**

Följande rengörings- och steriliseringsmetoder har validerats enligt internationella standarder och riktlinjer efter behov:

- Manuell och automatiserad rengöring: AAMI TIR 12.
- Sterilisering: AAMI ST79 och ISO 17665-1.

Enligt EN ISO 17664 är det användarens/den omsteriliseringsansvariges ansvar att säkerställa att bearbetningen/omsteriliseringen utförs med användning av utrustning, material och personal som garanterar ett effektivt resultat. Alla avvikelser från följande instruktioner ska valideras av användaren/den omsteriliseringsansvarige för att säkerställa ett effektivt resultat.

**Obs!** Tillverkarens bruksanvisning för rengöringsmedel och/eller utrustning och tillbehör som används för att rengöra och/eller torka enheterna måste noggrant följas om tillämpligt.

**Obs!** Position Locators har validerats att klara dessa rengörings- och steriliseringsprocedurer.

### Initial behandling på användningsstället före omsterilisering:

1. Kassera engångsinstrument och utslitna återanvändbara instrument omedelbart efter användning.
2. Avlägsna föroreningar och partiklar från återanvändbara enheter avsedda att omsteriliseras med absorberande pappersservetter.
3. Skölj enheterna med kallt rinnande kranvatten.

### Inneslutning och transport/frakt till omsteriliseringsområdet:

1. Efter att föroreningar och partiklar har avlägsnats ska enheterna förvaras i en behållare som är lämplig för att skydda enheterna under transport och för att undvika kontaminering av personal eller omgivningen.
2. Transportera enheterna till omsteriliseringsområdet så snart det är praktiskt möjligt. Om överföringen till omsteriliseringsområdet blir försenad ska du överväga att täcka över enheterna med en fuktig duk eller förvara dem i en sluten behållare för att undvika att föroreningar och/eller partiklar torkar in.

**Obs!** Återanvändbara enheter ska omsteriliseras genom att påbörja de förskrivna automatiserade eller manuella rengörings- och torkningsprocedurerna inom 1 timme efter användningen, för att säkerställa effektiv omsterilisering. Om enheterna transporteras till en annan anläggning för omsterilisering måste de förvaras i en transportbehållare som är lämplig för att skydda enheterna under transport och för att förhindra kontaminering av personal eller omgivningen.

### Automatiserad rengöring och torkning (inklusive förrengöring):

#### Förrengöring:

**Obs!** Skruven i Position Locators behöver inte tas bort före rengöring och sterilisering.

1. Sänk ned enheten i 0,5 % ljummet enzymatiskt rengöringsmedel (t.ex. Neodisher Medizym) i minst 5 minuter.
2. Fyll lumina (om sådana finns) med 0,5 % ljummet enzymatiskt rengöringsmedel (t.ex. Neodisher Medizym) med en 20 ml-spruta.
3. Borsta av de yttre ytorna med en mjuk nylonborste (t.ex. Medsafe MED-100.33) i minst 20 sekunder tills alla synliga föroreningar är borta.
4. Borsta av de inre ytorna, lumina och håligheter (om sådana finns) med en flaskborste av lämplig storlek (t.ex. 1,2 mm/2,0 mm/5,0 mm diameter) i minst 20 sekunder tills alla synliga föroreningar är borta.
5. Skölj alla yttre och inre ytor, lumina och håligheter (om sådana finns) grundligt med kallt rinnande kranvatten i minst 10 sekunder för att avlägsna allt rengöringsmedel.
6. Skölj lumina (om sådana finns) med 20 ml kranvatten med en 20 ml-spruta.

#### Automatiserad rengöring och torkning:

Följande diskmaskin användes av Nobel Biocare vid valideringen: Miele G7836 CD med Vario TD-programmet.

**Obs!** Vi rekommenderar att utföra den automatiserade rengöringen och torkningen med en last på högst 11 individuella enheter.

1. Placera enheterna i ett lämpligt ställ eller hållare (t.ex. en trådkorg av metall).
2. Ladda enheterna i diskmaskinen. Kontrollera att stället eller hållaren är placerad i en horisontell position.
3. Utför automatiserad rengöring. Följande parametrar är baserade på Vario TD-programmet på Miele G7836 CD-diskmaskinen:
  - Minst 2 minuters förtvätt med kallt kranvatten.
  - Tömning.
  - Minst 5 minuters rengöring med minst 55 °C (131 °F) kranvatten och 0,5 % milt alkaliskt rengöringsmedel (t.ex. Neodisher Mediclean).
  - Tömning.
  - Minst 3 minuters neutralisering med kallt avsaltat vatten.
  - Tömning.
  - Minst 2 minuters sköljning med kallt avsaltat vatten.
  - Tömning.
4. Kör torkcykeln vid minst 50 °C (122 °F) i minst 10 minuter.
5. Torka med komprimerad luft eller rena och luddfria engångsservetter om fukt finns kvar efter torkcykeln.

#### Visuell inspektion:

Efter rengöring och torkning ska enheten inspekteras för oacceptabel försämring som t ex korrosion, missfärgning, gropar eller sprickor i förslutningar. Enheter som inte blir godkända i inspektionen ska kasseras på lämpligt sätt.

#### Manuell rengöring och torkning:

**Obs!** Skruven i Position Locators behöver inte tas bort före rengöring och sterilisering.

1. Sänk ned enheten i minst 5 minuter i en steril 0,9 % NaCl-lösning.
2. Skrubba de yttre ytorna på enheten med en mjuk nylonborste i minst 20 sekunder tills alla synliga föroreningar är borta.

TPL 410098 000 04

3. Spola de inre ytorna, lumina och håligheter (om sådana finns) med 20 ml ljummet enzymatiskt rengöringsmedel (t.ex. Cidezyme ASP, högst 45 °C (113 °F)) med en spolkanyl som är ansluten till en 20 ml-spruta.
4. Borsta av de inre ytorna, lumina och håligheter (om sådana finns) med en flaskborste av lämplig storlek (t.ex. 1,2 mm/2,0 mm/5,0 mm diameter) i minst 10 sekunder tills alla synliga föroreningar är borta.
5. Skölj de yttre ytorna och lumina på enheten grundligt med kallt rinnande kranvatten i minst 10 sekunder för att avlägsna allt rengöringsmedel.
6. Sänk ned enheten i ett ultraljudsbad (t.ex. Bandelin, frekvens 35 kHz, effektiv ultraljudseffekt 300 W) som innehåller 0,5 % enzymatiskt rengöringsmedel (t.ex. Cidezyme ASP) och behandla i minst 5 minuter vid minst 40 °C (104 °F)/högst 45 °C (113 °F).
7. Spola de inre ytorna, lumina och håligheter (om sådana finns) med 20 ml ljummet kranvatten med en spolkanyl som är ansluten till en 20 ml-spruta.
8. Skölj de yttre ytorna på enheten grundligt med renat eller steril vatten i minst 10 sekunder för att avlägsna allt rengöringsmedel.
9. Torka med komprimerad luft eller rena och luddfria engångsservetter.

#### Visuell inspektion:

Efter rengöring och torkning ska enheten inspekteras för oacceptabel försämring som t ex korrosion, missfärgning, gropar eller sprickor i förslutningar. Enheter som inte blir godkända i inspektionen ska kasseras på lämpligt sätt.

#### Sterilisering:

Följande ångsterilisatorer användes av Nobel Biocare vid valideringen: Systec HX-320 (förvakuumcykel), Amsco Century Sterilizer (gravitationscykel).

**Obs!** Vi rekommenderar att utföra steriliseringen med en last på högst 11 enheter individuellt förseglade i steriliseringspåsar.

1. Förslut varje enhet i en lämplig steriliseringspåse. Steriliseringspåsen ska uppfylla följande krav:
  - EN ISO 11607 och/eller DIN 58953-7.
  - Lämplig för ångsterilisering (temperaturresistens upp till minst 137 °C (279 °F)), tillräcklig ångpermeabilitet.
  - Tillräckligt skydd för instrumenten samt steriliseringsförpackningen mot mekanisk skada.

Tabell 2 visar exempel på lämpliga behållare, påsar och omslag för sterilisering.

Tabell 2: Rekommenderade steriliseringspåsar

| Metod             | Rekommenderad steriliseringspåse        |
|-------------------|---|
| Gravitationscykel | SPSmedical Self-Seal-steriliseringspåse |
| Förvakuumcykel    | SteriCLIN®-påse                         |

2. Märk steriliseringspåsen med information som krävs för att kunna identifiera enheten (till exempel produktnamn med artikelnummer och lot/batchnummer (om tillämpligt)).
3. Placera den förslutna steriliseringspåsen i autoklaven/sterilisatorn. Kontrollera att steriliseringspåsen är placerad i en horisontell position.
4. Sterilisera enheten. Både gravitationscykeln och förvakuumcykeln (dynamisk luftevakuering) kan användas, med användning av följande rekommenderade parametrar (tabell 3):

Tabell 3: Rekommenderade steriliseringscykler

| Cykel                          | Minsta temperatur | Minsta steriliseringstid | Minsta torktid (i kammare) | Minsta tryck                |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Gravitationscykel <sup>1</sup> | 132 °C (270 °F)   | 15 minuter               | 20 minuter                 | ≥ 2 868,2 mbar <sup>4</sup> |
| Förvakuumcykel <sup>1</sup>    | 132 °C (270 °F)   | 4 minuter                |                            |                             |
| Förvakuumcykel <sup>2</sup>    | 134 °C (273 °F)   | 3 minuter                |                            | ≥ 3 042 mbar <sup>5</sup>   |
| Förvakuumcykel <sup>3</sup>    | 134 °C (273 °F)   | 18 minuter               |                            |                             |

<sup>1</sup> Validerade steriliseringsprocesser för att uppnå en Sterility Assurance Level (SAL) på 10<sup>-6</sup> i enlighet med EN ISO 17665-1.

<sup>2</sup> Rekommendation från Welsh Health Technical Memorandum (WHTM) 01-01 Part C.

<sup>3</sup> Rekommendation från Världshälsorganisationen (WHO) för ångsterilisering av instrument med potentiell TSE/CJD-kontaminering. Säkerställ att förpackningen och övervakningssystemen (kemiska/biologiska indikatorer) som används för denna cykel har validerats för dessa förhållanden.

<sup>4</sup> Mättat ångtryck vid 132 °C i enlighet med EN ISO 17665-2.

<sup>5</sup> Mättat ångtryck vid 134 °C i enlighet med EN ISO 17665-2.

**Obs!** Autoklavens/sterilisatorns utförande och prestanda kan påverka effektiviteten av steriliseringsprocessen. Sjukvårdsanläggningarna ska därför validera processerna som de använder, med den utrustning och de operatörer som faktiskt bearbetar enheterna rutinmässigt. Alla autoklaver/sterilisatorer ska uppfylla kraven i och valideras, underhållas och kontrolleras enligt SN EN 13060, EN 285, EN ISO 17665-1 och/eller AAMI ST79, eller tillämplig nationell standard. Tillverkarens bruksanvisning för autoklaven/sterilisatorn måste följas strikt.

#### Förvaring och underhåll:

Efter sterilisering ska den märkta och förseglade steriliseringspåsen placeras på en torr och mörk plats. Följ instruktionerna från steriliseringspåsens tillverkare beträffande förvaringsförhållanden och utgångsdatum för den steriliserade enheten.

#### Inneslutning och transport/frakt till användningsstället:

Behållaren och/eller den yttre förpackningen som används för att transportera eller frakta den omsteriliserade enheten tillbaka till användningsstället måste vara lämplig för att skydda enheternas sterilitet under transport, med tanke på enhetens förpackning och den transport- eller fraktprocedur som krävs (transport inom anläggningen eller frakt till en annan plats).

#### Prestandakrav och begränsningar:

För att uppnå önskad prestanda ska Position Locators endast användas med de produkter som beskrivs i denna bruksanvisning och/eller i bruksanvisningen för andra kompatibla Nobel Biocare-produkter, och i enlighet med produkternas avsedda användning. För att bekräfta kompatibiliteten för produkter som är avsedda att användas tillsammans med Position Locators ska du kontrollera färgkod, mått, längd, anslutningstyp och/eller annan direkt märkning, där det är tillämpligt, på produkterna eller produktetiketterna.

#### Resurser och utbildning:

Vi rekommenderar starkt att nya och erfarna användare av Nobel Biocare-produkter alltid genomgår specialutbildning innan de börjar använda en ny produkt för första gången.

Nobel Biocare erbjuder ett stort utbud av kurser på olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer. Mer information finns på [www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com).

#### Förvaring, hantering och transport:

Enheten måste förvaras och transporteras i originalförpackningen under torra förhållanden i rumstemperatur och i skydd från direkt solljus. Felaktig förvaring och transport kan påverka enhetens egenskaper och leda till funktionsfel.

#### Kassering:

Kassera potentiellt kontaminerade eller oanvändbara medicinska enheter på ett säkert sätt som hälso- och sjukvårdsavfall (kliniskt avfall) i enlighet med lokala hälso- och sjukvårdsriktlinjer, landsspecifik och myndighetsspecifik lagstiftning eller policy.

Sortering, återvinning eller kassering av förpackningsmaterial ska ske i enlighet med lokal lands- och myndighetsspecifik lagstiftning om förpackningar och förpackningsavfall, om tillämpligt.

#### Information gällande tillverkare och distributör:



**Tillverkare:**  
Nobel Biocare AB  
Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1  
411 17 Göteborg  
Sverige  
[www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com)

**Distribueras i Australien av:**  
Nobel Biocare Australia Pty Ltd  
Level 4/7 Eden Park Drive  
Macquarie Park, NSW 2114 Australien  
Telefon: +61 1800 804 597

**Distribueras i Nya Zeeland av:**  
Nobel Biocare New Zealand Ltd  
33 Spartan Road  
Takanini, Auckland, 2105 Nya Zeeland  
Telefon: +64 0800 441 657



CE-märkning för klass I-produkter



CE-märkning för klass II-produkter

**Obs!** Se produktetiketten för att fastställa tillämplig CE-märkning för varje enhet.

### Information om Basic UDI-DI:

Följande tabell visar information om Basic UDI-DI för de enheter som beskrivs i denna bruksanvisning.

| Produkt                                      | Basic UDI-DI-nummer |
|--|---------------------|
| Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP | 733274700000013674  |

### Symbolordlista:

Följande symboler kan finnas på enhetens etikett eller i informationen som medföljde enheten. Se enhetens etikett eller den medföljande informationen för tillämpliga symboler.



Auktoriserad representant i EU



Lotnummer



Artikelnummer



Viktigt!



CE-märkning



Läs bruksanvisningen



Innehåller farliga ämnen



Innehåller eller kan innehålla spår av ftalater



Datum



Tillverkningsdatum



Får ej omsteriliseras



Får ej återanvändas



Får ej användas om förpackningen är skadad



Dubbelt sterilt barriärsystem

Rx Only

Receptbelagd användning enbart



Vårdcentral eller läkare



Skyddas från solljus



Förvaras torrt

[symbol.glossary.nobelbiocare.com](https://www.nobelbiocare.com/ifu)  
[ifu.nobelbiocare.com](https://www.nobelbiocare.com/ifu)

Länk till portalen med symbolordlista och bruksanvisning



MR-villkorad



Tillverkare



Medicinteknisk produkt



Pyrogenfri



Icke-steril



Patientidentifikation



Webbplats för patientinformation



Patientnummer



Serienummer



Enkelt sterilt barriärsystem



Enkelt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning inuti



Enkelt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning utanpå



Steriliserad med etylenoxid



Steriliserad genom strålning



Temperaturgräns



Tandnummer



Övre temperaturgräns



Steriliserad med ånga eller värme



Unik enhetsidentifierare



Används före

SE Med ensamrätt.

Nobel Biocare, Nobel Biocare-logotypen och alla andra varumärken som används i det här dokumentet är, om inget annat anges eller framgår av sammanhanget i ett specifikt fall, varumärken som tillhör Nobel Biocare. Produktillustrationerna i denna broschyr är inte nödvändigtvis skalenliga. Alla produktillustrationer visas endast i illustrativt syfte och kanske inte är en exakt återgivning av produkten.