

# Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet

## Käyttöohjeet



### Tärkeää – Vastuuvapauslauseke:

Tämä tuote on osa kokonaiskonseptia, ja sitä saa käyttää ainoastaan siihen liittyvän alkuperäisen tuotteen kanssa Nobel Biocaren ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttäminen Nobel Biocaren tuotteiden kanssa suositusten vastaisesti aiheuttaa Nobel Biocaren ilmaistujen tai epäsuorien takuiden tai muiden velvoitteiden raukeamisen. Nobel Biocare -tuotteiden käyttäjän pitää ratkaista, soveltuuko tuote kyseiselle potilaalle ja kyseiseen tilanteeseen. Nobel Biocare ei vastaa ilmaistuista tai epäsuorista vaateista eikä se ole vastuussa suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista tai muista vahingonkorvauksista, jotka liittyvät ammatillisen arviointikyvyn tai toiminnan virheisiin Nobel Biocaren tuotteiden käytön aikana. Käyttäjän on myös tutustuttava säännöllisesti tämän Nobel Biocaren tuotteen uusiin kehitysvaiheisiin ja sovelluksiin. Epävarmoissa tilanteissa käyttäjän on otettava yhteyttä Nobel Biocareen. Käyttäjää vastaa tuotteen käyttämisestä. Nobel Biocare ei ole vastuussa mistään käytöstä aiheutuvien vahinkojen vahingonkorvauksista. Huomaa, että osa tässä käyttöohjeessa esitetyistä tuotteista ei välttämättä ole saanut viranomaisyhtäytystä tai myyntilupaa kaikissa maissa.

### Kuvaus:

Luun reunan viimeistelijöissä\* on sylinterimäinen leikkauspinta, jonka avulla voidaan poistaa liiallista luuta hammassimulantin koronaalipuolelta (yläpinnalta tai platformin puolelta) välttämättä implantin asentamisen jälkeen tai sen jälkeen, kun implantin paranemisprosessi on päättynyt. Tämä saattaa olla tarpeen proteettisten komponenttien myöhemmän asennuksen helpottamiseksi.

Luun reunan viimeistelijöitä käytetään yhdessä implantin kiinnityskohtaan tilapäisesti kiinnitettävien yhteensopivien luun reunan viimeistelyohjainten\*\* kanssa; nämä ohjaavat luun reunan viimeistelijän oikeaan asentoon ja rajoittavat jyrksintäsyvyyden esimäärityksen mukaan.

Luun reunan viimeistelijöistä ja luun reunan viimeistelyohjaimista on saatavilla useita halkaisijaltaan erilaisia kokoja, jotka ovat yhteensopivia erilaisten Nobel Biocare -implanttijärjestelmien kanssa. Lisäksi tiettyjen luun reunan viimeistelijöiden pakkaukseen sisältyy vastaava luun reunan viimeistelyohjain, mutta kaikissa tapauksissa luun reunan viimeistelyohjaimia on saatavilla erikseen.

Bone Mill Guide Nobel Biocare N1 TCC -viimeistelyohjain koostuu kahdesta osasta, päärungosta ja ruuvista. Nämä osat toimitetaan samassa pakkauksessa, mutta erillisinä, ja ne on koottava ennen käyttöä.

Taulukossa 1 on yhteenvedo saatavilla olevista luun reunan viimeistelijöistä ja luun reunan viimeistelyohjaimista, niiden halkaisijoista ja yhteensopivista Nobel Biocare -implanttijärjestelmistä. Taulukossa mainitaan myös tarvittava ruuvinväänin; tietoja ruuvinvääninistä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1085. Käyttöohje on ladattavissa osoitteesta [ifu.nobelbiocare.com](http://ifu.nobelbiocare.com).

Taulukko 1: Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet, implanttijärjestelmät ja ruuvinväänitimet

Luun reunan viimeistelijä	Luun reunan viimeistelyohjain	Yhteensopiva implanttijärjestelmä	Ruuvinväänin
Bone Mill with Guide Conical Connection 3.0	Bone Mill Guide Conical Connection 3.0	NobelActive 3.0	Unigrip
Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 4,4	Bone Mill Guide Conical Connection NP	NobelActive NP NobelReplace CC NP NobelParallel CC NP	
Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 5,2			
Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 5,2	Bone Mill Guide Conical Connection RP	NobelActive RP NobelReplace CC RP NobelParallel CC RP	
Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 6,2			Unigrip
Bone Mill with Guide Conical Connection WP Ø 6,7	Bone Mill Guide Conical Connection WP	NobelActive WP NobelParallel CC WP	
Bone Mill with Guide Brånemark System® NP Ø 4,5	Bone Mill Guide Brånemark System® NP	NobelSpeedy Groovy NP Brånemark System NP	
Bone Mill with Guide Brånemark System® RP Ø 5,1	Bone Mill Guide Brånemark System® RP	NobelSpeedy Groovy RP Brånemark System RP NobelZygoma	
Bone Mill with Guide Brånemark System® WP Ø 6,5	Bone Mill Guide Brånemark System® WP	NobelSpeedy Groovy WP Brånemark System WP	Omnigrip Mini
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4,0	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4,0	Nobel Biocare N1™ TiUltra TCC NP	
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5,2		
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5,2	Nobel Biocare N1™ TiUltra TCC RP	

\* Luokan Ila laite; katso vastaava CE-merkintä (CE 2797) valmistajan ja maahantuojan tietojen alapuolelta.

\*\* Luokan II laite; katso vastaava CE-merkintä (CE 2797) valmistajan ja maahantuojan tietojen alapuolelta.

### Käyttötarkoitus:

#### Luun reunan viimeistelijät:

Tarkoitettu poistamaan hammassimulanttia tai kiinnityspintaa ympäröivää luuta.

#### Luun reunan viimeistelyohjaimet:

Tarkoitettu ohjaamaan porausinstrumentteja, joita käytetään poistamaan hammassimulantin kiinnityspintaa ympäröivää luuta.

### Käyttökohteet:

#### Luun reunan viimeistelijät:

Luun reunan viimeistelijöitä käytetään yhdessä luun reunan viimeistelyohjaimien kanssa liiallisen luun poistamiseen ylä- tai alaleuasta hammassimulantin koronaalipuolelta proteettisten komponenttien myöhemmän asennuksen helpottamiseksi.

### Luun reunan viimeistelyohjaimet:

Sama kuin käyttötarkoitus.

### Vasta-aiheet:

Luun reunan viimeistelijöitä ja luun reunan viimeistelyohjaimia ei saa käyttää:

- Potilaille, jotka eivät terveydellisistä syistä sovellu suuriin leikkauksiin.
- Potilaille, jotka ovat allergisia tai yliherkkiä kaupallisesti puhtaalle titaaniille (luokka 4), luokan 5 titaanioksiksidille (Ti-6Al-4V – titaani, alumiini, vanadiini), ruostumaton kromiteräs -pinoittele tai timantinkaltaiselle hiilipinoittele (DLC).

Lue erityisesti käytettävää hammassimulanttia koskevat käyttörajoitukset Nobel Biocaren vastaavaa implanttia koskevasta käyttöohjeesta. Käyttöohjeet ovat ladattavissa osoitteesta [ifu.nobelbiocare.com](http://ifu.nobelbiocare.com).

Lue erityisesti implanttijärjestelmiä koskevat käyttörajoitukset Nobel Biocaren kyseisiä komponentteja koskevasta käyttöohjeesta.

### Varoitukset:

Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvien varotoimien, kuten aseptiikan, lisäksi leikalutua porattaessa tulee välttää hermojen ja verisuonten vaurioittamista ottamalla huomioon anatomiset rakenteet ja ennen toimenpidettä otettavat röntgenkuvat.

### Varoitukset:

#### Yleiset:

Luun reunan viimeistelijöitä ja luun reunan viimeistelyohjaimia saa käyttää vain yhteensopivien Nobel Biocaren instrumenttien ja komponenttien kanssa. Jos käytetään instrumentteja tai komponentteja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä luun reunan viimeistelijöiden ja luun reunan viimeistelyohjaimien kanssa, tämä saattaa aiheuttaa tuotteen vioittumisen, kudonvaurioita tai esteettisesti epätyydyttäviä tuloksia.

Mahdollisia komplikaatioita voidaan välttää työskentelemällä ensimmäisellä kerralla sellaisen kollegan kanssa, jolla on kokemusta uudesta laitteesta tai hoitomenetelmästä. Nobel Biocarella on tätä varten maailmanlaajuinen ohjaajien verkosto.

#### Ennen leikkausta:

Ennen leikkausta potilaan psyykinen ja fysiologinen tila on määritettävä ja potilas on tutkittava kliinisesti ja radiologisesti, jotta varmistetaan hoidon soveltuvuus potilaalle.

Eryistä huomiota on kiinnitettävä potilaisiin, joiden paikalliset tai systeemiset tekijät voivat vaikuttaa luun tai pehmytkudoksen paranemiseen tai osseointegraatioon (esimerkiksi tupakointi, huono suhygienia, epätasapainossa oleva diabetes, suun tai kasvojen sädehoito, steroidilääkitys tai viereisessä luussa olevat infektiot). Erityisesti potilaita, jotka saavat bisfosfonaattihoidoa, tulee tarkkailla huolellisesti.

Implantin asennus ja proteettinen suunnittelu tulee tehdä potilaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Jos potilas kärsii bruksismista, hänellä on muita parafunktionaalisia taipumuksia tai jos leuat ovat epäsuhtaiset, hoitovaihtoehtoa pitää ehkä harkita uudelleen.

Tuotetta ei ole testattu lapsilla eikä nuorilla potilailla, eikä sen käyttöä lapsille suositella. Rutiinihoitoa ei suositella nuorille potilaille, ennen kuin leikaluun kasvuvaiheen päättymisen on varmistettu asianmukaisesti.

Jos luu- tai pehmytkudoksessa on vaurioita ennen leikkausta, esteettinen lopputulos ei ehkä ole riittävä tai implantti saattaa asettua väärään kulmaan.

Kaikki kliinisessä toimenpiteessä tai laboratoriossa käytettävät komponentit, instrumentit ja työkalut on pidettävä hyvässä kunnossa, ja on pidettävä huolta siitä, että instrumentit eivät vahingoita implantteja tai muita komponentteja.

#### Leikkauksen aikana:

Hoidon onnistuminen riippuu ratkaisevasti steriilien instrumenttien hoidosta ja ylläpidosta. Steriloidut instrumentit suojaa potilasta ja hoitohenkilökuntaa infektioilta ja ovat erittäin tärkeitä koko hoidon onnistumisen kannalta.

Laitteiden pienen koon vuoksi on huolehdittava siitä, ettei potilas niele tai aspiroi niitä.

Irtotaisten kappaleiden (esim. sideharson, kofferdam-suojan tai kurkun suojan) aspiraation estämiseksi on asianmukaista käyttää sopivia aputyökaluja.

#### Leikkauksen jälkeen:

Jotta pitkäaikaisen hoidon onnistuminen ja hyvä hoitotulos voidaan varmistaa, potilasta tulee seurata kattavasti ja säännöllisesti implanttihoidon jälkeen ja potilaalle pitää kertoa hyvästä suhygieniasta.



#### Silmämääräinen tarkastus:

Tarkasta laite puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen käytön estävien vikojen, kuten korroosion, värinmuutosten, pistesyöpmien ja tiivisteiden halkeilun varalta, ja hävitä vioittuneet laitteet asianmukaisesti.

#### Sterilointi:

Nobel Biocare käytti validoinnissa seuraavia höyrysterilointilaitteita: Systec HX-320 (esityhjiöjakso); Amsco Century Sterilizer (painovoimajakso).

**Huomautus:** Sterilointi on suositeltavaa suorittaa enintään 11 yksittäin sterilointipusseihin pakatulle laitteelle kerrallaan.

1. Sulje kukin laite sopivaan sterilointipussiin. Sterilointipussin tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
  - EN ISO 11607 ja/tai DIN 58953-7.
  - Höyrysterilointiin sopiva (kestää lämpöä vähintään 137 °C:een (279 °F:een) asti, riittävä höyrynläpäisevyys).
  - Riittävä instrumenttien ja sterilointipakkauksen suojaus mekaanisilta vaurioilta.

Taulukossa 2 on esimerkkejä sopivista sterilointipusseista.

**Taulukko 2: Suositellut sterilointipussit**

Menetelmä	Suosittelu sterilointipussi
Painovoimajakso	SPSmedical Self Seal -sterilointipussi
Esityhjiöjakso	SteriCLIN®-pussi

2. Merkitse sterilointipussiin laitteen tunnistamiseen tarvittavat tiedot (esimerkiksi tuotenimi ja tuotenumero sekä eränumero (jos mahdollista)).
3. Aseta suljettu sterilointipussi autoklaaviin/sterilointilaitteeseen. Varmista, että sterilointipussi on vaakatasossa.
4. Steriloi laite. Voit käyttää joko painovoimajaksoa tai esityhjiöjaksoa (dynaaminen ilmanpoisto) seuraavilla suositelluilla parametreilla (katso taulukko 3):

**Taulukko 3: Suositellut sterilointijaksot**

Sykli	Vähimmäislämpötila	Vähimmäissterilointiaika	Vähimmäiskuivausaika (kammiossa)	Vähimmäispaine
Painovoima-jakso <sup>1</sup>	132 °C (270 °F)	15 minuuttia	20 minuuttia	≥2 868,2 mbar <sup>4</sup>
Esityhjiöjakso <sup>1</sup>	132 °C (270 °F)	4 minuuttia		
Esityhjiöjakso <sup>2</sup>	134 °C (273 °F)	3 minuuttia	≥ 3 042 mbar <sup>5</sup>	
Esityhjiöjakso <sup>3</sup>	134 °C (273 °F)	18 minuuttia		

<sup>1</sup> Validoidut sterilointiprosessit, joilla saavutetaan SAL (Sterility Assurance Level) -taso 10<sup>-6</sup> standardin EN ISO 17665-1 vaatimusten mukaisesti.

<sup>2</sup> WHTM (Welsh Health Technical Memorandum) -suositus 01-01 osa C.

<sup>3</sup> Maailman terveysjärjestön (WHO) suositus mahdollisesti TSE-/CJD-kontaminoituneiden instrumenttien steriloinnista. Varmista, että jaksossa käytettävät pakkaukset ja valvontajärjestelmät (kemialliset/biologiset ilmaisimet) on validoitu näihin olosuhteisiin sopiviksi.

<sup>4</sup> Kyllästetyn höyryn paine 132 °C:n lämpötilassa standardin EN ISO 17665-2 vaatimusten mukaisesti.

<sup>5</sup> Kyllästetyn höyryn paine 134 °C:n lämpötilassa standardin EN ISO 17665-2 vaatimusten mukaisesti.

**Huomautus:** Autoklaavin/sterilointilaitteen malli ja suorituskyky voi vaikuttaa sterilointiprosessin tehoon. Terveyspalvelun tarjoajien tulee siksi validoida käyttämänsä prosessit laitoksen normaalisti käyttämällä laitteilla ja henkilöstöllä. Kaikkien autoklaavien/sterilointilaitteiden tulee täyttää standardin SN EN 13060, EN 285, EN ISO 17665-1 ja/tai AAMI ST79 tai asianmukaisen kansallisen standardin vaatimukset ja laitteet tulee validoida, ylläpitää ja tarkastaa näiden standardien mukaisesti. Autoklaavin/sterilointilaitteen valmistajan käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

#### Säilytys ja ylläpito:

Aseta steriloinnin jälkeen tunnistemerkinnällä varustettu suljettu sterilointipussi kuivaan ja pimeään tilaan. Noudata sterilointipussin valmistajan steriloitujen tuotteiden säilytysolosuhteista ja steriloidun laitteen viimeisestä käyttöpäivästä antamia ohjeita.

#### Säilytys ja kuljetus/lähetys käyttökohteeseen:

Pakkauksen ja/tai ulkopakkauksen, jossa uudelleenkäsitelty laite toimitetaan takaisin käyttökohteeseen, on oltava sopiva suojaamaan laitteita ja varmistamaan niiden steriiliys kuljetuksen aikana, laitteen pakkaus ja kuljetus- tai lähetysprosessi (laitoksen sisäinen kuljetus tai lähetys ulkoiseen toimipaikkaan) huomioon ottaen.

#### Suorituskyvyvaatimukset ja rajoitukset:

Halutun suorituskyvyn saavuttamiseksi luun reunan viimeistelijöitä ja luun reunan viimeistelyohjaimia saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa ja/tai muiden yhteensopivien Nobel Biocare -tuotteiden käyttöohjeissa mainittujen tuotteiden kanssa ja kunkin tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tuotteiden yhteensopivuuden varmistamiseksi yhdessä luun reunan viimeistelijöiden ja luun reunan viimeistelyohjaimien kanssa käytettävien tuotteiden värikoodit, mitat, pituudet, kiinnitystyyppi ja/tai mahdolliset suorat merkinnät on tarpeen mukaan tarkistettava tuotteista tai tuotemerkinnöistä.

#### Laitokset ja koulutus:

Suosittellemme erityiskoulutusta sekä uusille että kokeneemmille Nobel Biocare -tuotteiden käyttäjille ennen uuden tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. Nobel Biocare tarjoaa laajan valikoiman eritasoisia kursseja. Lisätietoja on osoitteessa [www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com).

#### Säilytys, käsittely ja kuljetus:

Laite on säilytettävä ja kuljetettava kuivissa olosuhteissa alkuperäispakkauksessaan huoneenlämmössä ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Epäasianmukainen säilytys ja kuljetus voivat vaikuttaa laitteen ominaisuuksiin ja aiheuttaa vaurioitumisen.

#### Hävittäminen:

Hävitä mahdollisesti kontaminoituneet tai käyttökelvottomat lääkintälaitteet terveydenhuollon (kliinisenä) jätteenä paikallisten terveydenhuollon ohjeiden, maakohtaisten ja viranomaisten säädösten tai käytäntöjen mukaisesti.

Pakkauksimateriaalin erottelussa, kierrätyksessä tai hävityksessä on noudatettava mahdollisia maakohtaisia ja viranomaisten säädöksiä pakkauksista ja pakkauksijätteestä.

#### Valmistajan ja maahantuojan tiedot:



#### Valmistaja:

Nobel Biocare AB  
Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1  
411 17 Göteborg  
Ruotsi  
[www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com)

#### Maahantuoja Australiassa

Nobel Biocare Australia Pty Ltd  
Level 4/7 Eden Park Drive  
Macquarie Park, NSW 2113  
Australia  
Puhelin: +61 1800 804 597

#### Maahantuoja Uudessa-Seelannissa:

Nobel Biocare New Zealand Ltd  
33 Spartan Road  
Takanini, Auckland, 2105  
Uusi-Seelanti  
Puhelin: +64 0800 441 657



Luokan I laitteiden  
CE-merkki



Luokan IIa laitteiden  
CE-merkki

**Huomautus:** Katso tuotemerkinnöistä, mitkä CE-merkinnät koskevat kutakin laitetta.

#### Basic UDI-DI -tiedot:

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tässä käyttöohjeessa mainittujen tuotteiden Basic UDI-DI -tiedot.

Tuote	Basic UDI-DI -tunniste
Bone Mill Guide Conical Connection 3.0 Bone Mill Guide Conical Connection NP Bone Mill Guide Conical Connection RP Bone Mill Guide Conical Connection WP Bone Mill Guide Brånemark System® NP Bone Mill Guide Brånemark System® RP Bone Mill Guide Brånemark System® WP	73327470000001567A
Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4,0 Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5,2 Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5,2	73327470000001567A
Bone Mill with Guide Conical Connection 3.0 Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 4,4 Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 5,2 Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 5,2 Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 6,2 Bone Mill with Guide Conical Connection WP Ø 6,7 Bone Mill with Guide Brånemark System® NP Ø 4,5 Bone Mill with Guide Brånemark System® RP Ø 5,1 Bone Mill with Guide Brånemark System® WP Ø 6,5	733274700000014779
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4,0 Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	733274700000014779

## Symbolisanasto:

Tuotemerkinnöissä ja laitteen tiedoissa saatetaan käyttää seuraavia symboleita. Katso kutakin laitetta koskevat symbolit tuotemerkinnöistä tai laitteen tiedoista.



Eräkoodi



Luettelonumero



Päivämäärä



Valmistuspäivä



Valmistaja



Sarjanumero



Laitteen yksilöllinen tunnistus



Terveyskeskus tai lääkäri



Potilasnustus




Potilasnumero



Hampaan numero



Lue käyttöohje



Linkki online-symbolisanastoon ja käyttöohjeportaaliin



Potilastietosivusto



Varoitus



Ei saa steriloida uudelleen



Ei saa käyttää uudelleen



Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut. Lue käyttöohje



Viimeinen käyttöpäivä



Lämpötilan rajoitus



Suurin sallittu lämpötila



Säilytettävä poissa auringonvalosta



Säilytä kuivana



Sisältää eläinperäistä biologista materiaalia



Sisältää vaarallisia aineita



Sisältää DEHP-ftalaattia tai valmistettu tiloissa, joissa on käsitelty DEHP-ftalaattia



Sisältää luonnonkumilateksia tai valmistettu tiloissa, joissa on käsitelty luonnonkumilateksia



Sisältää ftalaattia tai valmistettu tiloissa, joissa on käsitelty ftalaattia



Ei-pyrogeeninen



Ehdollisesti MRI-soveltuva



MRI-turvallinen



Epästeriili



Steriloitu eteenioksidilla



Steriloitu säteilyttämällä



Steriloitu höyryllä tai kuumasterilointimenetelmällä



Yksittäinen steriili suojavalmiste



Yksittäinen steriili suojavalmiste ja sisäpuolinen suoja pakkaus



Yksittäinen steriili suojavalmiste ja ulkopuolinen suoja pakkaus



Kaksinkertainen steriili suojavalmiste



Valtuutettu edustaja Sveitsissä



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa



Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa



CE-merkki



CE-merkki, jossa on ilmoitetun laitoksen numero



Maahantuojat EU:ssa



Maahantuojat Sveitsissä



UKCA-merkki



UKCA-merkki ja hyväksytyt laitoksen numero



Lääkinnällinen laite

Rx only

Käytä vain lääkärin määräyksestä

FI Kaikki oikeudet pidätetään.

Nobel Biocare, Nobel Biocare -logo ja muut tässä asiakirjassa käytetyt tavaramerkit ovat, ellei toisin mainita tai ellei asiayhteydestä toisin ilmene, Nobel Biocaren tavaramerkkejä. Tämän kansion tuotekuvat eivät välttämättä ole mittakaavassa. Kaikki tuotekuvat on tarkoitettu vain viitteeksi eivätkä ne välttämättä vastaa tarkasti tuotetta.