

Abutment Retrieval Instrument Titanium Conical Connection (kónikus csatlakozású titánfelépítmények eltávolítására való eszköz) Használati útmutató



Fontos: Kérjük, olvassa el!

Felelősségi nyilatkozat:

Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a páciens kezelésére. A Nobel Biocare elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. A termék használatát a felhasználó végzi, ez az ő felelősségét képezi. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkért. Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás:

Az Abutment Retrieval Instrument Titanium (Felépítményt eltávolító eszköz) újrahasználatos, anyaga titán. Az eszköz két változatban kapható, az egyik a belső kónikus csatlakozással ellátott NP platformhoz való, és magenta színű, a másik a belső kónikus csatlakozással ellátott RP/WP platformhoz való, és sárga színű.

Rendeltetés:

Az eszköz titánfelépítmények eltávolítására használható, ha a felépítmény beragadt az implantátumba a szoros kónikus csatlakozás miatt.

Javallat:

Az eszköz a kónikus csatlakozású Nobel Biocare implantátumokkal történő használatra javasolt.

Ellenjavallat:

Általában az ellenjavallatok az implantátumok beültetésével kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak olyan páciensek esetében, akik:

- belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;
- allergiások vagy túlérzékenyek a kereskedelmi tisztá, 5. fokozatú (Ti 6Al-4V) titánra.

Vigyázat:

Ne használja az eltávolító eszközt cirkónium-oxid felépítmények eltávolítására.

Határozottan javasolt a felépítményteltávolító eszközt csak kónikus csatlakoztatású Nobel Biocare titánfelépítményekkel használni, mert az eltérő méretű összetevők együttes használata az eszközök mechanikai meghibásodásához és szövetkárosodáshoz vezethet.

A felépítményteltávolító eszközt csak titánból készült, belső kónikus csatlakozással rendelkező, NP, RP vagy WP protetikai csatlakozófelülettel ellátott implantátumok felépítményeinek eltávolítására használja.

Figyelem:

Az eszközök gondos kezelése és karbantartása elengedhetetlen a kezelés sikerességéhez. A sterilizált eszközök használata nem csak a betegeket és a személyzetet segít megóvni a fertőzésektől, hanem az egész kezelés sikerességéhez is szükséges.

A műtét során használt összes eszközt jó állapotban kell tartani, és figyelni kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy más összetevőket.

Az eszközök kicsiny mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket a beteg ne nyelje le, és ne lélegezze be.

Kifejezetten javasolt minden orvosnak, az implantátumok alkalmazásában tapasztalt és az abban nem jártas szakembereknek is, hogy minden új kezelési módszer alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare többféle tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalatszinten lévő szakemberek képzésére. További tudnivalókat keresse fel a www.nobelbiocare.com webhelyet.

Amikor először alkalmaz egy új eszközt vagy kezelési módszert, az esetleges szövdmények elkerülése érdekében segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával együtt dolgozik. A Nobel Biocare erre a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

Használati utasítás:

Eljárás:

Helyzet:

A Screwdriver Unigrip™ csavarhúzó segítségével eltávolították a felépítményt/klinikai csavart, és a felépítmény/fogpótlás beragadt az implantátumba a szoros kónikus csatlakozás miatt.

Megjegyzés: A felépítményt/klinikai csavart ki kell csavarni az implantátum és a felépítmény belső menetéből. Amennyiben a laza felépítmény/klinikai csavar eltávolítása nehézkes, helyezzen egy kis mennyiségű tapadóviaszt a Screwdriver Unigrip™ csavarhúzó végére; ez segít abban, hogy hozzá rögzüljön a felépítménycsavar feje.

1. Helyezze be az Abutment Retrieval Instrument Titanium eszközt a felépítménybe, és csavarja be a Screwdriver Unigrip™ csavarhúzóval, amíg a csavar vége hozzá nem ér az implantátum belsejében található üreg aljához.
2. A Screwdriver Unigrip™ csavarhúzóval kifejtett forgatónyomatékkal csavarja le a felépítményt az implantátumról.



A műteti eljárásokra vonatkozó további információkat a „Beavatkozások és termékek” kezelési útmutatóban találja, amelyet a www.nobelbiocare.com webhelyről tölthet le, vagy kérje a legújabb nyomtatott változatot a Nobel Biocare képviselőjétől.

Anyag:

5. fokozatú titánötvözet (Ti 6Al-4V).

Tisztítási és sterilizálási utasítások:

Az eszközöket nem sterilen szállítjuk; használat előtt tisztítani és sterilizálni kell.

Az Amerikai Egyesült Államokban: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 132 °C (270 °F) hőmérsékleten 3 percen keresztül.

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 132–135 °C hőmérsékleten 3 percen keresztül.

Másik lehetőség Nagy-Britanniában: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 134–135 °C hőmérsékleten 3 percen keresztül.

A javasolt paraméterek „A Nobel Biocare termékek tisztítási és sterilizálási útmutatója és az MR-képalkotásra vonatkozó tájékoztatás” dokumentumban találhatók, amelyet a www.nobelbiocare.com/sterilization oldalon tölthet le, vagy kérje a legújabb nyomtatott változatot a Nobel Biocare képviselőjétől.

Vigyázat! A nem steril alkatrészek felhasználása fertőzést, illetve a fertőzőes betegségek továbbadását okozhatja.

Az MR-képalkotásra vonatkozó biztonsági tájékoztatás:

A terméket nem vizsgálják biztonság és kompatibilitás tekintetében MR-környezetben. Nem vizsgálják a termék melegedését és elmozdulását MR-környezetben.

Tárolás és kezelés:

A terméket száraz helyen kell tárolni, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve. A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

Kiselejtezés:

A termék kiselejtezését a helyi előírások és a környezetvédelmi szabályok betartásával kell végezni, figyelembe véve a szennyezettség fokát.

Gyártó: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svédország.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com



Nem steril



Figyelem



Olvassa el a használati útmutatót



Tételszám

HU Minden jog fenntartva.
A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül ki. Az ezen a lapon található képek nem feltétlenül méretarányosak.