

Guided Drill Stop Kit

Használati útmutató



Fontos: Kérjük, olvassa el!

Felelősségi nyilatkozat:

Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a beteg kezelésére. A Nobel Biocare elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. Mivel a termék használata a felhasználó belátása szerint történik, a használat a felhasználó felelősségére történik. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkat. Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás:

A Drill Stop fúrómegállító egy üreges henger rögzítőcsavarral, amely a fúróra csúsztatható és egy csavarkészlettel rögzíthető, így a kívánt fúrási mélységnél megállítóelemet hozva létre. A Drill Stop Kit fúrómegállító készlet többféle átmérőjű, különféle átmérőjű fúrókhoz való fúrómegállítóból áll, amelyeket a Drill Stop Kit Box fúrómegállító készlet-dobozban kell tárolni.

A Guided Drill Stop Kit fúrómegállító készlet a Guided Twist Drill és Guided Twist Step Drill fúrókkal használható a NobelActive®, NobelParallel™ CC, Brånemark System® Mk III Groovy, Brånemark System® Mk III Shorty és Brånemark System® Mk III TiUnit®, NobelSpeedy® Groovy, NobelSpeedy® Replace, NobelSpeedy® Shorty, NobelReplace® Straight és Replace Select™ Straight implantátumokhoz.

Rendeltetés:

A Drill Stop fúrómegállítókat arra használják, hogy bizonyos fúrási mélységnél megállítsák a fúrókat, amikor az állcsontba fúrnak az implantátum behelyezésének előkészítésére, így biztonságosabbá és pontosabbá téve a fúrási folyamatot. A Drill Stop Kit Box fúrómegállító készlet-doboz a Drill Stop fúrómegállító tárolására, autoklavozására és felszerelésük megkönnyítésére szolgál.

Javallatok:

A Drill Stop fúrómegállítókat az összes Nobel Biocare egyenes fúrási protokollban használhatók. A Guided Drill Stop Kit fúrómegállító készlet a 2, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6 és 4,2 mm átmérőjű Guided Twist Drill és Guided Twist Step Drill fúrókkal használható.

Ellenjavallatok:

Az implantátumokkal kapcsolatos műtétek ellenjavallottak azon páciensek esetében, akik:

- belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;
- allergiások vagy túlérzékenyek a sebészeti tisztaságú rozsdamentes acélra vagy az ötvözet bármelyik összetevőjére.

Vigyázat:

Ha az orvos helytelenül ítéli meg a fúró hosszúságát a radiológiai felvételen mért távolságokhoz képest, ez az idegek vagy más létfontosságú képletek maradandó károsodásához vezethet. Ha az orvos a tervezettnél mélyebbre fúr az állkapocsbán, ez az alsó ajak és az áll maradandó érzéketlenségét és szájfenéki vérzést okozhat.

A minden műtétre érvényes kötelező eljárások, mint például az aszepszis betartása mellett arra is kell ügyelni, hogy az állcsont fúrásakor el kell kerülni az idegek és az erek károsodását az anatómiai ismeretek és a műtét előtt készített röntgenfelvételek alapján.

Figyelem:

Kifejezetten javasolt minden orvosnak, az implantátumok alkalmazásában tapasztalt és az ebben nem jártas szakembereknek is, hogy minden új kezelési módszer alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare többféle tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalatszinten lévő szakemberek képzésére. További tudnivalóért keresse fel a www.nobelbiocare.com webhelyt.

A tudás és a tapasztalat megszerzésében segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával dolgozik együtt, amikor először alkalmaz egy új eszközt vagy kezelési módszert. A Nobel Biocare erre a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

A műtét során használt összes eszközt jó állapotban kell tartani, és figyelni kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy más összetevőket.

Az eszközök kicsiny mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket a beteg ne nyelje le, és ne lélegezze be.

Használat:

Eljárás:

1. Válassza ki a Guided Twist Drill vagy Guided Twist Step Drill fúróhoz megfelelő Guided Drill Stop fúrómegállítót a lézeres jelölés által jelzett átmérő alapján.
2. Csúsztassa a megfelelő Drill Stop fúrómegállítót a fúrószárra. Helyezze a fúrószárat a fúrás mélységének megfelelő felszerelési lyukba. A Guided Drill Stop Kit Box fúrómegállító készlet-dobozban két sor található: az egyik a 2 mm–3.2 mm átmérőjű fúróhoz, a másik a 3.4 mm-es és nagyobb átmérőjű fúróhoz.*

2



3. Húzza meg a Drill Stop fúrómegállító rögzítőcsavarját a Unigrip™ Screw Driver csavarhúzóval.

3



4. Fúrjon addig, amíg el nem éri a meghatározott fúrási mélységet, és folytassa az implantátum helyének előkészítését a megfelelő implantátumrendszer használati útmutatójának megfelelően.
- A műtéti eljárásokra vonatkozó további információkat a megfelelő implantátumrendszer kezelési útmutatójában találja, amelyet a www.nobelbiocare.com webhelyről tölthet le, vagy a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől szerezheti be.

Anyagok:

Drill Stop fúrómegállító: sebészi tisztaságú rozsdamentes acél.

Tisztítási és sterilizálási utasítások:

Az eszközt nem sterilen szállítjuk, és többszöri használatra tervezett. A használat és újrahasználat előtt tisztítsa meg, fertőtlenítse és sterilizálja a terméket a javasolt paraméterekkel. A használat után szedje szét a Drill Stop fúrómegállítót és a rögzítőcsavart a kézi vagy automata tisztításhoz és fertőtlenítéshez. Az alkatrészek vizuális ellenőrzése után helyezze őket a készletdobozba, és folytassa a sterilizálást a tisztítási és sterilizálási útmutató szerint.

Az Amerikai Egyesült Államokban: Helyezze a készletdobozt zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 270°F vagy legfeljebb 279°F (132°C vagy legfeljebb 137°C) hőmérsékleten legalább 4 percig (a sterilizálási ciklustól függően).

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: Helyezze a készletdobozt zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 132–135°C hőmérsékleten legalább 4 percig (a sterilizálási ciklustól függően).

Másik lehetőség Nagy-Britanniában: Helyezze a készletdobozt zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 134–135°C hőmérsékleten legalább 4 percig (a sterilizálási ciklustól függően).

A javasolt paraméterek "A Nobel Biocare termékek tisztítási és sterilizálási útmutatója és az MR-képkalkotásra vonatkozó tájékoztatás" dokumentumban található, amelyet a www.nobelbiocare.com/sterilization oldalon tölthet le, vagy a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől szerezheti be.

Vigyázat: A nem steril alkatrészek felhasználása fertőzést, illetve a fertőzőes betegségek továbbadását okozhatja.

A MR-képkalkotásra vonatkozó biztonsági tájékoztatás:

Nem vizsgálták a termék biztonságát és kompatibilitását tekintetében MR-környezetben. Nem vizsgálták a termék meledését és elmozdulását MR-környezetben.

Tárolás és kezelés:

A terméket száraz helyen kell tárolni, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve. A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

Kiselejtezés:

A termék kiselejtezését a helyi előírások és a környezetvédelmi szabályok betartásával kell végezni, figyelembe véve a szennyezettség fokát.



Gyártó: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svédország.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com



Nem steril



Figyelem



Olvassa el a
használati útmutatót



Tételszám

HU Minden jog fenntartva.
A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül ki. Az ezen a lapon található képek nem feltétlenül méretarányosak.