

Informazioni sulla compatibilità

Contenuti

IFU sulla compatibilità dei prodotti.....	3
IFU1001. Impianti NobelActive® TiUnite® e NobelActive® TiUltra™	3
IFU1002. Impianti NobelParallel™ CC e NobelParallel™ CC TiUltra™	3
IFU1007. Brånemark System® Mk III TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill, Twist Step Drill, Counterbore, Screw Tap	4
IFU1008. NobelReplace® Select™ TC.....	6
IFU1010. NobelReplace® Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection PMC, NobelReplace® Conical Connection TiUltra™	7
IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC	7
IFU1016. Viti di copertura	8
IFU1018. Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk system®/NobelReplace™, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	8
IFU1023. Universal Base e Universal Abutment	9
IFU1040. Abutment Release Pins CC	9
IFU1043. Strumentazione per la rimozione della vite dell'abutment	9
IFU1048. Frese Tapered Drill e Dense Bone Drill, maschiatori Screw Tap.....	10
IFU1050. NobelZygoma™ 45°	10
IFU1051. Impianti NobelZygoma™ 0°	10
IFU1057. Viti cliniche, viti dell'abutment, viti protesiche.....	10
IFU1067. PureSet™ Tray	11
IFU1074. Concetto On1™	12
IFU1075. Multi-unit Abutment e cappette di guarigione.....	13
IFU1085. Cacciaviti.....	13
IFU1086. Transfer per impronta.....	14
IFU1087. Sistema Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	14
IFU1088. Concetto Nobel Biocare N1™ Base.....	15

IFU1089. Bone Mill e Bone Mill Guide	15
IFU1090. Strumenti e componenti riutilizzabili Nobel Biocare	15
IFU1091. Localizzatori di posizione	16
IFU1092. Drill Stop Kit per chirurgia guidata e a mano libera	17
IFU1093. Abutment e cilindri provvisori	18
IFU1094. Abutment di guarigione, viti di guarigione	18
IFU1095. Impianto Zygoma RP	19
IFU1096. Strumenti di rimozione dell'abutment	20
IFU1097. Strumentazione per la rimozione dell'impianto	20
IFU1098. Manual Torque Wrench Surgical e Prosthetic	21
IFU1099. Sistema Trefoil™	22
IFU1100. Parti di ricambio Nobel Biocare	22
IFU1101. Mascherine radiografiche	23
IFU1102. Blank per abutment in titanio Nobel Biocare N1™ TCC	23
IFU1104. LiteSet™ Tray	23
IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®	24
IFU2001. Mascherine chirurgiche NobelGuide® e Guided Anchor Pin	24
IFU2009. Guided Pilot Drill Sleeve, Guided Sleeve e Guided Anchor Pin Sleeve	24
IFU2011. Strumentazione per la chirurgia guidata Nobel Biocare	24
IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture	27
IFU3002. NobelProcera® Implant Bridge in titanio e zirconia	27
IFU3008. NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zirconia per connessione interna conica Nobel Biocare	27
IFU3009. NobelProcera® Full Contour Zirconia (FCZ) Implant Crown per connessione conica interna Nobel Biocare	27
IFU3010. NobelProcera® Abutment in titanio e zirconia	28
IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown	28
IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge	28
IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge	29
IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1™ Base	29

IFU sulla compatibilità dei prodotti

Nobel Biocare ha diversi sistemi di impianti o abutment con connessioni diverse. Ogni sistema di impianto o abutment ha connessioni, parti e strumenti corrispondenti. Per l'uso corretto delle parti e degli strumenti corrispondenti, consultare le istruzioni per l'uso del sistema di impianto o abutment corrispondente.

IFU1001. Impianti NobelActive® TiUnite® e NobelActive® TiUltra™

Gli impianti NobelActive® TiUnite®/TiUltra™ sono dotati di una connessione conica interna (CC) e sono disponibili con piattaforma di dimensioni: 3.0, Narrow Platform (NP), Regular Platform (RP) e Wide Platform (WP). Gli impianti sono compatibili con i componenti protesici Nobel Biocare dotati di connessione conica interna.

	Piattaforma	Diametro della piattaforma	Diametro dell'impianto	Interfaccia dell'abutment	Lunghezze	Vite di copertura
●	3,0	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm	10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	Non confezionato insieme
	NP	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,0 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Non confezionato insieme
●	RP	Ø 3,9 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,4 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Non confezionato insieme
●	RP	Ø 3,9 mm	Ø 5,0 mm	Ø 3,4 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Non confezionato insieme
●	WP	Ø 5,1 mm	Ø 5,5 mm	Ø 4,4 mm	7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	Confezionato insieme solo per Nobel Active WP TiUnite®

Per posizionare gli impianti NobelActive® TiUnite® e NobelActive® TiUltra™, utilizzare l'Implant Driver Conical Connection 3.0/NP/RP/WP. Per informazioni sui driver per impianto, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1090.

IFU1002. Impianti NobelParallel™ CC e NobelParallel™ CC TiUltra™

Gli impianti NobelParallel™ CC/NobelParallel™ TiUltra™ sono dotati di una connessione conica interna (CC) e sono disponibili con piattaforma di dimensioni: Narrow Platform (NP), Regular Platform (RP) e Wide Platform (WP). Gli impianti sono compatibili con i componenti protesici Nobel Biocare dotati di connessione conica interna.

Piattaforma	Diametro dell'impianto	Interfaccia dell'abutment	Lunghezze	Vite di copertura	Codifica a colori
NP	Ø 3,75 mm	Ø 3,0 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: confezionato insieme NobelParallel™ TiUltra™: non confezionato insieme	NobelParallel™ CC: Magenta NobelParallel™ TiUltra™: nessuna codifica a colori specifica della piattaforma
RP	Ø 4,3 mm	Ø 3,4 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: confezionato insieme NobelParallel™ TiUltra™: non confezionato insieme	NobelParallel™ CC: giallo NobelParallel™ TiUltra™: nessuna codifica a colori specifica della piattaforma
RP	Ø 5,0 mm	Ø 3,4 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: confezionato insieme NobelParallel™ TiUltra™: non confezionato insieme	NobelParallel™ CC: giallo NobelParallel™ TiUltra™: nessuna codifica a colori specifica della piattaforma
WP	Ø 5,5 mm	Ø 4,4 mm	7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	NobelParallel™ CC: confezionato insieme NobelParallel™ TiUltra™: non confezionato insieme	NobelParallel™ CC: blu NobelParallel™ TiUltra™: nessuna codifica a colori specifica della piattaforma

Implant Driver Conical Connection NP/RP/WP deve essere utilizzata per posizionare gli impianti NobelParallel™ CC e NobelParallel™ CC TiUltra™. Per informazioni sui driver per impianto, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1090.

IFU1007. Brånemark System® Mk III TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill, Twist Step Drill, Counterbore, Screw Tap

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti	Abutment			Transfer per impronta
				Guarigione	Provvisorio	Permanente	
Brånemark System® Mk III TiU NP	Cover Screw Brånemark System® NP	Implant Driver NP Brånemark System Implant Driver Wrench Adapter NP	Abutment Screw Multi-unit Angled Prosthetic Screw Multi-unit	Healing Abutment NP	Immediate Temporary Abutment NP	Procera Esthetic Abutment NP	Impression Coping Closed Tray NP
					Plastic Coping Immediate NP	Esthetic Abutment NP	Impression Coping Open Tray NP
					Temporary Abutment NP	15° Esthetic Abutment NP	Impression Coping Open Tray
					QuickTemp™ Abutment Conical NP	Snappy™ Abutment NP	Multi-unit NP
					Plastic Coping QuickTemp™ Abutment Conical NP	Universal Base NP	Impression Coping Closed Tray
					Temporary Abutment Engaging NP	GoldAdapt™ Engaging NP	Multi-unit NP
					Temporary Abutment Non-Engaging NP	GoldAdapt™ Non-Engaging NP	Impression Coping Bar Closed Tray
					Temporary Abutment Plastic Engaging NP	Multi-Unit Abutment NP	Multi-unit NP
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging NP	17° Multi-Unit Abutment NP	Temporary Coping Multi-unit Titanium NP
							Temporary Coping Multi-unit Plastic NP
Brånemark System® Mk III TiU RP	Cover Screw Brånemark System® RP	Implant Driver RP Brånemark System® Implant Driver Wrench Adapter RP		Healing Abutment RP	Immediate Temporary Abutment RP	Procera Esthetic Abutment RP	Impression Coping Closed Tray RP
					Plastic Coping Immediate Temporary Abutment RP	Esthetic Abutment RP	Impression Coping Open Tray RP
					QuickTemp™ Abutment Conical RP	15° Esthetic Abutment RP	Impression Coping Bar Brånemark System® RP
					Plastic Coping QuickTemp™ Abutment Conical RP	Snappy™ Abutment RP	Impression Coping Open Tray
					Temporary Abutment Engaging RP	Universal Base RP	Multi-unit RP
					Temporary Abutment Non-Engaging RP	Burn-out Coping RP	Impression Coping Closed Tray
					Temporary Abutment Plastic Engaging RP	GoldAdapt™ Engaging RP	Multi-unit RP
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging RP	GoldAdapt™ Non-Engaging RP	Impression Coping Bar Closed Tray
						Multi-Unit Abutment RP	Multi-unit RP
						17° Multi-Unit Abutment RP	Temporary Coping Multi-unit Titanium RP
						30° Multi-Unit Abutment RP	Temporary Coping Multi-unit Plastic RP
						30° Multi-Unit Abutment Non-Engaging RP	
						Locator Abutment RP	
						Ball Abutment Titanium RP	
Brånemark System® Mk III TiU WP	Cover Screw Brånemark System® WP	Implant Driver WP Brånemark System Implant Driver Wrench Adapter WP	Prosthetic Screw Multi-unit	Healing Abutment WP	Immediate Temporary Abutment WP	Procera Esthetic Abutment WP	Impression Coping Closed Tray WP
					Plastic Coping Immediate Temporary Abutment WP	Esthetic Abutment WP	Impression Coping Open Tray WP
					QuickTemp™ Abutment Conical WP	15° Esthetic Abutment WP	Impression Coping Open Tray
					Plastic Coping QuickTemp™ Abutment Conical WP	Snappy™ Abutment WP	Multi-unit WP
					Temporary Abutment Engaging WP	Abutment WP	Impression Coping Closed Tray
					Temporary Abutment Non-Engaging WP	Universal Base WP	Multi-unit WP
					Temporary Abutment Plastic Engaging WP	Universal Base Burn-out Coping WP	Impression Coping Bar Closed Tray
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging WP	GoldAdapt™ Engaging WP	Multi-unit WP
						GoldAdapt™ Non-Engaging WP	Temporary Coping Multi-unit Titanium WP
						Multi-Unit Abutment WP	Temporary Coping Multi-unit Plastic WP
						Locator Abutment WP	

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti	Abutment			Transfer per impronta
				Guarigione	Provvisorio	Permanente	
NobelSpeedy® Shorty NP	Cover Screw Brånemark System® NP	Implant Driver NP Brånemark System® Implant Driver Wrench Adapter NP	Abutment Screw Multi-unit Angled Prosthetic Screw Multi-unit	Healing Abutment NP	Immediate Temporary Abutment NP	Procera Esthetic Abutment NP	Impression Coping Closed Tray NP
NobelSpeedy® Groovy NP					Plastic Coping Immediate NP	Esthetic Abutment NP	Impression Coping Open Tray NP
					Temporary Abutment NP	15° Esthetic Abutment NP	Impression Coping Open Tray Multi-unit NP
					QuickTemp™ Abutment Conical NP	Snappy™ Abutment NP	
					Plastic Coping QuickTemp™	Universal Base NP	Impression Coping Closed Tray Multi-unit NP
					Abutment Conical NP	Universal Base Burn-out Coping NP	
					Temporary Abutment Engaging NP	GoldAdapt™ Engaging NP	Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit NP
					Temporary Abutment Non-Engaging NP	GoldAdapt™ Non-Engaging NP	Temporary Coping Multi-unit Titanium NP
					Temporary Abutment Plastic Engaging NP	Multi-Unit Abutment NP	Temporary Coping Multi-unit Plastic NP
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging NP	17° Multi-Unit Abutment NP	
						Locator Abutment NP	
						Gold Coping Bar Multi-unit (Prosthetic screw included) NP	
NobelSpeedy® Shorty RP	Cover Screw Brånemark System® RP	Implant Driver RP Brånemark System Implant Driver Wrench Adapter RP		Healing Abutment RP	Immediate Temporary Abutment RP	Procera Esthetic Abutment RP	Impression Coping Closed Tray RP
NobelSpeedy® Groovy RP					Plastic Coping Immediate Temporary Abutment RP	Esthetic Abutment RP	Impression Coping Open Tray RP
					QuickTemp™ Abutment Conical RP	15° Esthetic Abutment RP	Impression Coping Bar Brånemark System® RP
					Plastic Coping QuickTemp™	Snappy™ Abutment RP	
					Abutment Conical RP	Universal Base RP	Impression Coping Open Tray Multi-unit RP
					Plastic Coping QuickTemp™	Universal Base Burn-out Coping RP	
					Abutment Conical RP	Universal Base Burn-out Coping RP	Impression Coping Closed Tray Multi-unit RP
					Temporary Abutment Engaging RP	GoldAdapt™ Engaging RP	Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit RP
					Temporary Abutment Non-Engaging RP	GoldAdapt™ Non-Engaging RP	
					Temporary Abutment Plastic Engaging RP	Multi-Unit Abutment RP	Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit RP
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging RP	17° Multi-Unit Abutment RP	Temporary Coping Multi-unit Titanium RP
						30° Multi-Unit Abutment RP	Temporary Coping Multi-unit Plastic RP
						30° Multi-Unit Abutment Non-Engaging RP	
						Locator Abutment RP	
						Ball Abutment Titanium RP	
						Gold Abutment Bar Implant Level (vite clinica inclusa) RP	
						Gold Coping Bar Multi-unit (vite protetica inclusa) RP	
NobelSpeedy® Shorty WP	Cover Screw Brånemark System® WP	Implant Driver WP Brånemark System Implant Driver Wrench Adapter WP	Prosthetic Screw Multi-unit	Healing Abutment WP	Immediate Temporary Abutment WP	Procera Esthetic Abutment WP	Impression Coping Closed Tray WP
NobelSpeedy® Groovy WP					Plastic Coping Immediate Temporary Abutment WP	Esthetic Abutment WP	Impression Coping Open Tray WP
					QuickTemp™ Abutment Conical WP	15° Esthetic Abutment WP	Impression Coping Open Tray Multi-unit WP
					Plastic Coping QuickTemp™	Snappy™ Abutment WP	
					Abutment Conical WP	Universal Base WP	Impression Coping Closed Tray Multi-unit WP
					Plastic Coping QuickTemp™	Universal Base Burn-out Coping WP	
					Abutment Conical WP	Universal Base Burn-out Coping WP	Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit WP
					Temporary Abutment Engaging WP	GoldAdapt™ Engaging WP	Temporary Coping Multi-unit Titanium WP
					Temporary Abutment Non-Engaging WP	GoldAdapt™ Non-Engaging WP	
					Temporary Abutment Plastic Engaging WP	Multi-Unit Abutment WP	Temporary Coping Multi-unit Plastic WP
					Temporary Abutment Plastic Non-Engaging WP	Locator Abutment WP	

Le frese Twist Drill e Twist Step Drill, gli svasatori Brånemark System® Counterbore e i maschiatori Screw Taps sono compatibili con la connessione del manipolo conforme alla norme ISO 1797-1. Sono disponibili Drill Stop.

IFU1008. NobelReplace® Select™ TC

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti cliniche	Abutment			Transfer per impronta	Altro
				Guarigione	Provvisorio	Permanente		
Replace Select™ TC NP	Healing Screw RplSel TC NP Cover Screw NobRpl NP	Implant Driver NobRpl NP	Screw Multi-unit Angled Abutm NobRpl NP Screw Ceramic Abutment NobRpl NP Abutment Screw NobRpl NP	Healing Abutment NobRpl NP	Temporary Abutment Engaging NobRpl NP Temporary Abutment Non-Eng NobRpl NP Temporary Abutment Plastic Eng NobRpl NP Temp Abutm Plastic Non-Eng NobRpl NP Immediate Temporary Abutment NobRpl NP	Snappy™ Abutment NobRpl NP Esthetic Abutment NobRpl NP 15° Esthetic Abutment NobRpl NP Universal Base Tri-Channel NP GoldAdapt™ Engaging NobRpl NP GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl NP Multi-unit Abutment NobRpl NP 17° Multi-unit Abutment NobRpl NP Ball Abutment Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera® Abutm Zr NobRpl NP	Impr Coping Open Tray NobRpl NP Ø 4,5 mm Impr Coping Closed Tray NobRpl NP Impr Cop Cl Tray Low Prof NRpl NP Impr Coping Open Tray NobRpl NP	PIB IBO Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 22 mm Bone Mill with Guide NobRpl NP Ø 4,6 Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3,5
Replace Select™ TC RP	Healing Screw RplSel TC RP Cover Screw NobRpl RP	Implant Driver NobRpl RP	Screw Multi-unit Angled Abutm NobRpl RP Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0 Abutment Screw NobRpl RP/WP/6.0	Healing Abutment NobRpl RP	Temporary Abutment Engaging NobRpl RP Temporary Abutment Non-Eng NobRpl RP Temporary Abutment Plastic Eng NobRpl RP Temp Abutm Plastic Non-Eng NobRpl RP Immediate Temporary Abutment NobRpl RP	Snappy™ Abutment NobRpl RP Esthetic Abutment NobRpl RP 15° Esthetic Abutment NobRpl RP Universal Base Tri-Channel RP GoldAdapt™ Engaging NobRpl RP GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl RP Multi-unit Abutment NobRpl RP 30° Multi-unit Abutment NobRpl RP 30° Multi-u Abutm Non-Eng NobRpl RP 17° Multi-unit Abutment NobRpl RP Ball Abutment Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera® Abutm Zr NobRpl RP	Impr Coping Closed Tray NobRpl RP Impr Cop Cl Tray Low Prof NRpl RP Impr Coping Open Tray NobRpl RP	PIB IBO Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 31 mm Bone Mill with Guide NobRpl RP Ø 5,3 Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4,3

IFU1010. NobelReplace® Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection PMC, NobelReplace® Conical Connection TiUltra™

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti cliniche	Abutment			Transfer per impronta	Altro
				Guarigione	Provvisorio	Permanente		
NobelReplace® Conical Connection NP	Cover Screw CC NP	Implant driver CC NP	Clinical Screw CC NP	Healing abutment CC NP	Slim Temporary Abutment CC NP	Universal Base CC NP	Open Tray CC NP	Guided Implant Mount NobRpl CC NP
NobelReplace® Conical Connection PMC NP			Omnigrip™ Clinical Screw CC NP	Healing abutment bridge NP	Temporary Snap Abutment CC NP	Esthetic Abutment CC NP	Closed Tray CC NP	Bone Mill Guide CC NP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ NP			On1™ Clinical Screw NP Screw MU Angled Abutment CC NP	Slim healing abutment CC NP	Temporary Abutment Non Engaging CC NP	Procera Esthetic Abutment CC NP Multi-Unit Abutment Plus CC NP (0°/17°/30°) On1™ Base NP	Bridge Open Tray CC NP	Guide Pin CC NP NobelProcera®: NobelProcera® Abutment Zirconia CC NP NobelProcera® Abutment Ti CC NP NobelProcera® FCZ Implant Crown ASC CC NP Implant Bridge Restorations (Ti, Zr) Fixed e Fixed Removable Bars (Ti) Metal Adapter CC NP
NobelReplace® Conical Connection RP	Cover Screw CC RP	Implant driver CC RP	Clinical Screw CC RP/WP	Healing abutment CC RP	Slim Temporary Abutment CC RP	Universal Base CC NP	Open Tray CC RP	Guided Implant Mount NobRpl CC RP
NobelReplace® Conical Connection PMC RP			Omnigrip™ Clinical Screw CC RP/WP	Healing abutment bridge RP	Temporary Snap Abutment CC RP	Esthetic Abutment CC RP	Closed Tray CC RP	Bone Mill Guide CC RP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ RP			On1™ Clinical Screw RP Screw MU Angled Abutment CC RP	Slim healing abutment CC RP	Temporary Abutment Non Engaging CC RP	Procera Esthetic Abutment CC RP Multi-Unit Abutment Plus CC RP (0°/17°/30°) On1™ Base RP	Bridge Open Tray CC RP	Guide Pin CC RP NobelProcera®: NobelProcera® ASC Abutment Zirconia CC RP NobelProcera® Abutment Ti CC RP NobelProcera® FCZ Implant Crown ASC CC RP Implant Bridge Restorations (Ti, Zr) Fixed e Fixed Removable Bars (Ti) Metal Adapter CC RP

IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti cliniche	Abutment			Transfer per impronta	Altro
				Guarigione	Provvisorio	Permanente		
Replace Select™ Tapered NP	Cover Screw NobRpl NP Healing Screw RplSel TC NP	Implant Driver NobRpl NP	Abutment Screw NobelReplace® NP Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl NP Screw Ceramic Abutment NobRpl NP	Healing Abutment NobRpl NP	Temporary Abutment Engaging NobRpl NP Temporary Abutment Non-Eng NobRpl NP Immediate Temporary Abutment NobRpl NP Plastic/Temp Coping Esthetic Abutment NP Plastic/Temp Coping 15° Esthetic Ab NP	Snappy Abutment NobRpl NP Esthetic Abutment NobRpl NP 15° Esthetic Abutment NobRpl NP Universal Base Tri-Channel NP Universal Base Burn-out Coping NP/RP GoldAdapt™ Engaging NobRpl NP GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl NP Multi-unit Abutment NobRpl NP 17° Multi-unit Abutment NobRpl NP Locator Abut for 3.5 RPL Sel Impl. Ball Abutment Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera® Abutment Zr NobRpl NP	Impr Coping Open Tray NobRpl NP	PIB IBO Bone Mill with Guide NobRpl NP Bone Mill Guide NobelReplace® NP Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3,5
Replace Select™ Tapered RP	Cover Screw NobRpl RP Healing Screw RplSel TC NP	Implant Driver NobRpl RP	Abutment Screw NobRpl RP/WP/6.0 Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl RP Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Healing Abutment NobRpl RP	Temporary Abutment Engaging NobRpl RP Temporary Abutment Non-Eng NobRpl RP Immediate Temporary Abutment NobRpl RP	Snappy Abutment NobRpl RP Esthetic Abutment NobRpl RP 15° Esthetic Abutment NobRpl RP Universal Base Tri-Channel RP Universal Base Burn-out Coping NP/RP GoldAdapt™ Engaging NobRpl RP GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl RP Multi-unit Abutment NobRpl RP 17° Multi-unit Abutment NobRpl RP 30° Multi-unit Abutment NobRpl RP Locator Abut for 4.3 RPL Sel Impl. Ball Abutment Titanium NobRpl RP 3 mm NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera® Abutment Zr NobRpl RP	Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP	PIB IBO Bone Mill Guide NobelReplace® RP Bone Mill with Guide NobRpl RP Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4,3

Nome prodotto	Vite di copertura	Driver per impianto	Viti cliniche	Abutment			Transfer per impronta	Altro
				Guarigione	Provvisorio	Permanente		
Replace Select™ Tapered WP	Cover Screw NobRpl WP	Implant Driver NobRpl WP	Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/ WP/6.0	Healing Abutment NobRpl WP	Temporary Abutment Engaging NobRpl WP Temporary Abutment Non-Eng NobRpl WP Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl WP Immediate Temporary Abutment NobRpl WP Plastic/Temp Cop Esthetic Ab NobRpl WP Pl/Temp Coping 15° Esthetic Ab NobRpl WP	Snappy Abutment NobRpl WP Esthetic Abutment NobRpl WP 15° Esthetic Abutment NobRpl WP Universal Base Burn-out Coping WP Universal Base Tri-Channel WP GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl WP GoldAdapt™ Engaging NobRpl WP Multi-unit Abutment NobRpl WP Locator Abut for RPL Sel Impl. NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® WP Procera® Abutment Zr NobRpl WP	Impr Coping Open Tray NobRpl WP	PIB IBO Bone Mill Guide NobelReplace® WP Bone Mill with Guide NobRpl WP Ø 6,5 Impl Retr Instr CC RP & Tri-Ch WP Impl Retr Instr CC RP& Tri-Ch WP& TCC RP
Replace Select™ Tapered 6.0	Cover Screw NobRpl 6.0 mm	Implant Driver NobRpl 6.0	Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/ WP/6.0	Healing Abutment NobRpl 6.0	Temporary Abut Plastic Eng NobRpl 6.0 Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl 6.0 Temporary Abutment Engaging NobRpl 6.0 Temporary Abutment Non-Eng NobRpl 6.0 Immediate Temporary Abutment NobRpl 6.0	Snappy Abutment NobRpl 6.0 Esthetic Abutment NobRpl 6.0 15° Esthetic Abutment NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Engaging NobRpl 6.0 NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® 6.0 Procera® Abutment Zr NobRpl 6.0	Impr Coping Open Tray NobRpl 6.0	PIB IBO Bone Mill Guide NobRpl 6.0 Bone Mill with Guide NobRpl 6.0 Ø 7 Impl Retr Instr Tri-Channel 6.0 22 mm

IFU1016. Viti di copertura

Vite di copertura	Tipo di connessione	Piattaforma implantare	Impianto compatibile	Cacciavite
Cover Screw Brånemark System® NP	Esagono esterno	NP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon (IFU1085)
Cover Screw Brånemark System® RP		RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy NobelZygoma™ 0°	
Cover Screw Brånemark System® WP		WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	
Cover Screw Conical Connection 3.0	Connessione conica (CC)	3.0	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Unigrip™ (IFU1085)
Cover Screw Conical Connection NP		NP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
Cover Screw Conical Connection RP		RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
Cover Screw Conical Connection WP		WP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP	Connessione conica triviale (TCC)	NP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	Omnigrip™ Mini (IFU1085)
Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	
Cover Screw NobelReplace® NP	Interna trilobata	NP	NobelReplace® Tapered Groovy, ReplaceSelect™	Unigrip™ (IFU1085)
Cover Screw NobelReplace® RP		RP		
Cover Screw NobelReplace® WP		WP		
Cover Screw NobelReplace® 6.0 mm		6.0		

IFU1018. Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk system®/ NobelReplace™, Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Esthetic Abutment	Tipo di connessione	Vite clinica	Codifica a colori	Cacciavite	Cappetta in plastica/provisoria
Esthetic Abutment Conical Connection 3.0	Connessione conica	Clinical Screw Conical Connection 3.0		Unigrip™	-
Esthetic Abutment Conical Connection NP	Connessione conica	Clinical Screw Conical Connection NP	●	Unigrip™	-
Esthetic Abutment Conical Connection RP	Connessione conica	Clinical Screw Conical Connection RP/WP	●	Unigrip™	-
Esthetic Abutment Conical Connection WP	Connessione conica	Clinical Screw Conical Connection RP/WP	●	Unigrip™	-
Esthetic Abutment Bmk System NP	Esagonale esterna	Abutment Screw Brånemark System® NP		Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment Bmk System RP	Esagonale esterna	Abutment Screw Brånemark System® RP		Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment Bmk System WP	Esagonale esterna	Abutment Screw Brånemark System® WP		Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment NobelReplace® NP	Trilobata	Abutment Screw NobelReplace® NP	●	Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment

Esthetic Abutment	Tipo di connessione	Vite clinica	Codifica a colori	Cacciavite	Cappetta in plastica/provisoria
Esthetic Abutment NobelReplace® RP	Trilobata	Abutment Screwtrub NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment NobelReplace® WP	Trilobata	Abutment Screwtrub NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment NobelReplace® 6.0	Trilobata	Abutment Screwtrub NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP	Connessione conica triviale	Clinical Screw Nobel Biocare N1 TCC NP	● (vite)	Omnigrip™ Mini	-
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP	Connessione conica triviale	Clinical Screw Nobel Biocare N1 TCC RP	● (vite)	Omnigrip™ Mini	-

IFU1023. Universal Base e Universal Abutment

Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Universal Base/ Abutment per	Piattaforme disponibili	Altezze di margine disponibili	Torque di serraggio	Cacciavite
Connessione conica (CC)	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Connessione conica triviale (TCC)	NP RP	1,5 mm 3,0 mm	20 Ncm	Omnigrip™ mini
Trilobata	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Esagono esterno	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™

IFU1040. Abutment Release Pins CC

Abutment	Abutment Release Pin CC 3.0	Abutment Release Pin CC NP	Abutment Release Pin CC RP/WP
Temporary Abutment Engaging Conical Connection	✓	n/d	n/d
Esthetic Abutment Conical Connection	✓	n/d	n/d
GoldAdapt™ Engaging Conical Connection	✓	n/d	n/d
NobelProcera® Abutment Zirconia Conical Connection	n/d	✓	✓

IFU1043. Strumentazione per la rimozione della vite dell'abutment

Strumento	Tipo di connessione	Piattaforma	Supporto per strumenti da manipolo/ Adattatore per Torque Wrench	Manipolo (compatibile con DIN EN ISO 1797)
Abutment Screw Remover 3.0	Connessione conica, trilobata interna ed esagonale esterna	3.0	-	X
Abutment Screw Remover NP	Connessione conica triviale (solo piattaforma NP e RP)	NP	-	X
Abutment Screw Remover RP/WP/6.0		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
Abutment Screw Retrieval Reverse Drill 3.0/NP	Connessione conica, trilobata interna ed esagonale esterna	3.0	-	X
		NP	-	X
Abutment Screw Retrieval Reverse Drill RP/WP/6.0		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
Abutment Screw Retrieval Reverse Drill CC 3.0/NP e TCC NP/RP	Connessione conica, trilobata interna ed esagonale esterna	3.0	-	X
		NP	-	X
		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
	Connessione conica triviale	NP	-	X
		RP	-	X
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)	Connessione conica	3.0	-	-
Conical Connection 3.0				
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)		NP	-	-
Conical Connection NP		RP	-	-
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)				
Conical Connection RP				
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)		WP	-	-
Conical Connection WP				
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)	Esagono esterno	NP	-	-
Esagonale esterna NP				
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)		RP	-	-
Esagonale esterna RP				
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero)		WP	-	-
Esagonale esterna WP				

Strumento	Tipo di connessione	Piattaforma	Supporto per strumenti da manipolo/ Adattatore per Torque Wrench	Manipolo (compatibile con DIN EN ISO 1797)
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero) Tri-Channel NP	Interna trilobata	NP	-	-
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero) Tri-Channel RP		RP	-	-
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero) Tri-Channel WP		WP	-	-
Rescue Drill Guide (guida per la fresa di recupero) Tri-Channel 6.0		6.0	-	-
Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP		NP	-	-
Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	-	-
Abutment Screw Retrieval Instrument 3.0/NP	Connessione conica, trilobata interna ed esagonale esterna	3.0	X	X
Abutment Screw Retrieval Instrument RP/WP/6.0		NP	X	X
		RP	X	X
		WP	X	X
		6.0	X	X
Abutment Screw Retrieval Instrument CC 3.0/NP e TCC NP/RP	Connessione conica, trilobata interna ed esagonale esterna	3.0	X	X
		NP	X	X
		RP	X	X
		WP	X	X
		6.0	X	X
	Connessione conica triovale	NP	X	X
		RP	X	X
Screw Tap Repair M1.4	Connessione conica	3.0	-	X
Screw Tap Repair M1.6	Connessione conica Esagonale esterna	NP	-	X
Screw Tap Repair M1.8	Interna trilobata	NP	-	X
Screw Tap Repair M2.0	Connessione conica	RP	-	X
		WP	-	X
	Interna trilobata	RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
	Esagono esterno	RP	-	X
Screw Tap Repair M2.5	Esagono esterno	WP	-	X
Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP	Connessione conica triovale	NP	-	X
Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	-	X
Nobel Biocare N1™ Base Screw Removal Tool NP/RP		NP/RP	X	-

IFU1048. Frese Tapered Drill e Dense Bone Drill, maschiatori Screw Tap

Le frese Tapered Drill e Dense Bone Drill e i maschiatori Screw Tap, sia riutilizzabili che monouso, sono compatibili con:

Manipolo ai sensi di ISO1797 tipo 1

Prolunghe frese

La compatibilità del Drill Kit 7-15 è riportata nella tabella seguente.

Drill Kit 7-15 mm	Componenti inclusi nel kit	Compatibilità
	Guide Drill	Manipolo ISO1797 tipo 1
	Twist Drill con punta 2x7-15 mm	Drill Stop 2 mm Manipolo ISO1797 tipo 1
	Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm	Drill Stop 2.8 mm Manipolo ISO1797 tipo 1

IFU1050. NobelZygoma™ 45°

- In combinazione con questo impianto occorre utilizzare uno specifico assortimento protesico "Brånemark System® Zygoma TiUnite®", in quanto è necessaria una vite protesica più corta.
- Per ulteriori informazioni riguardanti i Multi-unit Abutment e i componenti protesici compatibili, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1075.

IFU1051. Impianti NobelZygoma™ 0°

- In combinazione con questo impianto deve essere utilizzato l'assortimento protesico "Brånemark System®". Inoltre, sono disponibili anche Multi-unit Abutment a 45°/60° dedicati.
- Lo Zygoma Handle si collega agli Implant Driver Wrench Adapter RP ed è utilizzato per prelevare e inserire gli impianti Zygoma nell'osteotomia.
- Per ulteriori informazioni riguardanti i Multi-unit Abutment e i componenti protesici compatibili, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1075.

IFU1057. Viti cliniche, viti dell'abutment, viti protesiche

Vite clinica/ dell'abutment/ protesica	Abutment/Manufatto	Cacciavite
Clinical Screw CC	Universal Base CC Esthetic Abutment CC Temporary Abutment CC NobelProcera® Abutment Ti CC NobelProcera® Abutment Zr CC NobelProcera® Implant Bridge Ti CC NobelProcera® Implant Bridge Zr CC NobelProcera® Implant Bar Overdenture CC Snappy™ Abutment CC GoldAdapt™ CC Procera Esthetic Abutment CC Narrow Profile Abutment CC	Unigrip™

Vite clinica/ dell'abutment/ protesica	Abutment/Manufatto	Cacciavite
Omnigrip™ Clinical Screw CC	NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zr CC NobelProcera® HT ML FCZ Implant Crown CC NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge CC NobelProcera® Zirconia Implant Bridge CC	Omnigrip™
Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC	Universal Abutment TCC 17°/30° Multi-unit Abutment Xeal™ TCC Temporary Abutment TCC Healing Abutment TCC Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC Blank per abutment in titanio Nobel Biocare N1™ TCC	Omnigrip™ Mini
Abutment Screw NobelReplace®	Universal Base Tri-channel Esthetic Abutment NobelReplace® Temporary Abutment NobelReplace® NobelProcera® Abutment Ti NobelReplace® NobelProcera® Implant Bridge Ti NobelReplace® NobelProcera® Implant Bar Overdenture NobelReplace® Snappy™ Abutment NobelReplace® GoldAdapt™ NobelReplace® Gold Abutment Bar NobelReplace® Narrow Profile Abutment NobelReplace®	Unigrip™
Screw Ceramic Abutment NobelReplace®	NobelProcera® Abutment Zr NobelReplace® NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge NobelReplace® NobelProcera® Zirconia Implant Bridge NobelReplace® Procera® Esthetic Abutment NobelReplace®	Unigrip™
Abutment Screw Brånemark System®	Universal Base External Hex Esthetic Abutment Brånemark System® Temporary Abutment Brånemark System® NobelProcera® Abutment Ti Brånemark System® NobelProcera® Implant Bridge Ti Brånemark System® NobelProcera® Implant Bar Overdenture Brånemark System® Snappy™ Abutment Brånemark System® GoldAdapt™ Brånemark System® Gold Abutment Brånemark System® CeraOne Abutment Brånemark System®	Unigrip™
Screw Ceramic Abutment Brånemark System®	NobelProcera® Abutment Zr Brånemark System® NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge Brånemark System® NobelProcera® Zirconia Implant Bridge Brånemark System® Procera® Esthetic Abutment Brånemark System®	Unigrip™
Screw Multi-unit Angled Abutment CC	17°/30° Multi-unit Abutment CC	Unigrip™
Vite clinica Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	Straight Multi-unit Abutment Xeal™ TCC	Multi-unit
Screw Multi-unit Angled Abutment NobelReplace®	17°/30° Multi-unit Abutment NobelReplace®	Unigrip™
Screw Multi-unit Angled Abutment Brånemark System®	17°/30° Multi-unit Abutment Brånemark System®	Unigrip™

Vite clinica/ dell'abutment/ protesica	Abutment/Manufatto	Cacciavite
Vite protesica Multi-unit Abutment	Temporary Coping Multi-unit Abutment NobelProcera® Implant Bridge Ti Multi-unit NobelProcera® Implant Bridge Zr Multi-unit NobelProcera® Implant Bar Overdenture Multi-unit NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge Multi-unit Gold Coping Multi-unit	Unigrip™
Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	NobelProcera® Zirconia Implant Bridge Multi-unit	Omnigrip™ Mini
NobelZygoma 0° Angled Multi-unit Abutment Screw	45°/60° Multi-unit Abutment External Hex	Unigrip™
Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	NobelProcera® Implant Bridge Zygoma	Unigrip™
Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abut Screw	17° Multi-unit Abut Brånemark System® Zygoma	Unigrip™
Omnigrip™ Clinical Screw Titanium (CC & Tri-Channel)	Nobel Procera® Titanium Abutment ASC (CC & Tri-Channel)	Omnigrip™
Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment	Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP/WP Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP/WP 17° Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP/WP 17° Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP/WP 30° Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP 30° Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP 30° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP Multi-unit Abutment NobRpl NP/RP/WP 17° Multi-Unit Abutment NobelReplace® NP/RP 30° Multi-Unit Abutment NobelReplace® RP Multi-unit Abutment Brånemark System® NP/RP 17° Multi-unit Abutment Brånemark System® NP/RP 30° Multi-Unit Abutment Brånemark System® RP Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma 45° Multi-unit Abutment External Hex RP 60° Multi-unit Abutment External Hex RP Multi-unit Abutment Replica Analoghi Elos Accurate Nobel Biocare ReverseScan Multi-unit	Omnigrip™ Mini

IFU1067. PureSet™ Tray

Il PureSet™ Tray è disponibile in diverse versioni per le differenti procedure chirurgiche e protesiche Nobel Biocare. Gli strumenti e i componenti compatibili con i vari vassoi sono specificati nelle rispettive wall chart. Per informazioni relative alle wall chart, rivolgersi all'ufficio commerciale di zona Nobel Biocare.

IFU1074. Concetto On1™

Nome prodotto	Impianto compatibile	Abutment	Vite	Driver
On1™ Base CC NP 1.75 mm	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	On1™ Temporary Abutment Engaging	On1™ Clinical Screw 1.75 mm NP	On1™ Screwdriver
On1™ Base CC NP 2.5 mm		On1™ Temporary Abutment Non-Engaging	On1™ Clinical Screw 2.5 mm NP	
On1™ Base CC RP 1.75 mm		On1™ Universal Abutment	On1™ Clinical Screw 1.75 mm RP	
On1™ Base CC RP 2.5 mm		On1™ Universal Abutment Non-Engaging	On1™ Clinical Screw 2.5 mm RP	
On1™ Base CC WP 1.75 mm		On1™ Esthetic Abutment	On1™ Clinical Screw 1.75 mm WP	
On1™ Base CC WP 2.5 mm			On1™ Clinical Screw 2.5 mm WP	
On1™ Universal Abutment 0.3 mm NP	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Universal Abutment 1.25 mm NP		On1™ Base Xeal	On1™ Prosthetic Lab Screw	
On1™ Universal Abutment 0.3 mm RP				
On1™ Universal Abutment 1.25 mm RP				
On1™ Universal Abutment 0.3 mm WP				
On1™ Universal Abutment 1.25 mm WP				
On1™ Esthetic Abutment Titanium 0.3 mm NP	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Esthetic Abutment Titanium 0.3 mm RP		On1™ Base Xeal	On1™ Prosthetic Lab Screw	
On1™ Esthetic Abutment Titanium 0.3 mm WP				
On1™ Base Xeal™ CC NP 1.75 mm	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	On1™ Temporary Abutment Engaging	On1™ Clinical Screw 1.75 mm NP	On1™ Screwdriver
On1™ Base Xeal™ CC NP 2.5 mm		On1™ Temporary Abutment Non-Engaging	On1™ Clinical Screw 2.5 mm NP	
On1™ Base Xeal™ CC RP 1.75 mm		On1™ Universal Abutment	On1™ Clinical Screw 1.75 mm RP	
On1™ Base Xeal™ CC RP 2.5 mm		On1™ Universal Abutment Non-Engaging	On1™ Clinical Screw 2.5 mm RP	
On1™ Base Xeal™ CC WP 1.75 mm		On1™ Esthetic Abutment	On1™ Clinical Screw 1.75 mm WP	
On1™ Base Xeal™ CC WP 2.5 mm			On1™ Clinical Screw 2.5 mm WP	
On1™ Universal Abutment Non-Eng NP 0.3 mm	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Universal Abutment Non-Eng NP 1.25 mm		On1™ Base Xeal	On1™ Prosthetic Lab Screw	
On1™ Universal Abutment Non-Eng RP 0.3 mm				
On1™ Universal Abutment Non-Eng RP 1.25 mm				
On1™ Universal Abutment Non-Eng WP 0.3 mm				
On1™ Universal Abutment Non-Eng WP 1.25 mm				
On1™ Healing Cap NP 1.5 mm	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Healing Cap NP 2.5 mm		On1™ Base Xeal		
On1™ Healing Cap RP 1.5 mm				
On1™ Healing Cap RP 2.5 mm				
On1™ Healing Cap WP 1.5 mm				
On1™ Healing Cap WP 2.5 mm				
On1™ IOS Healing Cap 6 mm NP	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ IOS Healing Cap 4.5 mm NP		On1™ Base Xeal		
On1™ IOS Healing Cap 6 mm RP				
On1™ IOS Healing Cap 4.5 mm RP				
On1™ IOS Healing Cap 5 mm WP				
On1™ IOS Healing Cap 4 mm WP				
OOn1™ Temporary Abutment Engaging NP	N/D	On1™ Base	On1™ Prosthetic Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Temporary Abutment Non-Engaging NP		On1™ Base Xeal	On1™ Prosthetic Lab Screw	
On1™ Temporary Abutment Engaging RP				
On1™ Temporary Abutment Non-Engaging RP				
On1™ Temporary Abutment Engaging WP				
On1™ Temporary Abutment Non-Engaging WP				

Nome prodotto	Impianto compatibile	Abutment	Vite	Driver
On1™ Impression Coping Closed Tray NP	N/D	On1™ Base On1™ Base Xeal	N/D	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Impression Coping Closed Tray RP				
On1™ Impression Coping Closed Tray WP				
On1™ Impression Coping Open Tray NP				
On1™ Impression Coping Open Tray RP				
On1™ Impression Coping Open Tray WP				
On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng NP	N/D	On1™ Base On1™ Base Xeal	N/D	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng RP				
On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng WP				
On1™ Clinical Screw 1.75 mm NP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	On1™ Temporary Abutment Engaging On1™ Temporary Abutment Non-Engaging On1™ Universal Abutment On1™ Universal Abutment Non-Engaging On1™ Esthetic Abutment	On1™ Prosthetic Screw On1™ Prosthetic Lab Screw On1™ Impression Coping Screw	On1™ Screwdriver
On1™ Clinical Screw 2.5 mm NP				
On1™ Clinical Screw 1.75 mm RP				
On1™ Clinical Screw 2.5 mm RP				
On1™ Clinical Screw 1.75 mm WP				
On1™ Clinical Screw 2.5 mm WP				
On1™ Prosthetic Screw	N/D		On1™ Clinical Screw	Unigrip™ Screwdriver
On1™ Screwdriver Machine 21 mm	N/D	On1™ Base On1™ Base Xeal	On1™ Clinical Screw	N/D
On1™ Screwdriver Manual 25 mm	N/D	On1™ Base On1™ Base Xeal	On1™ Clinical Screw	N/D

IFU1075. Multi-unit Abutment e cappette di guarigione

Multi-unit Abutment/ Piattaforme	Impianto compatibile	Cappetta di guarigione	Cacciavite
Connessione conica (CC)			
Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP/WP Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP/WP 17° Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP/WP 17° Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP/WP 30° Multi-unit Abutment Plus CC NP/RP 30° Multi-unit Abutment Xeal™ CC NP/RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Healing Cap Multi-unit Titanium	Cappetta di guarigione: Unigrip™ MUA diritti: MUA Driver MUA angolati: Unigrip™
Connessione conica triovale (TCC)			
Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP 30° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP	Nobel Biocare N1™	Healing Cap Multi-unit Titanium	Cappetta di guarigione: Unigrip™ MUA diritti: MUA Driver MUA angolati: Omnigrip™ Mini
Connessione trilobata interna			
Multi-Unit Abutment NobRpl NP/RP/WP 17° Multi-Unit Abutment NobelReplace® NP/RP 30° Multi-Unit Abutment NobelReplace® RP	Replace Select™ NobelSpeedy® Replace™ NobelSpeedy® Replace	Healing Cap Multi-unit Titanium	Cappetta di guarigione: Unigrip™ MUA angolati: Unigrip™
Esagono esterno			
Multi-unit Abutment Brånemark System® NP/RP 17° Multi-Unit Abutment Brånemark System® NP/RP 30° Multi-Unit Abutment Brånemark System® RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Healing Cap Multi-unit Titanium	Cappetta di guarigione: Unigrip MUA diritti: MUA Driver MUA angolati: Unigrip

Multi-unit Abutment/ Piattaforme	Impianto compatibile	Cappetta di guarigione	Cacciavite
Multi-unit Abutment Brånemark System® WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Cappetta di guarigione Multi-unit Brånemark System® WP	Cappetta di guarigione: Unigrip MUA diritti: MUA Driver
Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma	Brånemark System® Zygoma	Healing Cap Multi-unit Titanium	Cappetta di guarigione: Unigrip MUA diritti: MUA Driver MUA angolati: Unigrip
45° Multi-unit Abutment External Hex RP 60° Multi-unit Abutment External Hex RP	NobelZygoma™ 0°		Cappetta di guarigione: Unigrip MUA angolati: Unigrip

IFU1085. Cacciaviti

Cacciavite	Interfaccia della vite	Connessione al manipolo	Strumenti
Omnigrip™ Screwdriver Manual	Omnigrip™	n/d	n/d
Omnigrip™ Screwdriver Machine	Omnigrip™	Strumenti con raccordo ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adattatori per Torque Wrench
Omnigrip™ Mini Screwdriver Manual	Omnigrip™ Mini	n/d	- Transfer per impronta TCC - Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment
Omnigrip™ Mini Screwdriver Machine	Omnigrip™ Mini	Strumenti con raccordo ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adattatori per Torque Wrench - Transfer per impronta TCC - Temporary Prosthetic Screw Multi-unit Abutment

Cacciavite	Interfaccia della vite	Connessione al manipolo	Strumenti
Unigrip™ Screwdriver Manual	Unigrip™	n/d	- Abutment Retrieval Instrument Titanium CC - Drill stop - Transfer per impronta (CC, Trilobata, Esagonale esterna, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - Abutment di guarigione (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - Healing Cap Multi-unit - Slim Healing Abutment CC - Slim Temporary Abutment CC - Bone Mill Guide Conical Connection - Bone Mill Guide External Hex - Bone Mill Guide NobelReplace®
Unigrip™ Screwdriver Machine	Unigrip™	Strumenti con raccordo ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adattatori per Torque Wrench - Abutment Retrieval Instrument Titanium CC - Drill stop - Guided Implant Mount - Transfer per impronta (CC, Trilobata, Esagonale esterna, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - Abutment di guarigione (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - Healing Cap Multi-unit - Slim Healing Abutment CC - Slim Temporary Abutment CC
Screwdriver Manual Multi-unit	Esagono interno	n/d	Abutment retrieval tool Nobel Biocare N1™ TCC
Screwdriver Machine Multi-unit	Esagono interno	Strumenti con raccordo ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adattatori per Torque Wrench - Abutment retrieval tool Nobel Biocare N1™ TCC
Screwdriver Manual M-u Bmk Syst WP	Esagono interno	n/d	n/d
Screwdriver Machine M-u Bmk Syst WP	Esagono interno	Strumenti con raccordo ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adattatori per Torque Wrench
Cover Screw Driver Bmk Syst Hexagon	Esagono esterno	n/d	n/d

IFU1086. Transfer per impronta

Transfer per impronta	Tecnica	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Connessione conica (CC)	Open Tray	3.0	nessuno	Unigrip™
		NP		
		RP		
		WP		
	Closed Tray	3.0	nessuno	
		NP		
		RP		
		WP		
Connessione conica triovale (TCC)	Open Tray	NP		Omnigrip™ mini
		RP		
	Closed Tray	NP		
		RP		

Transfer per impronta	Tecnica	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Trilobata	Open Tray	NP		Unigrip™
		RP		
		WP		
		6.0		
Esagono esterno	Open Tray	NP	nessuno	Unigrip™
		RP		
		WP		
Multi-unit Abutment	Open Tray	NP/RP/WP	nessuno	Unigrip™
	Closed Tray	NP/RP/WP		
Brånemark System® Zygoma	Open Tray	RP	nessuno	Unigrip™

IFU1087. Sistema Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC

Tabella di compatibilità dell'impianto

Impianto	Driver per impianto	Vite di copertura
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x9 mm	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP	Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x11 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x13 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x15 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x7 mm	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP	Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x9 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x11 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x13 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x15 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x7 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x9 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x11 mm		

Sistemi di abutment e transfer da impronta compatibili

Sistema implantare	Sistema di abutment e transfer per impronta
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1094)
	Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1093)
	Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1023)
	Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1091)
	Impression Cop Open Tray Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Impression Cop Closed Tray Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	17° Multi-unit Abut Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP (IFU1088)
	Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ NP (IFU1018)
	Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1094)
	Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1093)
	Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1023)
	Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1091)
	Impression Cop Open Tray Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Impression Cop Closed Tray Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	17° Multi-unit Abut Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	30° Multi-unit Abut Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP (IFU1088)
	Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ RP (IFU1018)

IFU1088. Concetto Nobel Biocare N1™ Base

Base	Piattaforme disponibili	Altezze disponibili	Torque di serraggio	Cacciavite
Nobel Biocare N1™ Base	NP	1.75 mm/2.5 mm/3.5 mm	20 Ncm	N1 Base Screwdriver
Xeal™	RP	1.75 mm/2.5 mm/3.5 mm		

Componente e abutment a livello della base	Piattaforme disponibili	Antirotazionale	Rotazionale	Codifica a colori	Altezze disponibili	Cacciavite
Healing Abutment Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	●	2 mm	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	3 mm (forma anatomica)	
					4 mm	
IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	● (vite)	4.5 mm	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	● (vite)		
Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	X	● (vite)	10 mm	Omnigrip™ mini
	RP	X	X	● (vite)		
Universal Abutment Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	X	● (vite)	4 mm	Omnigrip™ mini
	RP	X	X	● (vite)		
Impression Coping Open Tray Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Impression Coping Closed Tray Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Position Locator Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	-	● (vite)	0.5 mm (margine vestibolare)	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	● (vite)	0.5 mm (margine vestibolare)	

IFU1089. Bone Mill e Bone Mill Guide

Bone Mill	Bone Mill Guide	Impianto compatibile	Cacciavite
Bone Mill with Guide Conical Connection 3.0	Bone Mill Guide Conical Connection 3.0	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Unigrip™
Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 4.4	Bone Mill Guide Conical Connection NP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 5.2			
Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 5.2	Bone Mill Guide Conical Connection RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 6.2			
Bone Mill with Guide Conical Connection WP Ø 6.7	Bone Mill Guide Conical Connection WP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	

Bone Mill	Bone Mill Guide	Impianto compatibile	Cacciavite
Bone Mill with Guide Brånemark System® NP Ø 4.5	Bone Mill Guide Brånemark System® NP	NobelSpeedy® Groovy NP Brånemark System NP	Unigrip™
Bone Mill with Guide Brånemark System® RP Ø 5.1	Bone Mill Guide Brånemark System® RP	NobelSpeedy® Groovy RP Brånemark System® RP NobelZygoma™	
Bone Mill with Guide Brånemark System® WP Ø 6.5	Bone Mill Guide Brånemark System® WP	NobelSpeedy® Groovy WP Brånemark System® WP	
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4.0	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4.0	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Omnigrip™ Mini
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5.2	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5.2		
Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5.2	Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5.2	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	
Bone Mill with Guide NobelReplace™ NP Ø 4.6	Bone Mill Guide NobelReplace™ NP Ø 4.6	Replace Select TC NP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	Unigrip™
Bone Mill with Guide NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Bone Mill Guide NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Bone Mill with Guide NobelReplace™ RP Ø 5.3	Bone Mill Guide NobelReplace™ RP Ø 5.3	Replace Select TC RP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Bone Mill with Guide NobelReplace™ WP Ø 6.5	Bone Mill Guide NobelReplace™ WP Ø 6.5	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	

IFU1090. Strumenti e componenti riutilizzabili Nobel Biocare

All-on-4® Guide

Impianto	Frese
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Unigrip™ Screwdriver Twist Drill Ø 2.0 mm Drill with Tip Tapered 2.0 mm
NobelReplace® Tapered Groovy	
Replace Select™ Tapered TiUnite®	
Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	
NobelSpeedy® Groovy	
Brånemark System®	
Nobel Zygoma 0° e 45°	

Multi-Unit Aligning Instrument

Impianto	Tipo di connessione	Driver per impianto
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Connessione conica (CC)	Implant Driver Conical Connection
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	Connessione trilobata	Implant Driver NobelReplace®

Combined Open-end Wrench

Impianto	Montaimpianti compatibili
Brånemark System® NobelSpeedy®	Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP
NobelParallel™	Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
Sistema Trefail™	Trefail™ Implant Mount
NobelActive®	Guided Implant Mount NobelActive® NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
NobelReplace® CC	Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0
NobelReplace® Tapered	Guided Implant Mount NobelReplace® Tapered NP 3.5, RP 4.0, WP 5.0, 6.0

Connection to Handpiece

Connection to Handpiece	Dispositivi compatibili	Impianto
Connection to Handpiece	Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP Zygoma Implant Mount	Brånemark System® NobelSpeedy® Zygoma RP
NobelReplace® Connection to Handpiece	Guided Implant Mount NobelActive® NP, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelReplace® NP 3.5, RP 4.3, WP 5.0, 6.0 Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 Implant Mount Ø 5 mm	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).

Depth Probe 7-18 mm Z-shaped e NobelSpeedy® Depth Probe 18-25 mm

Le Depth Probe non sono connesse ad altri dispositivi.

Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm e Direction Indicator Tapered NP/RP/WP/6.0

Gli indicatori di direzione non sono connessi ad altri dispositivi.

Handle for Implant Rescue Collar e Drill Guide

È possibile connettere Handle for Implant Rescue Collar e le Rescue Drill Guide agli Implant Rescue Collar e alle Rescue Drill Guide.

Handle for Machine Instruments

È possibile connettere l'Handle for Machine Instrument agli Screwdriver Machine Unigrip™, Omnigrip™ Screwdriver Machine, Screwdriver Machine Multi-unit, Omnigrip™ Mini Screwdriver, Abutment Screw Remover, Abutment Screw Retrieval Instrument, Screw Tap Repair Tool.

Implant Driver

I driver per impianto si applicano a un manipolo/contrangolo dentale compatibile con la norma ISO 1797 e alla connessione interna o esterna dei seguenti impianti dentali.

Driver per impianto	Impianto compatibile
Implant Driver CC 3.0 (28/37 mm) Implant Driver CC NP (28/37 mm) Implant Driver CC RP (28/37 mm) Implant Driver CC WP (28/37 mm) Implant Driver CC Slim Abutment 3.0/NP/RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).
Implant Driver NobelReplace® NP (lungo/corto) Implant Driver NobelReplace® RP (lungo/corto) Implant Driver NobelReplace® WP (lungo/corto) Implant Driver NobelReplace® 6.0 (lungo/corto)	NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered PMC
Implant Driver Brånemark System® NP (26/34 mm) Implant Driver Brånemark System® RP (21/26/34 mm) Implant Driver Brånemark System® WP (21/26 mm)	Brånemark System®

Implant Driver Wrench Adapter Brånemark System® NP/RP/WP

Impianto	Torque Wrench
Brånemark System® NobelSpeedy®	Brånemark System® Manual Torque Wrench

Surgical Driver NobelReplace®

Impianto	Driver per impianto
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Implant Driver Conical Connection
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	
NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	Implant Driver NobelReplace® e Replace Select™ Tapered
Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™	Nobel Biocare N1™ Implant Driver

Irrigation Needle

L'Irrigation Needle è collegato a una siringa contenente una soluzione detergente e viene utilizzato per irrigare i canali/lumi interni di frese e maschiatori cavi durante la pulizia, disinfezione/sterilizzazione.

Tissue Punch

I Tissue Punch sono fissati a un manipolo/contrangolo dentale compatibile con la norma ISO 1797.

IFU1091. Localizzatori di posizione

	Connessione implantare	Piattaforma disponibile	Abutment	Codifica a colori	Torque	Cacciavite
Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC	Connessione conica triovale (TCC)	NP RP	-	 	Serraggio manuale	Omnigrip™ mini
Nobel Biocare Multi-unit PoLo	-	NP/RP/ WP (CC)	Abutment Multi-unit	-	Serraggio manuale	Unigrip™
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP	-	Esagonale esterna WP	Abutment Multi-unit Brånemark System®		Serraggio manuale	Unigrip™

IFU1092. Drill Stop Kit per chirurgia guidata e a mano libera

Nome prodotto	Dispositivi compatibili		Cacciaviti
	Drill Stop/ Drill Stop Kit Box	Frese	
Drill Stop Ø 2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Drill con punta 2.0x18-25 mm Guided Twist Drill 2x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 2x(10+)-7-18 mm Twist Drill con punta 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill con punta 2x10-18 mm Twist Drill con punta 2x18-25 mm, LS Guided Drill Guide NP per Ø 2 mm Guided Drill Guide RP per Ø 2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 2 mm	Screwdriver Manual Unigrip™ Screwdriver Machine Unigrip™
Drill Stop Ø 2.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 2.8x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)-7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Guided Drill Guide NP per Ø 2,8 mm Guided Drill Guide RP per Ø 2,8 mm Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 2,8 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)-7-18 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Guided Drill Guide NP per Ø 3 mm Guided Drill Guide RP per Ø 3 mm Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 3 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)-7-13 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)-7-18 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Guided Drill Guide NP per Ø 3.2 mm Guided Drill Guide RP per Ø 3.2 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.4	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.4x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)-7-18 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Guided Drill Guide RP per Ø 3,4 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.6	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Guided Drill Guide RP per Ø 3.6 mm Guided Drill Guide WP/6.0 per Ø 3.6 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™

Nome prodotto	Dispositivi compatibili		Cacciaviiti
	Drill Stop/ Drill Stop Kit Box	Frese	
Drill Stop Ø 3.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.8x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)-7-18 mm Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 3.8 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 4.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18 Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)-7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13 Guided Drill Guide RP per Ø 4.2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 4.2 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Kit Box	Drill Stop Ø 2 Drill Stop Ø 2.8 Drill Stop Ø 3 Drill Stop Ø 3.2 Drill Stop Ø 3.4 Drill Stop Ø 3.6 Drill Stop Ø 3.8 Drill Stop Ø 4.2	Twist Drill con punta 2.0x18-25 mm Twist Drill con punta 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill con punta 2x10-18 mm Twist Drill con punta 2x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm	N/D

Nome prodotto	Dispositivi compatibili		
	Drill Stop/ Drill Stop Kit Box	Frese	Cacciaviti
Guided Drill Stop Kit Box	Drill Stop Ø 2	Guided Twist Drill 2x(10+)7-13 mm	N/D
	Drill Stop Ø 2.8	Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm	
	Drill Stop Ø 3	Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm	
	Drill Stop Ø 3.2	Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm	
	Drill Stop Ø 3.4	Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm	
		Guided Drill Guide NP per Ø 2.8 mm	
	Drill Stop Ø 3.6	Guided Drill Guide RP per Ø 2.8 mm	
	Drill Stop Ø 3.8	Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 2.8 mm	
		Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm	
	Drill Stop Ø 4.2	Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm	
		Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18	
		Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm	
		Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13	

IFU1093. Abutment e cilindri provvisori

Temporary Snap Abutment Engaging e Temporary Abutment Engaging/Non-Engaging – Piattaforme implantari compatibili, cacciaviti e specifiche di torque

Abutment di guarigione per	Piattaforme disponibili	Antirota-zionale	Rota-zionale	Codifica a colori	Altezze di margine disponibili	Torque di serraggio	Cacciavite
Connessione conica (CC)	3.0	x		nessuno	1,5 mm	15 Ncm	Unigrip™
	NP	x	x		1,5 mm	35 Ncm	
	RP	x	x		3,0 mm		
	WP	x	x				
Connessione conica triovale (TCC)	NP	x		 (vite)	1,5 mm	20 Ncm	Omnigrip™ mini
	RP	x		 (vite)	3,0 mm		
Trilobata	NP	x	x		1,5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x				
	WP	x	x				
	6.0	x	x				
Esagono esterno	NP	x	x	nessuno	1,5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x	nessuno			
	WP	x	x	nessuno			

Slim Temporary Abutment – Piattaforme implantari compatibili e cacciaviti

Slim Healing Abutment per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Altezze disponibili del perno	Torque di serraggio	Cacciavite
Connessione conica (CC)	3.0	nessuno	6,5 mm 7,5 m	15 Ncm	Unigrip™
	NP	O	6,5 mm 7,5 m		
	RP	O	6,5 mm 7,5 m		

Temporary Abutment Anatomical PEEK – Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Temporary Abutment Anatomical PEEK per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Dimensioni disponibili	Torque di serraggio	Cacciavite
Connessione conica (CC)	WP	nessuno	6 x 7 mm 7 x 8 mm	15 Ncm	Unigrip™

Temporary Copings Multi-Unit and Temporary Snap Copings Muti-unit – Cacciaviti e abutment compatibili

Cilindro provvisorio	Connessione MUA/ piattaforma	Codifica a colori	Torque di serraggio	Cacciavite
Temporary Snap Coping Multi-unit	CC/NP, RP, WP TCC/NP, RP	nessuno	15 Ncm	Unigrip™
Temporary Coping Multi-unit	Trilobata/NP, RP, WP Esagonale esterna/NP, RP			
Temporary Coping Multi-unit Bmk WP	Esagonale esterna/WP			

IFU1094. Abutment di guarigione, viti di guarigione

Healing Abutment – Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Abutment di guarigione per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Connessione conica (CC)	3.0	nessuno	Unigrip™
	NP		
	RP		
	WP		
Connessione conica triovale (TCC)	NP RP	 (vite)  (vite)	Omnigrip™ mini
Trilobata	NP		Unigrip™
	RP		
	WP		
	6.0		
Esagono esterno	NP	nessuno	Unigrip™
	RP	nessuno	
	WP	nessuno	

Healing Screw – Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Healing Screw per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Trilobata	NP		Unigrip™
	RP		

Slim Healing Abutment – Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Slim Healing Abutment per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Connessione conica (CC)	3.0 NP RP	nessuno  	Unigrip™

Healing Abutment Anatomical PEEK – Piattaforme implantari e cacciaviti compatibili

Healing Abutment Anatomical PEEK per	Piattaforme disponibili	Codifica a colori	Cacciavite
Connessione conica (CC)	WP	nessuno	Unigrip™

IFU1095. Impianto Zygoma RP

Compatibilità con impianti Zygoma

N. articolo	Nome prodotto	Vite di copertura	Implant Mount e relativa vite	Transfer per impronta e relativo perno guida	Abutment di guarigione	Abutment definitivi diritti e relative viti	Abutment definitivi angolati e relativa vite	Ponti su impianti e Implant Bar Overdenture e relative viti	Zygoma Handle, Connection to handpiece Altro
28862	Zygoma Implant RP 30 mm	Zygoma Implant Cover Screw : 28989 Brånemark System Zygoma Implant Cover Screw : 32424	Zygoma Implant Mount Zygoma Fixture Mount Screw M2specx6,6 mm (il montaimpianto è preassemblato all'impianto)	Brånemark System® Zygoma Impression Coping Open Tray Ø 4 mm Guide Pin Zygoma 20 mm RP	Brånemark System® Zygoma Healing Abutment Ø 4x3 mm Brånemark System® Zygoma Healing Abutment Ø 4x5 mm	Zygoma Abutment Multi-unit RP 3 mm Zygoma Abutment Multi-unit RP 5 mm Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 3 mm Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 5 mm	Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 2 mm Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 3 mm Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 2 mm Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 3 mm Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abutment Screw	Nobel Procera Implant Bar Overdenture Titanium Procera Implant Bridge Ti livello dell'impianto NobelProcera® Zr Implant Bridge (livello dell'impianto) Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	Zygoma Handle Connection to Handpiece Unigrip Screw Driver (alla vite di montaggio dell'impianto)
28863	Zygoma Implant RP 35 mm								
28864	Zygoma Implant RP 40 mm								
28865	Zygoma Implant RP 42.5 mm								
28866	Zygoma Implant RP 45 mm								
28867	Zygoma Implant RP 47.5 mm								
28868	Zygoma Implant RP 50 mm								
28869	Zygoma Implant RP 52.5 mm								

Compatibilità con accessori per strumenti o altri dispositivi

Codice articolo	Nome prodotto	Impianti	Tipo di dispositivo/Linea di terzo livello	Manipolo
28989	Zygoma Implant Cover Screw	Linea di impianti Zygoma RP Linea di impianti NobelZygoma 45° Linea di impianti NobelZygoma 0°	Zygoma Implant Cover Screw	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
32424	Brånemark System® Zygoma Implant Cover Screw		Brånemark System Zygoma Surgical Kit	Zygoma Handle Zygoma Drill Guard Zygoma Drill Guard Short Zygoma Depth Indicator Straight Zygoma Depth Indicator Angled
29162	Brånemark System® Zygoma Surgical Kit			
32628	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2.9 mm		Brånemark System Zygoma Twist Drills	Interfaccia definita da ISO 1797
32629	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2.9 mm short			
32631	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3.5 mm			
32632	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3.5 mm short			
32630	Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3.5 mm		Frese pilota	Interfaccia definita da ISO 1797
32791	Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3.5 mm corta			
37786	Zygoma Handle			
37787	Zygoma Drill Guard			
37788	Zygoma Drill Guard Short		Driver per impianto manuale	N/D
37789	Zygoma Depth Indicator Straight			
37790	Zygoma Depth Indicator Angled			
DIA 578-0	Brånemark System® Zygoma Round Bur			
			Fresa rotonda	Interfaccia definita da ISO 1797

Componenti del Brånemark System® Zygoma Surgical Kit

Nome prodotto	Strumenti inclusi
Brånemark System® Zygoma Surgical Kit	Zygoma Handle
	Zygoma Drill Guard
	Zygoma Drill Guard Short
	Zygoma Depth Indicator Straight
	Zygoma Depth Indicator Angled

IFU1096. Strumenti di rimozione dell'abutment

Abutment compatibili con Abutment Retrieval Instrument Titanium CC e Abutment Retrieval Instrument Zirconia CC

	Descrizione dell'abutment	Strumento di rimozione	Cacciavite
NP	Temporary Abutment Engaging CC NP	Abutment Retrieval Tool CC NP Titanium	Screwdriver Unigrip™
	Esthetic Abutment CC NP		
	Snappy™ Abutment CC NP		
	NobelProcera® Abutment Titanium NP		
RP/ WP	Temporary Abutment Engaging CC RP/WP	Abutment Retrieval Instrument CC RP/WP Titanium	Screwdriver Unigrip™
	Esthetic Abutment CC RP/WP		
	Snappy™ Abutment CC RP/WP		
	NobelProcera® Abutment CC Titanium RP/WP		
NP	NobelProcera® Abutment Zirconia CC NP	Abutment Retrieval Instrument CC NP Zirconia	Pinze
	Adapter for Zirconia Abut. CC NP (NobelProcera® ASC Abutment Zirconia NP, NobelProcera® FCZ Implant Crown NP)		
RP/ WP	NobelProcera® Abutment Zirconia RP	Abutment Retrieval Instrument CC RP/WP Zirconia	Pinze
	Adapter for Zirconia Abut. CC RP e WP (NobelProcera® ASC Abutment Zirconia RP/WP, NobelProcera® FCZ Implant Crown RP/WP)		

Abutment compatibili con Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC

	Descrizione dell'abutment	Strumento di rimozione	Cacciavite/Handle
NP	Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP	Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP*	Handle for Machine Instruments/ Adattatore per Manual Torque Wrench La versione precedente è compatibile con il cacciavite Multi Unit
	Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP*		
	Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP**		
	Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP		
	Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ NP		

	Descrizione dell'abutment	Strumento di rimozione	Cacciavite/Handle
RP	Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP	Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC RP*	Handle for Machine Instruments/ Adattatore per Manual Torque Wrench La versione precedente è compatibile con il cacciavite Multi Unit
	Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP*		
	Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP**		
	Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	30° Multi-unit Abut Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP		
	Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ RP		

*La versione corta dell'Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC non è compatibile con l'abutment provvisorio Nobel Biocare N1™ TCC 3,0 mm.

IFU1097. Strumentazione per la rimozione dell'impianto

Compatibilità degli strumenti per la rimozione dell'impianto e dei collari per la rimozione dell'impianto

Strumento	Tipo di connessione implantare	Piattaforma implantare	Impianto compatibile
Implant Retrieval Instrument CC 3.0 31 mm	Connessione conica	3.0	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).
Implant Retrieval Instrument CC NP e External Hex WP 22 mm	Connessione conica	NP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).
	Esagono esterno	WP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
Implant Retrieval Instrument CC RP e Tri-Channel WP 22 mm	Connessione conica	RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).
	Interna trilobata	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Implant Retrieval Instrument CC WP 22 mm	Connessione conica	WP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).

Strumento	Tipo di connessione implantare	Piattaforma implantare	Impianto compatibile
Implant Retrieval Instrument External Hex & Tri-Channel NP/RP 22 mm	Esagono esterno	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Interna trilobata	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
			Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Implant Retrieval Instrument External Hex & Tri-Channel NP/RP 31 mm	Esagono esterno	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Interna trilobata	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
			Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Implant Retrieval Instrument Tri-Channel 6.0 22 mm	Interna trilobata	6.0	Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered NobelSpeedy® Replace
Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3.5	Interna trilobata	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Implant Retrieval Instrument CC 3.0 e TCC NP	Connessione conica triovale	NP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ NP
	Connessione conica	3.0	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).

Strumento	Tipo di connessione implantare	Piattaforma implantare	Impianto compatibile
Implant Retrieval Instrument CC RP e Tri-Ch WP e TCC RP	Connessione conica triovale	RP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ RP
	Connessione conica	RP	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).
	Interna trilobata	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4.3	Interna trilobata	RP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Compatibilità frese Trephine

Strumento	Diametro dell'impianto compatibile
Trephine Drill 3.2/4.0 mm	3,0 mm
Trephine Drill 3.8/4.6 mm	3,3 mm/3,5 mm/3,75 mm
Trephine Drill 4.4/5.2 mm	4,0 mm/4,3 mm
Trephine Drill 5.2/6.2 mm	5,0 mm
Trephine Drill 5.6/6.6 mm	5,5 mm
Trephine Drill 6.2/7.0 mm	6,0 mm

IFU1098. Manual Torque Wrench Surgical e Prosthetic

Chiave	Adattatore per chiave	Strumenti
NobelActive® Manual Torque Wrench Surgical	NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Implant Driver CC 3.0 28 mm (IFU1090) Implant Driver CC 3.0 per Slim Abutment Implant Driver CC NP (IFU1090)
		Implant Driver CC NP per Slim Abutment (IFU1090) Implant Driver CC RP (IFU1090) Implant Driver CC RP per Slim Abutment (IFU1090) Implant Driver CC WP (IFU1090) Strumenti per la rimozione dell'impianto (IFU1097) Abutment Screw Retrieval Instrument (IFU1043)
Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical	Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical	Implant Driver Brånemark Syst NP (IFU1090) Implant Driver Brånemark Syst RP (IFU1090) Implant Driver Brånemark Syst WP (IFU1090)
Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1087) Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1087) Strumenti per la rimozione dell'impianto (IFU1097) Abutment Screw Retrieval Instrument (IFU1043)
Manual Torque Wrench Prosthetic	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic	Screwdriver Machine Unigrip (IFU1085) Screwdriver Machine Multi-Unit (IFU1085) Omnigrip™ Screwdriver Machine (IFU1085) On1™ Base Screwdriver Machine (IFU1074) Screwdriver Machine Multi-unit Brånemark System (IFU1085) Screwdriver Machine Ball Abutment (IFU1085)
		Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini (IFU1085) Screwdriver Machine Multi-Unit (IFU1085)

IFU1099. Sistema Trefoil™

Il sistema Trefoil™ deve essere utilizzato esclusivamente con strumenti e/o componenti e/o componenti protesici Nobel Biocare compatibili. L'utilizzo di strumenti e/o componenti e/o componenti protesici non destinati all'uso in combinazione con il sistema Trefoil™ può provocare problemi meccanici degli strumenti, danni ai tessuti oppure risultati estetici insoddisfacenti.

IFU1100. Parti di ricambio Nobel Biocare.

Gamma di ricambi per il Brånemark System®

Abutment originale	Vite sostitutiva	Torque di serraggio	Sostituzione/cacciavite
Standard Abutment RP o EsthetiCone Abutment	Prosthetic Screw Internal Hexagon	10 Ncm	Screwdriver Hexagon 27 mm Machine Screwdriver Hex Long
	Prosthetic Screw Slot		Screwdriver Medium 37 mm Screwdriver Slot Short 27 mm
	Prosthetic Screw Conical		Machine Screwdriver Slot Short Machine Screwdriver Slot Long
Brånemark 3.0 NP Abutment per 3.0 Brånemark Implant	Converter Screw Titanium Unigrip™ fit Ø 3.0	15 Ncm	Unigrip™ Screwdriver*

* Il dispositivo fa parte della gamma principale di Nobel Biocare.

Per ulteriori informazioni sullo Screwdriver Unigrip™, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso (IFU) di Nobel Biocare IFU1085. Le presenti Istruzioni per l'uso sono disponibili per il download all'indirizzo ifu.nobelbiocare.com.

Gamma di ricambi per il Brånemark System® Novum

Impianto originale	Vite sostitutiva	Torque di serraggio	Cacciavite	Transfer per impronta sostitutivo	Replica dell'impianto sostitutiva
Brånemark System® Novum	Lower bar screw Unigrip™ Novum Prosthetic screw Unigrip™ Novum	35 Ncm	Unigrip™ Screwdriver*	Impression Coping to Fixture Novum	Replica Fixture Novum

* Il dispositivo fa parte della gamma principale di Nobel Biocare.

Per ulteriori informazioni sullo Screwdriver Unigrip™, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso (IFU) di Nobel Biocare IFU1085. Le presenti Istruzioni per l'uso sono disponibili per il download all'indirizzo ifu.nobelbiocare.com.

Gamma di ricambi per NobelPerfect® System

Impianto originale	Abutment di guarigione sostitutivo	Abutment definitivo sostitutivo	Torque di serraggio dell'abutment definitivo	Cacciavite	Transfer per impronta sostitutivo	Replica dell'impianto sostitutiva
NobelPerfect® NP, RP, WP	Healing Abutment NobelPerfect®	Abutment NobelPerfect® NP, RP, WP	35 Ncm	Unigrip™ Screwdriver*	Implant Level Impression Coping NobelPerfect® NP, RP, WP	Implant Replica NobelPerfect® NP, RP, WP

* Il dispositivo fa parte della gamma principale di Nobel Biocare.

Per ulteriori informazioni sullo Screwdriver Unigrip™, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso (IFU) di Nobel Biocare IFU1085. Le presenti Istruzioni per l'uso sono disponibili per il download all'indirizzo ifu.nobelbiocare.com.

Gamma di ricambi per Steri-Oss™ e Replace External Hex

Impianto originale	Abutment di guarigione sostitutivo	Abutment definitivo sostitutivo	Vite	Torque di serraggio	Cacciavite	Transfer per impronta sostitutivo	Replica dell'impianto sostitutiva
Steri-Oss™ e Replace External Hex	Abutment di guarigione	Direct Abutment Engaging Gold/Plastic Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic	Abutment Screw TorqTite	35 Ncm	Screwdriver Hex 0.050" (lunghezza 0,75" e 1,25")	Transfer Assembly Hex Open Tray	Implant Analog
Replace External Hex		Direct Abutment Engaging Gold/Plastic 3.5 RPL e 4.3 RPL Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic 3.5 RPL e 4.3 RPL					

Abutment originale	Anello di fermo sostitutivo	O-ring sostitutivo	Riproduttore dell'abutment sostitutivo
O-Ring Abutment	Retainer Ring	O-Ring Clinical White	O-Ring Abutment Analog with Spacer

Gamma di ricambi per Steri-Oss™ Non-Hex

Impianto originale	Abutment sostitutivo	Torque di serraggio	Cacciavite sostitutivo	Transfer per impronta sostitutivo	Replica dell'impianto sostitutiva
Steri-Oss™ Non-Hex	Coronal Screw Set 3.25 e 3.8 Non-Hex	35 Ncm	Screwdriver Hex 0.050" (lunghezza 1,75" e 1,25")	Thread Timed Transfer Pin 3.25 Non-Hex	Implant Analog Non-Hex

Gamma di ricambi per abutment con attacco a pallina

Abutment originale	Cacciaviti sostitutivi
Abutment con attacco a pallina	Screwdriver Machine Ball Abutment Screwdriver Manual Ball Abutment

IFU1101. Mascherine radiografiche

Le mascherine radiografiche non possono essere collegate fisicamente ad alcun impianto.

IFU1102. Blank per abutment in titanio Nobel Biocare N1™ TCC

Blank per abutment in titanio	Vite clinica	Componenti di laboratorio	Cacciavite	Torque di serraggio
Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 10 mm	Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP	Lab Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC NP IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC NP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm
Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 10 mm	Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP	Lab Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC RP IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC RP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm

IFU1104. LiteSet™ Tray

Il LiteSet™ Tray è disponibile in diverse versioni per le differenti procedure chirurgiche e protesiche Nobel Biocare. Gli strumenti e i componenti compatibili con i vari vassoi sono specificati nella tabella seguente o nelle rispettive wall chart. Per informazioni relative alle wall chart, rivolgersi all'ufficio commerciale di zona Nobel Biocare.

Compatibile con strumenti con connessione conica

NobelActive/NobelParallel LiteSet Tray e NobelActive/Parallel S LiteSet Tray	Bone Mill
	Bone Mill Guide
	Fresa corticale
	Depth Probe
	Direction Indicator
	Prolunga per fresa
	Implant Driver CC
	Screwdriver Unigrip
	Screw Tap Active
	Screw Tap Parallel
	Torque Wrench
	Twist Drill

NobelReplace CC LiteSet Tray e NobelReplace S LiteSet Tray	Bone Mill
	Bone Mill Guide
	Dense Bone Drill
	Direction Indicator
	Prolunga per fresa
	Implant Driver CC
	Irrigation Needle
	Precision Drill
	Screwdriver Unigrip
	Screw Tap Replace CC
	Tapered Drill
	Torque Wrench

Compatibile con strumenti esagonali o trilobati esterni

NobelSpeedy/Bmk/RepSel TC LiteSet Tray	Bone Mill
	Bone Mill Guide
	Svasatore
	Cover Screw Driver Bmk Syst Hexagon
	Depth Probe
	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm
	Prolunga per fresa
	Implant Driver Bmk Syst
	Implant Driver NoblRpl
	Implant Driver Wrench Adap Bmk Syst
	Screwdriver Unigrip
	Maschiatori
	Torque Wrench
	Twist Drill

Compatibile con strumenti N1

NB N1 LiteSet Tray	Bone Mill Guide
	Bone Mill
	Depth Probe
	Direction Indicator
	Handle
	Driver per impianto
	MUA Driver
	OsseoDirector
	OsseoShaper Extension
	Precision Drill
	Screwdriver Base
	Screwdriver Omnigrip Mini
	Torque Wrench

Compatibile con strumenti protesici

Prosthetic LiteSet Tray	Handle
	Screwdriver Manual Multi-unit
	Screwdriver NB N1
	Screwdriver Omnigrip
	Screwdriver Omnigrip Mini
	Screwdriver UniGrip
	Torque Wrench

Compatibile con strumenti Position Locator	
Position Locator LiteSet Tray	Localizzatori di posizione a livello dell'impianto antirotazionali
	Localizzatori di posizione a livello dell'impianto non-antirotazionali
	Slim MUA Level Position Locators
	Viti di ricambio (MUA)
	Viti di ricambio (unità singola)

IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®

Gli impianti NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® e NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® sono dotati di connessione conica (CC), misura NP (Narrow Platform).

Per posizionare gli impianti NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® e NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® è necessario utilizzare gli Implant Drivers Conical Connection NP. Per informazioni sui driver per impianto, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1090.

Gli impianti sono compatibili con i componenti protesici Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC), misura NP (Narrow Platform). Per ulteriori informazioni fare riferimento alle rispettive Istruzioni per l'uso. Si noti che On1™ Base/On1™ Base Xael non deve essere utilizzato in combinazione con impianti Narrow Platform (NP) posizionati nella regione posteriore a causa del rischio di sovraccarico protesico.



Linea implantare	Dimensione connessione conica	A Diametro dell'impianto [mm]	B Diametro della piattaforma [mm]	C Interfaccia dell'abutment [mm]	Lunghezze [mm]
NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,5	3,5	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	4,3	3,9	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,0	3,9	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,5	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15
NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,75	3,5	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	4,3	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,0	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,5	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15
NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,5	3,5	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16
	NP	4,3	3,9	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16
	NP	5,0	3,9	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16

IFU2001. Mascherine chirurgiche NobelGuide® e Guided Anchor Pin

Per confermare la compatibilità dei prodotti destinati all'uso insieme a questi dispositivi, controllare il codice colore, le dimensioni, le lunghezze, il tipo di connessione e/o eventuali marchi diretti, come applicabili sui prodotti o sulla relativa etichetta.

IFU2009. Guided Pilot Drill Sleeve, Guided Sleeve e Guided Anchor Pin Sleeve

Per confermare la compatibilità dei prodotti destinati all'uso insieme ai Guided Pilot Drill Sleeve, ai Guided Sleeve e ai Guided Anchor Pin Sleeve, controllare il codice colore, le dimensioni, le lunghezze, il tipo di connessione e/o eventuali marchi diretti, come applicabili sui prodotti o sulla relativa etichetta.

IFU2011. Strumentazione per la chirurgia guidata Nobel Biocare

Compatibilità della strumentazione per la chirurgia guidata

Nome prodotto	Impianto	Manicotto	Cacciavite	Altro
Guided Drill Guide 6.0/WP Ø 6 per Ø 5 mm	N/D	Guided Sleeve 6.0/WP	N/D	Handle for Guided Drill Guide
Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 2,8 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 2 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 3,8 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 3 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP per Ø 4,2 mm				
Guided Drill Guide NP per Ø 2,8 mm		Guided Sleeve NP		
Guided Drill Guide NP per Ø 2 mm				
Guided Drill Guide NP per Ø 3,2 mm				
Guided Drill Guide NP per Ø 3 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 3,2 mm	Guided Sleeve RP			
Guided Drill Guide RP per Ø 2,8 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 2 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 3,4 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 3,6 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 3 mm				
Guided Drill Guide RP per Ø 4,2 mm				
Guided Drill Guide Tapered RP a NP				
Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP a NP		Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP a RP				
Guided Drill Guide WP/6.0 a Ø 3,6 mm				
Guided Drill Guide WP/6.0 a Ø 4,6 mm				

Nome prodotto	Impianto	Manicotto	Cacciavite	Altro
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® NP	NobelActive®/TiUltra™ NP	Guided Sleeve NP	Surgical Driver Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to Handpiece
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/TiUltra™ RP 4.3	Guided Sleeve RP		
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/TiUltra™ RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® WP 5.5	NobelActive®/TiUltra™ WP 5.5			
Guided Implant Mount Bmk Syst NP	Brånemark System® NP	Guided Sleeve NP	Surgical Driver Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	Brånemark System® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to handpiece
Guided Implant Mount Bmk Syst RP	Brånemark System® RP	Guided Sleeve RP		
Guided Implant Mount Bmk Syst WP	Brånemark System® WP	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Implant Mount NobRpl NP	NobelReplace® NP	Guided Sleeve NP	Surgical Driver Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to handpiece
Guided Implant Mount NobRpl RP	NobelReplace® RP	Guided Sleeve RP		
Guided Implant Mount NobRpl WP	NobelReplace® WP	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Implant Mount NobRpl 6.0	NobelReplace® 6.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection NP 3.5	NobelReplace® CC NP	Guided Sleeve NP	Surgical Driver Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to handpiece
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 4.3	NobelReplace® CC RP	Guided Sleeve RP		
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 5.0	NobelReplace® CC RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC NP	NobelParallel™ CC NP	Guided Sleeve NP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 4.3	NobelParallel™ CC RP	Guided Sleeve RP	Surgical Driver Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to handpiece
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 5.0	NobelParallel™ CC RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC WP 5.5	NobelParallel™ CC WP	Guided Sleeve 6.0/WP		

Nome prodotto	Impianto	Manicotto	Cacciavite	Altro
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® NP	NobelActive®/TiUltra™ NP	Guided Sleeve NP	Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™	N/D
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/TiUltra™ RP 4.3	Guided Sleeve RP		
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/TiUltra™ RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl 6.0	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ 6.0 e Replace Select™ Tapered TiUnite® 6.0 implants			
Guided Template Abutm w Screw NobRpl NP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ NP e Replace Select™ Tapered TiUnite® NP implants	Guided Sleeve NP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl RP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ RP e Replace Select™ Tapered TiUnite® RP implants	Guided Sleeve RP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl WP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ WP e Replace Select™ Tapered TiUnite® WP implants	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Template Abutment CC NP	NobelActive®/TiUltra™ NP, NobelParallel™ CC/ NobelParallel™ CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC PMC NP implants	Guided Sleeve NP		
Guided Template Abutment CC NP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ & CC PMC NP implants			
Guided Template Abutment CC RP 4.3	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ & CC PMC RP 4.3 implants	Guided Sleeve RP		
Guided Template Abutment CC RP 5.0	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ & CC PMC RP 5.0 implants	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Template Abutment CC WP 5.5	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ & CC PMC WP 5.5 implants			
Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® NP	Brånemark System® MK III NP and NobelSpeedy® Groovy NP implants	Guided Sleeve NP		
Guided Template Abutment con Screw Brånemark System® RP	Brånemark System® MK III RP and NobelSpeedy® Groovy RP implants	Guided Sleeve RP		
Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® WP	Brånemark System® MK III WP and NobelSpeedy® Groovy WP implants	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Template Abutment with Screw NobelActive® WP 5.5	NobelActive®/TiUltra™ WP 5.5			
Handle for Guided Drill Guide	N/D	N/D	N/D	Guided Drill Guide

Compatibilità degli strumenti rotanti per la chirurgia guidata

Nome prodotto	Connessioni al manipolo
Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst NP	EN ISO 1797
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl NP	
Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst RP	
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl RP	
Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 5	
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl WP	
Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 6	
Guided Start Drill/Counterb NobRpl 6.0	
Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 5x(10+)7-18 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x16 mm	
Guided Screw Tap NP 10-13 mm	
Guided Screw Tap RP Ø 3.75 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered RP	
Guided Screw Tap WP Ø 5 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered WP	
Guided Screw Tap 6.0/WP Ø 6 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered 6.0	
Guided StartDrill/Countb former MkIII RP	
Guided Screw Tap RP Ø 4 7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 5x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6 (10+) 7-13 mm	

Nome prodotto	Connessioni al manipolo
Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-18 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® NP 8.5-10 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8.5-10 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8.5-10 mm	
Guided Twist Drill Tapered 2 x (10+) 8-16 mm	
Guided Start Drill	
Guided Counterbore NobelReplace® 3.5	
Guided Counterbore NobelReplace® 4.3	
Guided Counterbore NobelReplace® 5.0	
Guided Counterbore NobelReplace® 6.0	
Guided Screw Tap Tapered NP	
Guided Pilot Twist Drill 1.5x(10+)10-15 mm	
Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-18 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8.5 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6x(10+)7-18 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 7-10 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 11.5-13 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 15-18 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 7-10 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 11.5-13 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 15-18 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 7-10 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 11.5-13 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 15-18 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 7-10 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11.5-13 mm	
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11.5-15 mm	
Guided Tissue Punch NP-sleeve (3.75)	
Guided Tissue Punch WP-sleeve (5.5)	
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 3.75	
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 4.3	
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.0	
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.5	
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® NP 8.5-18 mm	
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8.5-18 mm	
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8.5-18 mm	
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8.5 mm	
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm	
Guided Drill Tapered NP	
Guided Drill Tapered RP	
Guided Drill Tapered WP	
Guided Drill Tapered 6.0	

I seguenti componenti sono utilizzati nelle procedure chirurgiche guidate, ma sono utilizzati per altre applicazioni e sono quindi descritti in istruzioni per l'uso separate. Per ulteriori informazioni su questi componenti, consulta le istruzioni per l'uso di riferimento.

- L'Unigrip™ Screwdriver viene utilizzato per stringere e allentare manualmente le viti con interfaccia Unigrip™, utilizzate per fissare le protesi dentali sugli impianti Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni sullo Screwdriver Unigrip™, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1085.
- I Guided Anchor Pin sono sottili strumenti di acciaio inossidabile posizionati pressoché orizzontalmente nell'osso mascellare per fissare la mascherina nella posizione definita durante l'intervento chirurgico. Per informazioni sui Guided Anchor Pin consultare IFU2001 di Nobel Biocare.
- Il Manual Torque Wrench Surgical è utilizzato per inserire e serrare gli impianti Nobel Biocare come alternativa al serraggio meccanico. Per ulteriori informazioni sul Manual Torque Wrench Surgical, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1098.
- Il Manual Torque Wrench Prosthetic è utilizzato per l'inserimento e il serraggio degli abutment e delle viti di abutment Nobel Biocare come un'alternativa al serraggio meccanico. Per ulteriori informazioni sul Manual Torque Wrench Prosthetic, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1098.
- Il Torque Wrench Prosthetic Adapter è utilizzato per collegare lo Screwdriver Machine Unigrip™ e l'Omnigrip™ Screwdriver al Manual Torque Wrench Prosthetic. Per ulteriori informazioni sul Torque Wrench Prosthetic Adapter, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1098.
- Il Connection to Handpiece viene utilizzato per collegare i componenti assemblati montaimpianti/impianto a un manipolo. Per ulteriori informazioni sul Connection to Handpiece, fare riferimento al documento Nobel Biocare IFU1090.

IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture

Impianto compatibile	Dimensioni della piattaforma disponibili
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect™ TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy®	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Impianto Zygoma	RP

IFU3002. NobelProcera® Implant Bridge in titanio e zirconia

Impianti compatibili con il NobelProcera® Implant Bridge in titanio e zirconia

Impianto compatibile	Dimensioni della piattaforma disponibili
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect® TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III	RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy® Groovy	NP/RP/WP
NobelSpeedy® Shorty	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Impianto Zygoma	RP

Ulteriori articoli compatibili con il NobelProcera® Implant bridge in titanio e zirconia

Linea di prodotti	
Descrizione dell'articolo	NobelProcera® Implant Bridge in titanio e zirconia
Implant Replica e Abutment Replica Multi-unit	Implant Replicas NobRpl; Implant Replica Brånemark System®; Implant Replica CC; NP IOS Model Implant Replica CC; Multi-unit Abutment Plus Replica; Abutment Replica Multi-unit Bmk Syst
Viti da laboratorio	Lab Screw Multi-unit; Lab Screw CC; Lab Screw Ext Hex; Lab Screw Impl Lev NobRpl; Lab Screw Multi-unit Bmk Syst; Lab Screw Implant Level Bmk Syst; Lab Screw Implant Level NobRpl
Analoghi di protezione	Protection Analog Bmk Syst; Protection Analog NobRpl; Protection Analog Multi-unit; Protection Analog M-u Bmk Syst; Protection Analog/Drill Guide CC

IFU3008. NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zirconia per connessione interna conica Nobel Biocare

Impianti compatibili

Impianto compatibile	Dimensioni della piattaforma disponibili
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	NP, RP, WP

Altri articoli compatibili

Linea di prodotti	
Descrizione dell'articolo	NobelProcera® ASC Abutment Zirconia
Repliche dell'impianto	Implant Replica Conical Connection
Viti da laboratorio	Omnigrip™ Lab Screw CC
Cacciavite	Omnigrip™ Screwdriver
Analoghi di protezione	Protection Analogs Conical Connection
Strumenti di rimozione dell'abutment	Abutment Retrieval Instruments Zirconia CC

IFU3009. NobelProcera® Full Contour Zirconia (FCZ) Implant Crown per connessione conica interna Nobel Biocare

Impianti compatibili

Impianto compatibile	Dimensioni della piattaforma disponibili
Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	NP, RP, WP

Altri articoli compatibili

Linea di prodotti	
Descrizione dell'articolo	NobelProcera® FCZ Implant Crown
Repliche dell'impianto	Implant Replica Conical Connection
Viti da laboratorio	Omnigrip™ Lab Screw CC
Cacciavite	Omnigrip™ Screwdriver
Analoghi di protezione	Protection Analogs Conical Connection
Strumenti di rimozione dell'abutment	Abutment Retrieval Instruments Zirconia CC

IFU3010. NobelProcera® Abutment in titanio e zirconia

Compatibilità NobelProcera®/Procera® Abutment in titanio

Abutment in titanio - con Unigrip™					
Connessione	Piattaforma	Vite clinica	Vite da laboratorio	Cacciavite	Torque
Connessione conica	3.0	Clinical Screw CC 3.0	Lab Screw Implant Level CC 3.0	Unigrip™	15 Ncm
	NP	Clinical Screw CC NP	Lab Screw CC NP		35 Ncm
	RP	Clinical Screw CC RP/WP	Lab Screw CC RP/WP		
	WP				
Trilobata	NP	Abutment Screw NobelReplace® NP	Lab Screw Implant Level NobRpl NP		
	RP	Abutment Screwtrib NobelReplace® RP/WP/6.0	Lab Screw Implant Level NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Esagono esterno	NP	Abutment Screw Bmk Syst NP	Lab Screw CC NP		
	RP	Abutment Screw Bmk Syst RP	Lab Screw Ext Hex RP		
	WP	Abutment Screw Bmk Syst WP	Lab Screw Implant Level Bmk Syst WP		

Compatibilità NobelProcera®/Procera® Abutment Zirconia

Abutment in zirconio - con Unigrip™					
Torque	Torque	Torque	Torque	Torque	Torque
Connessione conica	NP	Clinical Screw CC NP	Lab Screw CC NP	Unigrip™	35 Ncm
	RP	Clinical Screw CC RP/WP	Lab Screw CC RP/WP		
Trilobata	NP	Screw Ceramic Abutment NobRpl NP	Lab Screw Implant Level NobRpl NP		
	RP	Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Lab Screw Implant Level NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Esagono esterno	NP	Screw Ceramic Abutment Bmk Syst NP	Lab Screw CC NP		
	RP	Screw Ceramic Abutment Bmk Syst RP	Lab Screw CC RP/WP		
	WP	Screw Ceramic Abutment Bmk Syst WP	Lab Screw Implant Level Bmk Syst WP		

Compatibilità NobelProcera® Abutment ASC Titanium

Abutment ASC in titanio - con Unigrip™					
Connessione	Piattaforma	Vite clinica	Vite da laboratorio	Cacciavite	35 Ncm
Connessione conica	NP	Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC NP	Omnigrip™ Laboratory Screw Titanium CC NP	Omnigrip™	
	RP	Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC RPWP	Omnigrip™ Lab Screw Titanium CC RP/WP		
	WP				
Trilobata	NP	Omnigrip™ Clinical Screw Ti Tri-Channel NP	Omnigrip™ Lab Screw Ti Tri-Channel NP		
	RP	Omnigrip™ Clin Screw Ti Tri-Chn RP/WP/6.0	Omnigrip™ Lab Screw Ti Tri-Chn RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				

IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown

NobelProcera® Zirconia Crown è un prodotto personalizzato indipendente che viene cementato su un dente naturale preparato o su un abutment. L'idoneità del materiale utilizzato è responsabilità del medico curante.

IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge

NobelProcera® Zirconia bridge è un prodotto personalizzato indipendente che viene cementato su un denti naturali preparato o su un abutment. L'idoneità del materiale utilizzato è responsabilità del medico curante.

IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

	Tipo di connessione											
	Esagono esterno			Interna trilobata			Connessione conica (CC)			MUA		
NobelProcera Implant Bridge in zirconia	NP	RP	WP	NP	RP	WP	6.0	NP	RP	WP	NP/RP	WP
Adattatore clinico	N/D							Metal Adapter Implant Bridge Clinical CC			N/D	
Adattatore di laboratorio	N/D							Metal Adapter Implant Bridge Lab CC			N/D	
Vite clinica	Screw Ceramic Abutment Brånemark System®							Omnigrip™ Clinical Screw CC			Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	
Vite da laboratorio	Lab Screw Implant Level External Hex			N/D (*)				Omnigrip™ Lab Screw CC Lab Screw Implant Level Conical Connection			Lab Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	
Replica dell'impianto/MUA	Implant Replica Brånemark System®			Implant Replica NobelReplace®				Implant Replica Conical Connection			Multi-unit Abutment Plus Replica	Multi-unit Abutment Plus Replica
	Elos Accurate Analog for Printed Model External Hex			Elos Accurate Analog for Printed Model Tri-Channel				IOS Model Implant Replica CC			Elos Accurate Analog for Printed Model Multi-unit	Abutment Replica Multi-unit Bmk Syst Elos Accurate Analog for Printed Model Multi-unit
Analoghi di protezione	Protection Analog Bmk Syst			Protection Analog NobelReplace®				Protection Analog/Drill Guide CC			Protection Analog Multi-unit	Protection Analog Multi-unit Protection Analog M-u Bmk Syst
MUA	Multi-unit Abutment Bmk Syst 17° Multi-unit Abutment Bmk Syst 30° Multi-unit Abutment Bmk Syst Zygoma Abutment Brånemark System® Zygoma Zygoma 17° Brånemark System® Zygoma 17° 45° Multi-unit Abutment Ext Hex 60° Multi-unit Abutment Ext Hex			Multi-unit Abutment NobRpl 17° Multi-unit Abutment NobRpl 30° Multi-unit Abutment NobRpl				Multi-unit Abutment Plus Conical Connection 17° Multi-unit Abutment Plus Conical Connection 30° Multi-unit Abutment Plus Conical Connection Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection 30° Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection			N/D	
Impianti	NobelSpeedy® Groovy	Brånemark System® Mk III	NobelSpeedy® Groovy	Replace Select™ TC				Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	Impianti Nobel Biocare dotati di connessione conica (CC).	N/D	
	NobelSpeedy® Shorty	Brånemark System® Mk III TiUnite® NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty Impianto Zygoma NobelZygoma™	NobelSpeedy® Shorty									

IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1™ Base

Compatibilità NobelProcera® Zirconia NB N1™ Base – Vite protesica – Nobel Biocare N1™ Base Xeal TCC Tri

Tipo di protesi	Vite protesica	Cacciavite	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri
Nobel Procera® Zirconia Abutment/ Implant Crown NB N1™ Base NP	Prosthetic Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Omnigrip™ Mini	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP
Nobel Procera® Zirconia Abutment/ Implant Crown NB N1™ Base RP	Prosthetic Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP		Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP

Compatibilità NobelProcera® Zirconia NB N1™ Base – Vite da laboratorio - Base Replica

Tipo di protesi	Vite da laboratorio	Base Replica Nobel Biocare N1™ Base	IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base
Nobel Procera® Zirconia Abutment/ Implant Crown NB N1™ Base NP	Lab Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri NP	IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri NP
Nobel Procera® Zirconia Abutment/ Implant Crown NB N1™ Base RP	Lab Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP	Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri RP	IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri RP