

NobelGuide® for NobelReplace® Straight Groovy, Replace Select™ Straight TiUnite® and NobelSpeedy® Replace Gebruiksaanwijzing



Belangrijk: lees dit eerst.

Afwijzing van aansprakelijkheid:

Dit product maakt deel uit van een veelomvattend concept en mag alleen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende originele producten volgens de instructies en aanbevelingen van Nobel Biocare. Als u producten van andere fabrikanten op niet-aanbevolen wijze gebruikt in combinatie met producten van Nobel Biocare, vervallen alle garanties en andere verplichtingen, expliciet of impliciet, van Nobel Biocare. Het is de plicht van de gebruiker van producten van Nobel Biocare om te bepalen of een bepaald product al dan niet geschikt is voor de specifieke patiënt en de omstandigheden. Nobel Biocare wijst elke aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet. Nobel Biocare wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of andere schade die het gevolg is van professionele beoordelingsfouten of uitvoeringsfouten bij het gebruik van producten van Nobel Biocare. De gebruiker is tevens verplicht om de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot dit product van Nobel Biocare en de toepassingen daarvan regelmatig te bestuderen. Bij twijfel moet de gebruiker contact opnemen met Nobel Biocare. Aangezien de gebruiker bepaalt hoe dit product wordt gebruikt, is de gebruiker ook zelf verantwoordelijk voor dit gebruik. Nobel Biocare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit. Mogelijk beschikken enkele producten in deze gebruiksaanwijzing niet over de vereiste wettelijke vergunningen om in alle landen te worden verkocht.

Beschrijving:

Het NobelGuide® Guided Surgery-systeem is bedoeld voor een behandeling met tandheelkundige implantaten van edentate of deels edentate kaken, waaronder patiënten die een enkele tand of kies missen. Het systeem voorziet in een voorspelbare en, indien geïndiceerd, minimaal invasieve procedure voor plaatsing van een implantaat, op basis van een behandelplan dat door de arts in de NobelClinician®-software is opgesteld. De NobelReplace® Straight Guided Surgery Kit bevat een specifiek instrumentarium voor geleide chirurgie dat wordt gebruikt in combinatie met de NobelGuide® chirurgische sjabloon voor geleiding van het chirurgisch instrumentarium tijdens de ingreep, en tevens voor geleide preparatie, geleid draadtappen en geleide plaatsing van NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten op basis van het NobelClinician®-behandelplan.

De NobelReplace® Straight Guided Surgery Kit bevat het volgende specifieke instrumentarium voor geleide chirurgie:

- Guided Drill Guides om de richting te volgen die wordt aangegeven door de hulzen in de chirurgische sjabloon, met boren van diverse diameters.
- Een Handle for Guided Drill Guides waarmee u de bestaande handle van de Guided Drill Guide kunt verlengen, om tijdens de ingreep het instrument makkelijker te kunnen hanteren en voor betere toegang.
- Guided Implant Mounts die worden gebruikt bij het plaatsen van een implantaat via de chirurgische sjabloonhuls. De Guided Implant Mounts hebben een buitendiameter die overeenkomt met de interne afmetingen van de hulzen.

- Guided Template Abutments die worden gebruikt bij de eerste 1–2 preparaties, om de chirurgische sjabloon exact op zijn plaats te houden tijdens het prepareren en plaatsen van de overige implantaten.

De kit bevat tevens de volgende componenten:

- Unigrip™ Screwdriver
- Guided Anchor Pins
- Torque Wrench Surgical
- Adapter voor Torque Wrench Prosthetic
- Connection to Handpiece
- Drill Extension Shaft

Guided Tissue Punches, Guided Start Drill, Guided Twist Drills, Guided Screw Taps en Guided Start Drill/Counterbores kunnen apart worden besteld.

Beoogd gebruik:

Het NobelGuide® Guided Surgery-systeem is bedoeld om een behandelplan dat door een arts is opgesteld, over te dragen naar de fysieke/klinische praktijk. Het systeem is bedoeld om de plaatsing van een implantaat te ondersteunen met een grote voorspelbaarheid en bij te dragen aan een betere restauratie van deze implantaten bij plaatsing in zowel de onder- als de bovenkaak.

Indicaties:

Het Guided Surgery-concept is bedoeld voor de behandeling van edentate of deels edentate kaken (waaronder patiënten die een enkele tand of kies missen) door het plaatsen van implantaten, in combinatie met directe functionaliteit (mits geïndiceerd), voor een esthetische en functionele restauratie (zoals kauwfunctie en spraak). Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Voldoende hoeveelheid kaakbot.
- De kwaliteit van het kaakbot moet als toereikend zijn beoordeeld.
- De mond moet ver genoeg kunnen worden geopend (minimaal 40 mm) om het instrumentarium voor geleide chirurgie te kunnen gebruiken.
- Ziekten die een behandeling met tandheelkundige implantaten bemoeilijken/verhindere(n), moeten zijn uitgesloten.
- Voldoende instemming.

Opmerking: contra-indicaties, waarschuwingen en aandachtspunten voor NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing bij het betreffende implantaat.

Contra-indicaties:

Er geldt een contra-indicatie voor het plaatsen van NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten bij patiënten:

- die medisch niet in staat zijn om een orale chirurgische procedure te ondergaan;
- bij wie onvoldoende bot aanwezig is, tenzij er een augmentatieprocedure kan worden uitgevoerd;
- bij wie de afmetingen, het aantal of de gewenste positie van de implantaten niet zodanig kunnen worden gerealiseerd dat deze voor een veilige ondersteuning van functionele of uiteindelijk parafunctionele belasting zorgen;

- die allergisch of overgevoelig zijn voor commercieel zuiver titanium van klasse 4, roestvrij staal of materiaal van een chirurgische sjabloon dat uit een op acrylaat gebaseerde fotopolymeer bestaat.

Waarschuwingen:

Het verkeerd inschatten van de feitelijke lengte van een boor ten opzichte van radiografische metingen kan leiden tot permanente schade aan zenuwen of andere vitale structuren. Wanneer dieper wordt geboord dan de beoogde diepte voor een chirurgische procedure in de onderkaak, kan dit leiden tot een permanent doof gevoel in de onderlip of kin, of tot een bloeding in de mondbodem.

Naast de verplichte voorzorgen die altijd bij operatieve ingrepen van kracht zijn, zoals asepsis, moet bij het boren in het kaakbeen schade aan zenuwen en vaten worden voorkomen. Hiervoor zijn zowel anatomische kennis als preoperatieve röntgenfoto's essentieel.

Let op:

Algemeen:

Honderd procent succes kan niet worden gegarandeerd bij implantologische behandelingen. De procedure kan met name mislukken als de aangegeven gebruiksbepalingen en procedures niet worden nageleefd.

Behandeling met implantaten kan leiden tot botverlies of biologische of mechanische defecten, inclusief vermoeidheidsbreuk van implantaten.

Een nauwe samenwerking tussen de chirurg, de behandelaar die de restauratie uitvoert en de tandtechnicus is essentieel voor een succesvolle implantaatbehandeling.

Het wordt artsen ten zeerste aangeraden om, ongeacht hun ervaring met implantaten, een speciale training te volgen alvorens met een nieuwe behandelmethode te beginnen. Nobel Biocare biedt een breed scala van cursussen voor verschillende kennis- en ervaringsniveaus. Meer informatie kunt u vinden op www.nobelbiocare.com.

Het wordt ten sterkste aangeraden NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten alleen te verwerken met chirurgische instrumenten en prothetische componenten van Nobel Biocare, aangezien de combinatie van niet bij elkaar passende componenten kan leiden tot weefselschade of onbevredigende esthetische resultaten.

Pas een nieuwe behandelmethode de eerste keer altijd toe in aanwezigheid van een ervaren collega, om eventuele complicaties te vermijden. U kunt hiervoor gebruik maken van het wereldwijde mentornetwerk van Nobel Biocare.

Vóór de ingreep:

Vóór de ingreep moet de patiënt zorgvuldig klinisch en aan de hand van röntgenfoto's worden onderzocht om de geestelijke en lichamelijke status van de patiënt te bepalen.

Onvoldoende hard of zacht weefsel vóór de operatie kan een minder mooi esthetisch resultaat of een ongunstige hoek van het implantaat opleveren.

Voordat geleide chirurgie kan worden uitgevoerd, moet de geleverde chirurgische sjabloon zorgvuldig worden geïnspecteerd en goedgekeurd door de arts die de ingreep gaat uitvoeren. Zowel op een gipsmodel als in de mond van de patiënt moet worden gecontroleerd of het een optimale passing heeft. Neem bij twijfel a.u.b. contact op met de technische ondersteuning van Nobel Biocare.

Zorg ervoor dat instrumenten en instrumentarium die tijdens een ingreep worden gebruikt, altijd in goede staat verkeren en de implantaten of andere componenten nooit kunnen beschadigen.

Tijdens de ingreep:

Er moet speciale aandacht worden besteed bij de plaatsing van implantaten met een Narrow Platform in het posterieure gebied, in verband met het risico op prothetische overbelasting.

De prothetische componenten zijn klein; zorg er daarom voor dat de patiënt deze niet an inslikken of inademen.

Na plaatsing van het implantaat beoordeelt de chirurg de botkwaliteit en initiële stabiliteit om te bepalen wanneer het implantaat kan worden belast. Onvoldoende kwantiteit en/of slechte kwaliteit van het resterende bot, infecties en gegeneraliseerde aandoeningen kunnen mogelijk leiden tot het mislukken van de osseo-integratie, zowel onmiddellijk na de ingreep als vlak nadat de osseo-integratie is ingetreden.

Na de ingreep:

Voor een goed behandelresultaat op lange termijn wordt aangeraden de patiënt na implantaatplaatsing met voldoende regelmaat te controleren en de patiënt te wijzen op een goede mondhygiëne.

Chirurgische procedures:

Plaats indien van toepassing voldoende ankerpennen, in een strategische richting, om de chirurgische sjabloon in de juiste positie te bevestigen. Zorg er tijdens de chirurgische procedure voor dat de chirurgische sjabloon zich op de juiste plaats in de mond van de patiënt bevindt en in geen enkele richting kan bewegen wanneer deze met instrumenten wordt gemanipuleerd (denk hierbij aan een laterale verschuiving door het onjuist hanteren van twist drills in "knife-edge ridge"-situaties of een verschuiving/vervorming van de chirurgische sjabloon door een bovenmatige verticale kracht bij de implantaatplaatsing). In situaties waar twee of meer naast elkaar gelegen implantaten worden geplaatst, wordt aangeraden ten minste één ankerpin in dit gebied te gebruiken, ongeacht of het een vrij-eindigende situatie is of een situatie met één of meer distale elementen ter ondersteuning van de chirurgische sjabloon. Indien nodig kunt u de implantaten gespreid plaatsen.

1. Bij een ingreep zonder opklap wordt aangeraden de Guided Soft Tissue Punch te gebruiken voordat andere instrumenten worden gebruikt om een nette snede te maken. De chirurgische sjabloon wordt na het ponsen tijdelijk losgemaakt om voorzichtig het geponste weefsel te verwijderen. De chirurgische sjabloon wordt voorzichtig opnieuw gepositioneerd en de ankerpennen worden in de bestaande ankerkaten in het bot teruggeplaatst.

Als er voor een (mini)opklap wordt gekozen, raden we aan eerst de chirurgische sjabloon opnieuw te positioneren en de ankerpennen terug te plaatsen alvorens het zachte weefsel te manipuleren. Verwijder de ankerpennen en de chirurgische sjabloon, maak de incisie (rekening houdend met de positie van de implantaten) en maak de opklap. Pas indien nodig de chirurgische sjabloon aan door zo veel materiaal te verwijderen als nodig is om de opklap mogelijk te maken en speel met een steriele fysiologische zoutoplossing alvorens de sjabloon terug te plaatsen.

2. Bij het boren moet rekening worden gehouden met de botkwaliteit. (Zie tabellen 1 en 2 voor de aanbevolen boorvolgorde op basis van botkwaliteit, ten behoeve van optimale primaire stabiliteit bij toepassing van Immediate Function). Gebruik de Guided Start Drill voordat u de Guided Twist Drill 2mm gebruikt (met de geschikte Guided Drill Guide op Ø2mm) om een beginpunt voor de volgende boor te maken. Selecteer vervolgens de geschikte Guided Drill Guide op basis van de hulsgroote en de Guided Twist Drill. U kunt de handle voor de Guided Drill Guide gebruiken om tijdens de ingreep de Guided Drill Guide makkelijker te kunnen hanteren. Het boren moet worden uitgevoerd met hoge snelheid (maximaal 800rpm voor de Guided Twist Drills), onder constante en overvloedige externe irrigatie met een steriele fysiologische zoutoplossing. Beweeg de boren met overvloedige irrigatie naar binnen en buiten wanneer u de preparatie maakt, om oververhitting te voorkomen. U kunt desgewenst de Drill Extension Shaft gebruiken, voor een betere toegang.

1 NobelReplace® Straight en Replace Select™ Straight TiUnite®

Aanbevolen boorvolgorde op basis van botkwaliteit. De boorgegevens worden aangegeven in mm en de boordiameters tussen haakjes (–) hebben uitsluitend betrekking op de verbreding van de cortex.

* Er zijn Screw Taps beschikbaar, die worden aanbevolen voor gebruik als de torsie groter is dan **45 Ncm**.

Platform	Implantaat-diameter	Zacht bot Type IV	Middelhard bot Type II–III	Compact bot* Type I
NP	Ø3,5	2,0	2,0 2,8	2,0 2,8
RP	Ø4,0	2,0 (2,8)	2,0 3,2	2,0 2,8 3,4
WP	Ø5,0	2,0 3,0	2,0 3,0 3,8	2,0 3,0 3,8 4,2

Let op: het NobelGuide®-systeem is ontwikkeld voor implantaten die na 2005 zijn geïntroduceerd. Dit betekent dat de boren en boorprotocollen op maat zijn gemaakt voor de "Groovy"-implantaten. Bij gebruik van eerdere versies van de implantaten ("Select"), moet u de maten zorgvuldig vergelijken: Replace Select™ Straight TiUnite® is 0,3mm breder dan de NobelReplace® Straight Groovy-versie op het RP-platform. In situaties met compact bot kan dit leiden tot een onderpreparatie van 0,3mm bij gebruik van Replace Select™ Straight-implantaten in combinatie met NobelGuide®.

2 NobelSpeedy® Replace


Aanbevolen boorvolgorde op basis van botkwaliteit. De boorgegevens worden aangegeven in mm en de boordiameters tussen haakjes (–) hebben uitsluitend betrekking op de verbreding van de cortex.

* Er zijn Screw Taps beschikbaar, die worden aanbevolen voor gebruik als de torsie groter is dan **45 Ncm**.

Platform	Implantaat-diameter	Zacht bot Type IV	Middelhard bot Type II–III	Compact bot* Type I
NP	Ø3,5	2,0	2,0	2,0 2,8
RP	Ø4,0	2,0 (2,8)	2,0 3,2	2,0 2,8 3,4
WP	Ø5,0	2,0 3,0	2,0 3,0 3,8	2,0 3,0 3,8 4,2
6,0	Ø6,0	2,0 3,0 3,8	2,0 3,0 3,8 4,2	2,0 3,0 3,8 4,2 5,0

Let op: u kunt de Guided Twist Drills herkennen aan de aanduiding "10+" op de schacht. Dit geeft aan dat de boren 10mm langer zijn dan de "vrije hand" Twist Drills, ter compensatie van de hoogte van de chirurgische sjabloon en de Guided Drill Guide. De dieptemarkeringen op de Guided Twist Drills corresponderen met implantaten van 7, 10 en 13mm voor boren van 7–13mm en van 7, 10, 13, 15 en 18mm voor boren van 7–18mm (A). Het niveau moet worden gemeten als de Guided Drill Guide op zijn plaats zit. De boren reiken tot 1mm verder dan het implantaat wanneer dit is geplaatst. Houd bij het boren in de buurt van vitale weefsels rekening met deze extra lengte.

A



3. Prepareer de locatie van het implantaat.

4. Protocol voor compact bot: wordt gebruikt als de torsiekracht groter is dan **45 Ncm** en het implantaat niet volledig wordt geplaatst.

– Selecteer de Guided Screw Tap die overeenkomt met de diameter en de lengte van het implantaat. Plaats de Guided Screw Tap rechtstreeks in de geleidingshuls van de chirurgische sjabloon, prepareer de locatie op de geschikte diepte en gebruik een lage snelheid (20–45 rpm) en overvloedige irrigatie. In afbeelding **B:1** ziet u de dieptemarkeringen die overeenkomen met het tappen van een diepte van 10mm en 13mm voor implantaten met Ø3,5mm. In afbeelding **B:2** ziet u de dieptemarkeringen die overeenkomen met het tappen van een diepte van 7mm, 10mm en 13mm voor implantaten met Ø4,0, Ø5,0 en Ø6,0 mm.

– Stel het boorinstrument in op "achteruit" en verwijder de Guided Screw Tap.

B:1



B:2



5. Gebruik de Guided Start Drill/Counterbore als de implantaat-schouder subcrestaal wordt geplaatst, om voldoende toegang te maken voor de Guided Implant Mount. Selecteer de Guided Start Drill/Counterbore die overeenkomt met de diameter van het implantaat. Boor met hoge snelheid (maximaal 800 rpm voor de Guided Step/Twist Drills) tot aan de ingebouwde stop, onder constante en overvloedige externe irrigatie met een steriele fysiologische zoutoplossing.
6. Open de implantaatverpakking. Bevestig de Guided Implant Mount met de Unigrip™ Screwdriver op het implantaat. Plaats de Connection to Handpiece in het handstuk van de boorunit en haal het implantaat met Implant Mount uit de verpakking. NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten moeten bij voorkeur met een lage boorsnelheid worden geplaatst (maximaal 25 rpm), met behulp van de boorunit. Plaats het implantaat en zet het vast met een maximale torsiekracht van **45 Ncm**. Stop met aandraaien wanneer de Guided Implant Mount de chirurgische sjabloon raakt. De Guided Implant Mount heeft een verticale stop. Let er tijdens het plaatsen goed op dat de Guided Implant Mount in het midden van de geleidingshuls blijft.

Let op: let op dat u de torsiekracht van **45Ncm** niet overschrijdt. Overmatig aandraaien van het implantaat kan leiden tot beschadiging van het implantaat, fracturen of necrose van het omringende bot.

- Als het implantaat tijdens de installatie vast komt te zitten of als **45Ncm** wordt bereikt voordat het implantaat volledig is geplaatst, draait u het implantaat terug met behulp van het boorinstrument (in de achteruitstand) of de Manual Torque Wrench, en verwijdert u het implantaat uit de locatie. Plaats het implantaat terug in de binnenste verpakking voordat u verder gaat (zie het gedeelte "Protocol voor compact bot"). Ga, zonder de chirurgische sjabloon te verwijderen, verder met het plaatsen van het implantaat, totdat het implantaat zich volledig in de gewenste positie bevindt. Bij Immediate Function moet het implantaat een torsiekracht van **35–45Ncm** kunnen weerstaan.
- In het geval van een edentate of deels edentate kaak kunt u voor de eerste 1–2 implantaten in plaats van de Guided Implant Mount de Guided Template Abutment gebruiken. Maak de Guided Implant Mount los met de Unigrip™ Screwdriver en verwijder de Guided Implant Mount. Veranker de chirurgische sjabloon met de Guided Template Abutment en draai de sjabloon handmatig aan met de Unigrip™ Screwdriver. Zorg ervoor dat de chirurgische sjabloon voor de volgende preparatie van de implantaatlocatie in de oorspronkelijke, juiste positie blijft zitten.
- Prepareer en plaats de overige implantaten.
- Zodra alle implantaten zijn geplaatst, kunt u de Guided Implant Mounts en de Guided Template Abutments verwijderen met de Unigrip™ Screwdriver. Verwijder de ankerpennen (indien van toepassing) en de chirurgische sjabloon.
- U kunt de torsiekracht voor de definitieve plaatsing meten met de Torque Wrench Surgical, nadat de chirurgische sjabloon is verwijderd.
- Plaats, afhankelijk van het gekozen chirurgische protocol, een Cover Screw met de Unigrip™ Screwdriver of een abutment met de adapter voor de Torque Wrench Prosthetic en hecht de wond.

Meer informatie over chirurgische procedures vindt u in de NobelGuide®-richtlijnen die beschikbaar zijn op www.nobelbiocare.com. U kunt ook de nieuwste gedrukte versie opvragen bij een vertegenwoordiger van Nobel Biocare.

Aanvullende informatie over de NobelGuide® chirurgische sjablonen en de bijbehorende chirurgische procedures kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing bij de NobelGuide® Surgical Template.

Meer informatie over NobelReplace® Straight Groovy-, Replace Select™ Straight TiUnite®- en NobelSpeedy® Replace-implantaten kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing bij het betreffende implantaat.

Meer informatie over de NobelClinician®-software kunt u vinden in de NobelClinician®-gebruiksaanwijzing.

Materialen:

Alle componenten in de NobelReplace® Straight Guided Surgery Kits zijn, zoals vermeld in het gedeelte "Beschrijving", gemaakt van roestvrij staal.

Reiniging- en sterilisatie-instructies:

Het product wordt niet-steriel geleverd en kan opnieuw worden gebruikt. Dit product moet voorafgaand aan gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd.

Voor de VS: plaats één product in een sterilisatiezak en steriliseer het gedurende 3 minuten bij 132°C (270°F) met stoom.

Voor buiten de VS: plaats één product in een sterilisatiezak en steriliseer het gedurende 3 minuten bij 132°C–135°C (270°F–275°F) met stoom.

Alternatief voor het Verenigd Koninkrijk: plaats één product in een sterilisatiezak en steriliseer het gedurende 3 minuten bij 134°C–135°C (273°F–275°F) met stoom.

Let op: het gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie of besmettelijke ziekten.

De complete voorschriften vindt u in "Cleaning and sterilization Guidelines for Nobel Biocare Products including MRI information" (Reiniging- en sterilisatie-richtlijnen voor Nobel Biocare-producten, inclusief MRI-informatie) op www.nobelbiocare.com/sterilization. U kunt ook de nieuwste gedrukte versie opvragen bij een Nobel Biocare-vertegenwoordiger.

Informatie over de veiligheid bij MRI:

Opmerking: informatie over de veiligheid van implantaten bij MRI kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing bij het betreffende implantaat.

Houd er rekening mee dat het product niet is beoordeeld op veiligheid en compatibiliteit in een MR-omgeving. Het product is niet getest op verhitting of migratie in een MR-omgeving.

Meer informatie over Magnetic Resonance Imaging vindt u in "Cleaning & Sterilization Guidelines for Nobel Biocare Products including MRI Information of Nobel Biocare Products" (Richtlijnen voor reiniging en sterilisatie voor Nobel Biocare-producten, inclusief MRI-informatie) op www.nobelbiocare.com. U kunt ook de nieuwste gedrukte versie opvragen bij een Nobel Biocare-vertegenwoordiger.

Opslag en gebruik:

Het product moet in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats bij kamertemperatuur worden bewaard en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Verkeerd bewaren kan de eigenschappen en werking van het product negatief beïnvloeden.

Bewaar de producten na sterilisatie in een droge en donkere plaats, zoals een gesloten kast of een lade. Volg de instructies van de fabrikant van de sterilisatiezak over opslagvoorwaarden en de houdbaarheidsdatum van gesteriliseerde goederen.

Afvoer:

Het product dient volgens lokale voorschriften en milieuwetgeving te worden afgevoerd, rekening houdend met de mate van vervuiling.



Fabrikant: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Zweden.
Telefoonnummer: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

CE 0086



Niet-steriel



Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Te gebruiken
vóór

NL Alle rechten voorbehouden.
Nobel Biocare, het Nobel Biocare-logo en alle andere handelsmerken die in dit document worden gebruikt, zijn indien niet anders wordt vermeld of logischerwijs volgt uit de context, handelsmerken van Nobel Biocare. Productafbeeldingen in deze folder zijn mogelijk niet op schaal.