

Peças de substituição Nobel Biocare

Instruções de Utilização



Importante: leia as informações seguintes.

Limitação de responsabilidade:

Este produto é parte integrante de um conceito geral e só pode ser utilizado em conjunto com os produtos originais associados, em conformidade com as instruções e recomendações da Nobel Biocare. A utilização não recomendada de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os produtos da Nobel Biocare irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel Biocare. O utilizador de produtos da Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não adequado para um paciente e circunstâncias específicas. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, punitivos ou de outro tipo, resultantes ou associados a erros de avaliação ou prática profissional na utilização de produtos da Nobel Biocare. O médico dentista também é obrigado a estudar regularmente os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos da Nobel Biocare e respetivas aplicações. Em caso de dúvida, o médico dentista deverá contactar a Nobel Biocare. Uma vez que a utilização deste produto é controlada pelo médico dentista, esta é da sua responsabilidade. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes. Tenha em atenção que alguns produtos descritos nestas Instruções de Utilização poderão não estar aprovados, ter autorização de introdução no mercado ou estar licenciados para venda por parte da entidade reguladora em todos os mercados.

Descrição:

As peças de substituição são definidas como instrumentos e componentes protéticos da gama de produtos Nobel Biocare que são essenciais para a manutenção das restaurações protéticas existentes em pacientes com implantes descontinuados (isto é, implantes que já não são comercializados).

Os componentes e peças de substituição Nobel Biocare dividem-se nas seguintes categorias, consoante a sua utilização.

NobelPerfect® System:

- Instrumentos para procedimentos protéticos: coifas de impressão e réplicas de implantes.
- Componentes protéticos definitivos: pilares.
- Componentes protéticos provisórios: pilares de cicatrização.

Brånemark System® Novum:

- Instrumentos para procedimentos protéticos: réplicas de implantes.

Brånemark System®:

- Componentes protéticos provisórios: tampas de cicatrização.
- Componentes protéticos definitivos: pilares, alojamentos de encaixe de bola (tampas de plástico com O-ring).

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

- Componentes protéticos provisórios: coifas provisórias.
- Componentes protéticos definitivos: pilares.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

- Componentes provisórios: coifas e tampas.

Utilização prevista:

NobelPerfect® System:

- As coifas de impressão são dispositivos pré-fabricados destinados a serem diretamente conectados ao implante e utilizados para transferir a localização e a orientação dos implantes dentários através de uma técnica de impressão de moldeira aberta ou fechada da maxila ou da mandíbula dos pacientes para um modelo de trabalho de laboratório de prótese dentária (modelo principal), juntamente com uma réplica do implante.
- Os componentes laboratoriais, como as réplicas de implantes, destinam-se a serem utilizados no laboratório de prótese dentária, apenas no modelo principal. Os parafusos de laboratório são utilizados para fixação provisória dos pilares nas réplicas de implantes.

- Os pilares para implantes dentários destinam-se a ser utilizados na maxila ou na mandíbula para suportar restaurações dentárias, a fim de restaurar a função mastigatória.

- Os pilares de cicatrização destinam-se a ser utilizados como componentes provisórios de um implante endo-ósseo para permitir a cicatrização do tecido mole.

Brånemark System® Novum:

- Os componentes laboratoriais, como as réplicas de implantes, destinam-se a serem utilizados no laboratório de prótese dentária, apenas no modelo principal. Os parafusos de laboratório são utilizados para fixação provisória dos pilares nas réplicas de implantes.

Brånemark System®:

- As tampas de cicatrização destinam-se a ser utilizadas como um componente provisório para permitir a cicatrização do tecido mole.
- Os pilares para implantes dentários destinam-se a ser utilizados na maxila ou na mandíbula para suportar restaurações dentárias, a fim de restaurar a função mastigatória.
- As tampas de plástico com O-ring destinam-se a ser utilizadas na maxila e na mandíbula para suportar restaurações dentárias de modo a restaurar a função mastigatória.

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

- As coifas provisórias destinam-se a ser utilizadas na maxila e na mandíbula para suportar restaurações dentárias de modo a restaurar a função mastigatória.
- Os pilares para implantes dentários destinam-se a ser utilizados na maxila ou na mandíbula para suportar restaurações dentárias, a fim de restaurar a função mastigatória.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

- As tampas destinam-se a ser utilizadas como um componente provisório para permitir a cicatrização do tecido mole.
- As coifas destinam-se a ser utilizadas na maxila e na mandíbula para suportar restaurações dentárias de modo a restaurar a função mastigatória.

Indicações:

NobelPerfect® System:

- As coifas de impressão e os componentes laboratoriais não especificam uma doença, condição ou população, pelo que as indicações de utilização são as mesmas da utilização prevista.

- Os pilares para implantes dentários, em conjunto com implantes endo-ósseos de duas fases, são utilizados como base para fixar restaurações dentárias na maxila e na mandíbula. As restaurações variam entre a restauração unitária e próteses dentárias parciais fixas e completas, utilizando supraconstruções cimentadas ou aparafusadas.

- Os pilares de cicatrização são componentes protéticos pré-fabricados que se destinam a serem diretamente conectados aos implantes dentários endo-ósseos ou pilares e indicados como componentes provisórios para diversos procedimentos, desde restaurações unitárias a arcadas completas.

Brånemark System® Novum:

- Os componentes laboratoriais, como as réplicas de implantes, não especificam uma doença, condição ou população, pelo que as indicações de utilização são as mesmas da utilização prevista.

Brånemark System®:

- As tampas de cicatrização são componentes protéticos pré-fabricados que se destinam a serem diretamente conectados aos implantes dentários endo-ósseos ou pilares e indicados como componentes provisórios para diversos procedimentos, desde restaurações unitárias a arcadas completas.

- Os pilares para implantes dentários, em conjunto com implantes endo-ósseos de duas fases, são utilizados como base para fixar restaurações dentárias na maxila e na mandíbula. Os procedimentos de restauração variam entre a restauração unitária e arcadas completas.

- As tampas de plástico com O-ring são componentes protéticos pré-fabricados que se destinam a serem diretamente conectados aos implantes dentários endo-ósseos ou pilares e estão indicados como componentes provisórios para procedimentos de arcada parcial ou completa.

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

- As coifas provisórias, em conjunto com implantes endo-ósseos de duas fases, são utilizadas como base para fixar restaurações dentárias na maxila e na mandíbula. As restaurações variam entre a restauração unitária e próteses dentárias parciais fixas e completas, utilizando supraconstruções cimentadas ou aparafusadas.

- Os pilares para implantes dentários, em conjunto com implantes endo-ósseos de duas fases, são utilizados como base para fixar restaurações dentárias na maxila e na mandíbula. As restaurações variam entre a restauração unitária e próteses dentárias parciais fixas e completas, utilizando supraconstruções cimentadas ou aparafusadas.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

- As tampas são componentes protéticos pré-fabricados que se destinam a serem diretamente conectados aos implantes dentários endo-ósseos ou pilares e indicados como componentes provisórios para diversos procedimentos, desde restaurações unitárias a arcadas completas.
- As coifas são componentes protéticos pré-fabricados que se destinam a serem diretamente conectados aos implantes dentários endo-ósseos ou pilares e indicados como componentes provisórios para diversos procedimentos, desde restaurações unitárias a arcadas completas.

Contraindicações:

É contraindicada a colocação de componentes protéticos em:

- Pacientes que careçam das condições médicas necessárias para um procedimento cirúrgico oral.
- Pacientes nos quais não se possa utilizar implantes com o tamanho, no número ou na posição desejável para obter um suporte seguro de cargas funcionais ou, eventualmente, parafuncionais.
- Pacientes que sejam alérgicos ou tenham hipersensibilidade a liga de titânio Ti-6Al-4V (titânio, alumínio, vanádio). A colocação de coifas de impressão é contraindicada em:
- Pacientes alérgicos ou com hipersensibilidade a liga de titânio Ti-6Al-4V (titânio, alumínio, vanádio), poliacetal (POM), poliéter-éter-cetona (PEEK), aço inoxidável PBT (polibutileno tereftalato), plástico acetálico, polietileno tereftalato (PET) branco ou liga de ouro.

Para componentes laboratoriais:

- Nenhuma contraindicação identificada.

Atenção:

É essencial uma estreita colaboração entre o cirurgião, o prosthodontista e o técnico do laboratório de prótese dentária para um tratamento com implantes bem-sucedido. Recomendamos vivamente que os instrumentos cirúrgicos e componentes protéticos Nobel Biocare sejam utilizados apenas com implantes Nobel Biocare, já que a combinação de componentes que não estejam dimensionados para uma correspondência correta pode conduzir à falha mecânica e/ou instrumental, danos nos tecidos ou resultados estéticos pouco satisfatórios.

Recomenda-se vivamente que os médicos dentistas, com ou sem experiência na utilização de implantes, façam uma formação especial antes de começar a utilizar um novo método de tratamento. A Nobel Biocare oferece uma vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimentos e experiência. Para obter mais informações, visite www.nobelbiocare.com.

Trabalhar com um colega, com experiência no novo dispositivo/método de tratamento, na primeira vez previne eventuais complicações. A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores disponíveis com esse objetivo.

Todos os instrumentos e ferramentas utilizados em cirurgia terão de ser mantidos em boas condições e deverá ter-se o cuidado de assegurar que os mesmos não danificam os implantes nem outros componentes. Devido ao tamanho reduzido dos dispositivos, deverão ser tomadas precauções para que estes não sejam engolidos ou aspirados pelo paciente.

Não utilize cimento provisório para cimentar coroas cerâmicas devido ao elevado risco de microfaturas. Para assegurar o resultado do tratamento a longo prazo, aconselha-se o médico dentista a efetuar um seguimento regular e abrangente do paciente após o tratamento com implante e a informá-lo sobre como manter uma higiene oral adequada.

Instruções de manuseamento:

NobelPerfect System:

Coifa de impressão e réplica de implante:

1. Coloque a coifa de impressão no implante. Certifique-se de que a conexão está limpa e livre de tecidos. Utilize a chave de parafusos Unigrip™ para apertar o parafuso.
2. Tire uma radiografia para verificar o encaixe correto da coifa de impressão.
3. Bloqueie a chave de parafusos Unigrip™ na coifa de impressão.
4. Injete um material de impressão denso (material de poliéster ou silicone de adição) à volta da coifa de impressão e na moldeira. Faça uma toma de impressão.
5. Remova o material de bloqueio da ponteira da chave de parafusos Unigrip™ da coifa de impressão. Remova a coifa de impressão.
6. Encaixe a coifa de impressão na réplica de implante correspondente e volte a encaixar o conjunto na impressão.
7. Envie a impressão para o laboratório de prótese dentária.

Pilar:

Procedimento de laboratório:

1. Produza um modelo de trabalho com material gengival removível.
2. Conecte o pilar à réplica do implante e verifique a folga oclusal.
3. Modifique o pilar, caso seja necessário. Não modifique a conexão do pilar.
4. Produza uma coroa utilizando a técnica NobelProcera® ou uma técnica de moldagem convencional. A réplica do implante pode ser utilizada para proteger a interface do pilar.

Procedimento clínico:

5. Remova a restauração protética provisória, se existente.
6. Certifique-se de que a interface está livre de objetos estranhos antes de encaixar a restauração protética.
7. Limpe e desinfete o pilar antes de o inserir na boca do paciente.
8. Aperte o pilar a **35 Ncm** utilizando a chave de parafusos Unigrip™ e a Manual Torque Wrench Prosthetic (chave de torque manual protética).
9. Cimente a coroa definitiva utilizando os procedimentos convencionais, após selar o orifício de acesso.

Certifique-se de que não existe cimento em excesso. Tire uma radiografia para verificar se o encaixe está correto. Caso seja necessário um parafuso de substituição para uma restauração protética NobelPerfect®, deve ser encomendado um parafuso NobelReplace® correspondente (para NP: artigo n.º 36818; para RP e WP: artigo n.º 29475).

Atenção: Não utilize cimento provisório para cimentar coroas cerâmicas devido ao elevado risco de microfaturas.

Pilar de cicatrização:

1. Selecione o pilar de cicatrização adequado e verifique a folga oclusal.
2. Se necessário, limpe a interface antes de colocar o pilar de cicatrização. Conecte o implante e aperte utilizando a chave de parafusos Unigrip™. Recomenda-se a verificação do encaixe do pilar definitivo utilizando uma radiografia.

Brånemark System® Novum:

Procedimento de laboratório:

1. Encaixe a réplica da barra Novum nas respetivas coifas de impressão.
2. Crie um modelo de gesso com tecido mole removível.
3. Siga as instruções de envio para o serviço de digitalização e desenho NobelProcera®.

Brånemark System®:

Tampa de cicatrização:

Procedimento clínico:

1. Selecione a tampa de cicatrização adequada e verifique a folga oclusal.

2. Conecte o implante e aperte utilizando a chave de parafusos Unigrip™.

Pilar angulado:

1. Selecione o pilar adequado e verifique a folga oclusal.
2. Conecte ao implante e aperte.

Pilar cónico estético/completo:

1. Selecione o pilar adequado e verifique a folga oclusal.
2. Conecte o implante e aperte o parafuso utilizando a chave de parafusos Multi-unit.

Tampa em plástico com O-ring:

1. Conecte a tampa ao encaixe de bola.
2. Aplique uma pequena quantidade de acrílico fotopolimerizado em redor de cada tampa de plástico e encaixe a prótese dentária sobre as tampas.
3. Desencaixe a prótese dentária dos pilares, preencha os espaços com o material acrílico fotopolimerizado e efetue a polimerização.
4. Finalize a prótese dentária.

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

Coifa provisória PME:

Procedimento clínico:

1. Conecte a coifa provisória PME ao pilar PME e verifique a folga oclusal.
2. Se necessário, modifique a altura da coifa extraoralmente.
3. Produza uma ponte com uma técnica convencional.

Pilar reto:

Procedimento de laboratório:

1. Crie um modelo original.
2. Conecte o pilar à réplica do implante no modelo original e verifique a folga oclusal.
3. Produza uma coroa com uma técnica convencional.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

Coifa para Immediate Provisional Implant:

Coloque as coifas sobre os Immediate Provisional Implant:

1. Coloque acrílico autopolimerizável com a coloração do dente na capa acrílica processada e coloque sobre as coifas.
2. Depois de o acrílico endurecer, retire a prótese com as coifas presas à mesma.
3. Finalize a prótese e aperfeiçoe a oclusão.
4. Cimente a restauração protética utilizando cimento provisório.

Tampa de proteção para Immediate Provisional Implant:

1. Encaixe a tampa de proteção para Immediate Provisional Implant no implante.

Materiais:

NobelPerfect® System:

- Coifas de impressão: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Réplicas de implantes: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Pilares/Pilares de cicatrização: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.

Brånemark System® Novum:

- Réplicas de implantes: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.

Brånemark System®:

- Tampas de cicatrização: polibutileno tereftalato (PBT) Pocan.
- Pilares angulados: titânio não ligado de graus 1 e 4; parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Pilares cónicos estéticos/completos: titânio não ligado de graus 1 e 4; parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Alojamentos de encaixe de bola (tampas de plástico com O-ring): borracha; O-ring: nitrilo Buna N; tampa de plástico: PEEK.

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

- Coifa provisória e parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Pilar reto de plástico: plástico acetálico (Delrin); parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Pilar reto de plástico/ouro: plástico acetálico (Delrin); parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.
- Coifa de ouro/plástico: liga de ouro para coifas/plástico acetálico (Delrin); parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.

- Coifa PME de ouro/plástico: liga de ouro para coifas; parafuso: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

- Coifas: liga de titânio de 90% Ti, 6% Al e 4% V.

- Tampas: polietileno tereftalato (PET) branco.

Informações de reutilização e esterilidade:

NobelPerfect® System:

A coifa de impressão NobelPerfect® é fornecida não esterilizada e pode ser reutilizada. Antes de reutilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto seguindo os parâmetros recomendados.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Aviso: a utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infeção de tecidos ou doenças infecciosas.

A réplica de implante NobelPerfect® é fornecida não esterilizada e pode ser reutilizada.

Nota: a réplica de implante é utilizada apenas no laboratório de prótese dentária (não se destina a utilização intraoral) e não possui requisitos de limpeza e esterilização.

O pilar NobelPerfect® é fornecido não esterilizado e destina-se a uma única utilização. Antes de utilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros recomendados.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Aviso: a utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infeção de tecidos ou doenças infecciosas.

Atenção: este é um produto de utilização única, que não pode ser reprocessado. O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

O pilar de cicatrização NobelPerfect® é fornecido esterilizado e destina-se a utilização única, antes da data de validade indicada no rótulo.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Atenção: este é um produto de utilização única, que não pode ser reprocessado.

O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Brånemark System® Novum:

A réplica da barra Novum é fornecida não esterilizada e pode ser reutilizada. Nota: a réplica de implante é utilizada apenas no laboratório de prótese dentária (não se destina a utilização intraoral) e não possui requisitos de limpeza e esterilização.

Brånemark System®:

Os seguintes componentes para o Brånemark System®: as tampas de cicatrização e as tampas de plástico com O-ring para o são fornecidas não esterilizadas e destinam-se a uma única utilização.

Antes de utilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros recomendados.

Aviso: a utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infeção de tecidos ou doenças infecciosas.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Atenção: os artigos indicados acima são produtos de utilização única que não podem ser reprocessados. O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

Os seguintes componentes para o Brånemark System®: Os pilares angulados e os pilares cónicos estéticos/completos são fornecidos esterilizados, destinando-se a utilização única, antes da data de validade indicada no rótulo.

Aviso: não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Aviso: a utilização de componentes não esterilizados pode provocar infeção de tecidos ou doenças infecciosas.

Atenção: os artigos indicados acima são produtos de utilização única que não podem ser reprocessados. O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

Conexões hexagonais externas Steri-Oss™ e Replace™:

Os seguintes componentes para Steri-Oss™ e conexão hexagonal externa Replace™: as coifas PME provisórias, as coifas PME de ouro, os pilares retos e as coifas de ouro são fornecidas não esterilizadas e são para uma única utilização.

Antes de utilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros recomendados.

Aviso: a utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infecção de tecidos ou doenças infecciosas.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Atenção: este é um produto de utilização única, que não pode ser reprocessado.

O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

Immediate Provisional Implant (IPI) (Implante provisório imediato):

A coifa IPI e a tampa de proteção IPI para Immediate Provisional Implant são fornecidas não esterilizadas, destinando-se a utilização única.

Não utilize após a data de validade indicada no rótulo.

Antes de utilizar, limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros recomendados.

Aviso: a utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infecção de tecidos ou doenças infecciosas.

Aviso: não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Atenção: este é um produto de utilização única, que não pode ser reprocessado.

O reprocessamento pode originar perda das características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

Instruções de limpeza e esterilização:

Se necessário (consulte a secção acima), limpe o dispositivo através de um processo de limpeza manual ou automático. Em seguida, desinfete e seque o dispositivo seguindo as instruções nas Cleaning and Sterilization Guidelines (diretrizes de limpeza e esterilização), disponíveis em nobelbiocare.com/sterilization.

Inspecione e sele o único dispositivo numa bolsa e esterilize a vapor. Podem ser aplicados os ciclos de gravidade (vapor saturado) e de pré-vácuo (extração de ar forçada) utilizando os parâmetros seguintes:

Para os EUA: esterilização a vapor a 132 °C (270 °F) durante quatro minutos ao utilizar o método de pré-vácuo e durante 15 minutos ao utilizar o método de gravidade. Secar durante 20 a 30 minutos ao utilizar o método de pré-vácuo e 15 a 30 minutos ao utilizar o método de gravidade.

Para os EUA: devem ser utilizados acessórios de esterilização autorizados pela FDA com os parâmetros de esterilização recomendados.

Fora dos EUA: temperatura 132 °C (270 °F), máx. 137 °C (279 °F) durante 3 minutos (até 20 minutos). Secar durante 10 minutos na câmara.

Alternativa para o Reino Unido: temperatura 134 °C (273 °F), máx. 137 °C (279 °F) durante 3 minutos (até 20 minutos). Secar durante 10 minutos na câmara.

Todos os parâmetros recomendados estão indicados nas diretrizes "Cleaning & Sterilization Guidelines including Magnetic Resonance Imaging information of Nobel Biocare Products" (Limpeza e esterilização, incluindo informações sobre ressonância magnética, para produtos da Nobel Biocare), disponíveis em nobelbiocare.com/sterilization ou solicitando a versão impressa mais recente junto de um representante da Nobel Biocare.

Informações de segurança para ressonância magnética (RM):

Estes artigos não foram avaliados quanto a segurança e compatibilidade num ambiente de RM. Não foi testado quanto a aquecimento, migração ou artefacto da imagem no ambiente de RM. A segurança no ambiente de RM é desconhecida. A realização de uma RM num paciente com este dispositivo pode provocar ferimentos no paciente.

Para obter informações adicionais sobre Imagem por Ressonância Magnética, consulte as diretrizes "Cleaning & Sterilization Guidelines including Magnetic Resonance Imaging Information for Nobel Biocare Products" (Linhas Orientadores sobre Limpeza e esterilização, incluindo informações sobre Imagem por Ressonância Magnética, para produtos Nobel Biocare) disponíveis em www.nobelbiocare.com ou solicite a versão impressa mais recente junto de um representante da Nobel Biocare.

Armazenamento, manuseamento e transporte:

O dispositivo tem de ser conservado e transportado num ambiente seco, na embalagem de origem e à temperatura ambiente, não devendo ser exposto à luz solar direta.

O armazenamento e transporte incorretos podem influenciar as características do dispositivo, conduzindo a falhas.

Eliminação:

A eliminação do dispositivo deve seguir os regulamentos locais e os requisitos ambientais, tendo em consideração os diferentes níveis de contaminação.



Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26

Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suécia.

Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

CE 0086



Não esterilizado



Não voltar a esterilizar



Atenção



Consultar as instruções de utilização



Não reutilizar



Número de lote



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Esterilizado por irradiação



Data de validade



Artigo N°.

PT Todos os direitos reservados.

Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais mencionadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional, ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala.