

Información de compatibilidad

Contenido

Compatibilidad de los productos IFU	3
IFU1001. Implantes NobelActive® TiUnite® y NobelActive® TiUltra™	3
IFU1002. Implantes NobelParallel™ CC y NobelParallel™ CC TiUltra™	3
IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, fresas espirales, fresas espirales escalonadas, avellanadores, formadoras de rosca	4
IFU1008. NobelReplace® Select™ TC	6
IFU1010. NobelReplace® Conexión cónica, NobelReplace® Conexión cónica PMC, NobelReplace® Conexión cónica TiUltra™	7
IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC	7
IFU1016. Tornillos de cierre	8
IFU1018. Pilar Esthetic Abutment de conexión cónica/Bmk System®/NobelReplace™, pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	8
IFU1023. Bases y pilares universales	9
IFU1040. Instrumentos de liberación de pilares CC	9
IFU1043. Instrumental de rescate de tornillos de pilar	9
IFU1048. Fresas cónicas, fresas de hueso denso, formadoras de rosca	10
IFU1050. NobelZygoma™ 45°	10
IFU1051. Implantes NobelZygoma™ 0°	10
IFU1057. Tornillos clínicos, tornillos de pilar y tornillos protésicos	10
IFU1067. Bandeja PureSet™	11
IFU1074. Concepto On1™	11
IFU1075. Pilares y tapas de cicatrización Multi-unit	13
IFU1085. Destornilladores	13
IFU1086. Copias de impresión	14
IFU1087. Sistema Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	14
IFU1088. Concepto base Nobel Biocare N1™	14

IFU1089. Molinillos de hueso y guías de molinillo de hueso	15
IFU1090. Instrumental y componentes reutilizables de Nobel Biocare	15
IFU1091. Localizadores de posiciones	16
IFU1092. Kits de topes de fresa para cirugía guiada y convencional	17
IFU1093. Copias y pilares provisionales	18
IFU1094. Pilares de cicatrización, tornillo de cicatrización.....	18
IFU1095. Implante Zygoma RP	19
IFU1096. Instrumental de rescate de pilares.....	20
IFU1097. Instrumental de rescate de implantes	20
IFU1098. Llaves de torque manuales quirúrgicas y protésicas	21
IFU1099. Sistema Trefoil™.....	21
IFU1100. Piezas de recambio Nobel Biocare	22
IFU1101. Plantillas radiográficas	23
IFU1102. Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ TCC.....	23
IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®	23
IFU2001. Plantillas quirúrgicas NobelGuide® y pernos de anclaje guiados.....	23
IFU2009. Tubos de plantilla guiados (y para fresado piloto) y tubos de tornillos de anclaje guiados.....	23
IFU2011. Instrumental para cirugía guiada Nobel Biocare	24
IFU3001. Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera®	26
IFU3002. NobelProcera® Implant Bridges de titanio y de zirconia.....	27
IFU3008. Pilar de acceso angulado al tornillo NobelProcera® de zirconia para conexión cónica interna de Nobel Biocare.....	27
IFU3009. Corona atornillada de zirconia NobelProcera® a volumen total (FCZ) para conexión cónica interna de Nobel Biocare	27
IFU3010. Pilares NobelProcera® Titanium y Zirconia.....	27
IFU3012. Corona de zirconia NobelProcera®	28
IFU3014. Puente de zirconia NobelProcera®	28
IFU3018. Puente de zirconia NobelProcera® sobre implantes	28
IFU3020. Base NobelProcera® Zirconia N1™	29

Compatibilidad de los productos IFU

Nobel Biocare dispone de diferentes sistemas de implantes o pilares con diferentes conexiones. Cada Sistema de implante o pilares tiene sus correspondientes conexiones, piezas e instrumentos. Para el uso correcto de las piezas e instrumentos correspondientes, consulte las instrucciones de uso del Sistema de implante o pilares correspondiente.

IFU1001. Implantes NobelActive® TiUnite® y NobelActive® TiUltra™

Los implantes NobelActive® TiUnite®/TiUltra™ cuentan con una conexión cónica interna (CC) y están disponibles en tamaños de plataforma 3.0, plataforma estrecha (NP), plataforma regular (RP) y plataforma ancha (WP). Los implantes son compatibles con los componentes protésicos de Nobel Biocare con conexión cónica interna.

	Plataforma	Diámetro de plataforma	Diámetro del implante	Interfase de pilar	Longitudes	Tornillo de cierre
●	3.0	Ø 3.0 mm	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm	No incluido en el envase
	NP	Ø 3.5 mm	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	No incluido en el envase
●	RP	Ø 3.9 mm	Ø 4.3 mm	Ø 3.4 mm	8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	No incluido en el envase
●	RP	Ø 3.9 mm	Ø 5.0 mm	Ø 3.4 mm	8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	No incluido en el envase
●	WP	Ø 5.1 mm	Ø 5.5 mm	Ø 4.4 mm	7.0 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm	Envasado sólo para Nobel Active WP TiUnite®

Para colocar implantes NobelActive® TiUnite® y NobelActive® TiUltra™, se necesitan transportadores de implantes con conexión cónica 3.0/NP/RP/WP. Consulte las instrucciones de uso IFU1090 de Nobel Biocare para obtener información sobre los transportadores de implantes.

IFU1002. Implantes NobelParallel™ CC y NobelParallel™ CC TiUltra™

Los implantes NobelParallel™ CC/EL NobelParallel™ TiUltra™ cuentan con una conexión cónica interna (CC) y están disponibles en tamaños de plataforma estrecha (NP), regular (RP) y ancha (WP). Los implantes son compatibles con los componentes protésicos de Nobel Biocare con conexión cónica interna.

Plataforma	Diámetro de implante	Interfase de pilar	Longitudes	Tornillo de cierre	Codificación por colores
NP	Ø 3.75 mm	Ø 3.0 mm	7 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: envasado conjunto NobelParallel™ TiUltra™: envasado no conjunto	NobelParallel™ CC: Magenta NobelParallel™ TiUltra™: no hay codificación por colores específica de la plataforma
RP	Ø 4.3 mm	Ø 3.4 mm	7 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: envasado conjunto NobelParallel™ TiUltra™: envasado no conjunto	NobelParallel™ CC: Amarillo NobelParallel™ TiUltra™: no hay codificación por colores específica de la plataforma
RP	Ø 5.0 mm	Ø 3.4 mm	7 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: envasado conjunto NobelParallel™ TiUltra™: envasado no conjunto	NobelParallel™ CC: Amarillo NobelParallel™ TiUltra™: no hay codificación por colores específica de la plataforma
WP	Ø 5.5 mm	Ø 4.4 mm	7.0 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 15 mm	NobelParallel™ CC: envasado conjunto NobelParallel™ TiUltra™: envasado no conjunto	NobelParallel™ CC: Azul NobelParallel™ TiUltra™: no hay codificación por colores específica de la plataforma

Para colocar implantes NobelParallel™ CC y NobelParallel™ CC TiUltra™ se necesitan transportadores de implantes con conexión cónica NP/RP/WP. Consulte las instrucciones de uso IFU1090 de Nobel Biocare para obtener información sobre los transportadores de implantes.

IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, fresas espirales, fresas espirales escalonadas, avellanadores, formadoras de rosca

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos	Pilares			Copia de impresión
				Cicatrización	Provisional	Permanente	
Brånemark System® Mk III TiU NP	Tornillo de cierre Brånemark System® NP	Transportadores de implante Brånemark System NP Adaptador para llave de transportador de implante NP	Tornillo de pilar múltiple angulado Tornillo protésico Multi-unit	Pilar de cicatrización NP	Pilar provisional inmediato NP Copia de plástico NP Pilar provisional inmediato NP QuickTemp™ Abutment Conical NP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical NP Pilar provisional no rotatorio NP Pilar provisional rotatorio NP Pilar provisional no rotatorio de plástico NP Pilar provisional rotatorio de plástico NP	Pilar Procera Esthetic Abutment NP Pilar Esthetic NP Pilar Esthetic 15° NP Pilar Snappy™ NP Base universal NP GoldAdapt™ rotatorio NP GoldAdapt™ no rotatorio NP Multi-Unit Abutment NP Multi-Unit Abutment NP 17°	Cofia de impresión de cubeta cerrada NP Copia de impresión de cubeta abierta NP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit NP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit NP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit NP Temporary Coping Multi-unit de titanio NP Temporary Coping Multi-unit de plástico NP
Brånemark System® Mk III TiU RP	Tornillo de cierre Brånemark System® RP	Transportador de implante RP Brånemark System® Adaptador para llave de transportador de implante RP		Pilar de cicatrización RP	Pilar provisional inmediato RP Copia plástica Pilar provisional inmediato RP QuickTemp™ Abutment Conical RP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical RP Pilar provisional no rotatorio RP Pilar provisional rotatorio RP Pilar provisional no rotatorio de plástico RP Pilar provisional rotatorio de plástico RP	Pilar Esthetic Procera RP Pilar Esthetic RP Pilar Esthetic 15° RP Snappy™ Abutment RP Base universal RP Universal Base Burn-out coping RP GoldAdapt™ no rotatorio RP GoldAdapt™ rotatorio RP Multi-Unit Abutment RP Multi-Unit Abutment RP 17° Multi-Unit Abutment RP 30° Multi-Unit Abutment no rotatorio RP 30° Pilar Localizador RP Pilar esférico Titanio RP	Cofia de impresión de cubeta cerrada RP Copia de impresión de cubeta abierta RP Copia de impresión de barra Brånemark System® RP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit RP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit RP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit RP Temporary Coping Multi-unit de titanio RP Temporary Coping Multi-unit de plástico RP
Brånemark System® Mk III TiU WP	Tornillo de cierre Brånemark System® WP	Transportador de implante Brånemark System WP Adaptador para llave de transportador de implante WP	Tornillo protésico Multi-unit	Pilar de cicatrización WP	Pilar provisional inmediato WP Plastic Coping Immediate Temporary Abutment WP QuickTemp™ Abutment Conical WP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical WP Pilar provisional no rotatorio WP Pilar provisional rotatorio WP Pilar provisional no rotatorio de plástico WP Pilar provisional rotatorio de plástico WP	Pilar Procera Esthetic Abutment WP Pilar Esthetic WP Pilar Esthetic 15° WP Snappy™ Abutment WP Base universal WP Universal Base burn-out coping WP GoldAdapt™ rotatorio WP GoldAdapt™ no rotatorio WP Pilar Multi-unit WP Pilar Localizador WP	Cofia de impresión de cubeta cerrada WP Copia de impresión de cubeta abierta WP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit WP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit WP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit WP Temporary Coping Multi-unit de titanio WP Temporary Coping Multi-unit de plástico WP

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos	Pilares			Copia de impresión
				Cicatrización	Provisional	Permanente	
NobelSpeedy® Shorty NP	Tornillo de cierre Brånemark System® NP	Transportadores de implante Brånemark System® NP Adaptador para llave de transportador de implante NP	Tornillo de pilar múltiple angulado Tornillo protésico Multi-unit	Pilar de cicatrización NP	Pilar provisional inmediato NP	Pilar Procera Esthetic Abutment NP	Cofia de impresión de cubeta cerrada NP
NobelSpeedy® Groovy NP					Copia de plástico NP Pilar provisional inmediato NP QuickTemp™ Abutment Conical NP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical NP Pilar provisional no rotatorio NP Pilar provisional rotatorio NP Pilar provisional no rotatorio de plástico NP Pilar provisional rotatorio de plástico NP	Pilar Esthetic NP Pilar Esthetic 15° NP Pilar Snappy™ NP Base universal NP Universal Base burn-out coping NP GoldAdapt™ rotatorio NP GoldAdapt™ no rotatorio NP Multi-Unit Abutment NP Multi-Unit Abutment NP 17° Pilar Localizador NP Gold Coping Bar Multi-unit (Tornillo prosthetic incluido) NP	Copia de impresión de cubeta abierta NP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit NP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit NP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit NP Temporary Coping Multi-unit de titanio NP Temporary Coping Multi-unit de plástico NP
NobelSpeedy® Shorty RP	Tornillo de cierre Brånemark System® RP	Transportador de implante RP Brånemark System Adaptador para llave de transportador de implante RP		Pilar de cicatrización RP	Pilar provisional inmediato RP	Pilar Esthetic Procera RP	Cofia de impresión de cubeta cerrada RP
NobelSpeedy® Groovy RP					Copia plástica Pilar provisional inmediato RP QuickTemp™ Abutment Conical RP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical RP Pilar provisional no rotatorio RP Pilar provisional rotatorio RP Pilar provisional no rotatorio de plástico RP Pilar provisional rotatorio de plástico RP	Pilar Esthetic RP Pilar Esthetic 15° RP Snappy™ Abutment RP Base universal RP Universal Base Burn-out coping RP GoldAdapt™ no rotatorio RP GoldAdapt™ rotatorio RP Multi-Unit Abutment RP Multi-Unit Abutment RP 17° Multi-Unit Abutment RP 30° Multi-Unit Abutment no rotatorio RP 30° Pilar Localizador RP Pilar esférico Titanio RP Pilar de oro para barra a nivel de implante (tornillo clínico incluido) RP Gold Coping Bar Multi-unit (Tornillo prosthetic incluido) RP	Copia de impresión de cubeta abierta RP Copia de impresión de barra Brånemark System® RP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit RP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit RP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit RP Temporary Coping Multi-unit de titanio RP Temporary Coping Multi-unit de plástico RP
NobelSpeedy® Shorty WP	Tornillo de cierre Brånemark System® WP	Transportador de implante Brånemark System WP Adaptador para llave de transportador de implante WP	Tornillo protésico Multi-unit	Pilar de cicatrización WP	Pilar provisional inmediato WP	Pilar Procera Esthetic Abutment WP	Cofia de impresión de cubeta cerrada WP
NobelSpeedy® Groovy WP					Plastic Coping Immediate Temporary Abutment WP QuickTemp™ Abutment Conical WP Copia de plástico QuickTemp™ Abutment Conical WP Pilar provisional no rotatorio WP Pilar provisional rotatorio WP Pilar provisional no rotatorio de plástico WP Pilar provisional rotatorio de plástico WP	Pilar Esthetic WP Pilar Esthetic 15° WP Snappy™ Abutment WP Base universal WP Universal Base burn-out coping WP GoldAdapt™ rotatorio WP GoldAdapt™ no rotatorio WP Pilar Multi-unit WP Pilar Localizador WP	Copia de impresión de cubeta abierta WP Copia de impresión de cubeta abierta Multi-unit WP Copia de impresión de cubeta cerrada Multi-unit WP Copia de impresión de cubeta de barra cerrada Multi-unit WP Temporary Coping Multi-unit de titanio WP Temporary Coping Multi-unit de plástico WP

Las fresas espirales, las fresas espirales escalonadas, los avellanadores Brånemark System® y las formadoras de rosca son compatibles con la conexión de la pieza de mano según la norma ISO 1797-1. Hay disponibles topes de fresa.

IFU1008. NobelReplace® Select™ TC

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos clínicos	Pilares			Copia de impresión	Otro
				Cicatrización	Provisional	Permanente		
Replace Select™ TC NP	Tornillo de cicatrización RplSel TC NP Tornillo de cierre NobRpl NP	Transportador de implante NobRpl NP	Tornillo angulado Multi-unit Abutm NobRpl NP Tornillo de pilar cerámico NobRpl NP Tornillo de pilar NobRpl NP	Pilar de cicatrización NobRpl NP	Pilar provisional rotatorio NobRpl NP Pilar provisional no rotatorio NobRpl NP Pilar provisional rotatorio de plástico NobRpl NP Pilar provisional no rotatorio de plástico NobRpl NP Pilar provisional inmediato NobRpl NP	Snappy Abutment™ NobRpl NP Pilar Esthetic NobRpl NP Pilar Esthetic 15° NobRpl NP Base universal Tri-canal NP GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl NP GoldAdapt™ rotatorio NobRpl NP Pilar Multi-unit NobRpl NP Pilar Multi-Unit 17° NobRpl NP Pilar de bola de titanio NobRpl NP Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® NP w-u Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® NP Pilar Procera® Zr NobRpl NP	Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl NP Ø 4.5 mm Copia de impresión de cubeta cerrada NobRpl NP Copia de impresión de cubeta cerrada Low Prof NRpl NP Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl NP	PIB IBO Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 22 mm Guías de molinillo de hueso NobRpl NP Ø 4.6 Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 3.5
Replace Select™ TC RP	Tornillo de cicatrización RplSel TC RP Tornillo de cierre NobRpl RP	Transportador de implante NobRpl RP	Tornillo angulado Multi-unit Abutm NobRpl RP Tornillo de pilar cerámico NobRpl RP/WP/6.0 Tornillo de pilar NobRpl RP/WP/6.0	Pilar de cicatrización NobRpl RP	Pilar provisional no rotatorio NobRpl RP Pilar provisional rotatorio NobRpl RP Pilar provisional no rotatorio de plástico NobRpl RP Pilar provisional rotatorio de plástico NobRpl RP Pilar provisional inmediato NobRpl RP	Snappy™ Abutment NobRpl RP Pilar Esthetic NobRpl RP Pilar Esthetic 15° NobRpl RP Base universal Tri-canal RP GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl NP GoldAdapt™ rotatorio NobRpl RP Pilar Multi-Unit NobRpl RP Pilar Multi-Unit 30° NobRpl RP 30° Multi-u Abutm no rotatorio NobRpl RP Pilar Multi-Unit 17° NobRpl RP Pilar de bola de titanio NobRpl NP Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® RP w-u Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® RP Pilar Procera® Zr NobRpl RP	Cofia de impresión de cubeta cerrada NobRpl RP Copia de impresión de cubeta cerrada Low Prof NRpl RP Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl RP	PIB IBO Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 31 mm Guías de molinillo de hueso NobRpl RP Ø 5.3 Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 4.3

IFU1010. NobelReplace® Conexión cónica, NobelReplace® Conexión cónica PMC, NobelReplace® Conexión cónica TiUltra™

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos clínicos	Pilares			Copia de impresión	Otro
				Cicatrización	Provisional	Permanente		
NobelReplace® Conexión cónica NP NobelReplace® Conexión cónica PMC NP NobelReplace® Conexión cónica TiUltra™ NP	Tornillo de cierre CC NP	Transportador de implante CC NP	Tornillo clínico CC NP Tornillo clínico Omnigrip™ CC NP Tornillo clínico On1™ NP Tornillo para pilar angulado MU CC NP	Pilar de cicatrización CC NP Pilar de cicatrización para puentes NP Pilar de cicatrización Slim CC NP	Pilar provisional Slim CC NP Pilar provisional Snap CC NP Pilar provisional rotatorio CC NP	Base universal CC NP Pilar Esthetic CC NP Pilar Esthetic Procera CC NP Pilar Multi-unit Plus CC NP (0°/17°/30°) Base On1™ NP	Cubeta abierta CC NP Cubeta cerrada CC NP Cubeta abierta para puentes CC NP	Montura de implante NobRpl CC NP Guía de molinillo de hueso CC NP Tornillo de trabajo CC NP NobelProcera®: Pilar NobelProcera® de zirconia CC NP Pilar NobelProcera® Ti CC NP Corona atornillada NobelProcera® FCZ ASC CC NP Restauraciones de puente de implantes (Ti, Zr) Barras fijas y fijas-removibles (Ti) Adaptador metálico CC NP
NobelReplace® Conexión cónica RP NobelReplace® Conexión cónica PMC RP NobelReplace® Conexión cónica TiUltra™ RP	Tornillo de cierre CC RP	Transportador de implante CC RP	Tornillo clínico CC RP/WP Tornillo clínico Omnigrip™ CC RP/WP Tornillo clínico On1™ RP Tornillo para pilar angulado CC RP	Pilar de cicatrización CC RP Pilar de cicatrización para puentes RP Pilar de cicatrización Slim CC RP	Pilar provisional Slim CC RP Pilar provisional Snap CC RP Pilar provisional rotatorio CC RP	Base universal CC NP Pilar Esthetic CC NP Pilar Esthetic Procera CC RP Pilar Multi-unit Plus CC RP (0°/17°/30°) Base On1™ RP	Cubeta abierta CC RP Cubeta cerrada CC RP Cubeta abierta para puentes CC RP	Montura de implante NobRpl CC RP Guía de molinillo de hueso CC RP Tornillo de trabajo CC RP NobelProcera®: Pilar NobelProcera® ASC de zirconia CC RP Pilar NobelProcera® Ti CC RP Corona atornillada NobelProcera® FCZ ASC CC RP Restauraciones de puente de implantes (Ti, Zr) Barras fijas y fijas-removibles (Ti) Adaptador metálico CC RP

IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos clínicos	Pilares			Copia de impresión	Otro
				Cicatrización	Provisional	Permanente		
Replace Select™ Tapered NP	Tornillo de cierre NobRpl NP Tornillo de cicatrización RplSel TC NP	Transportador de implante NobRpl NP	Tornillo de pilar NobelReplace® NP Tornillo angulado Multi-unit Abutment NobRpl NP Tornillo de pilar cerámico NobRpl NP	Pilar de cicatrización NobRpl NP	Pilar provisional rotatorio NobRpl NP Pilar provisional no rotatorio NobRpl NP Pilar provisional inmediato NobRpl NP	Snappy Abutment NobRpl NP Pilar Esthetic NobRpl NP Pilar Esthetic 15° NobRpl NP Base universal Tri-canal NP Universal Base burn-out coping NP/RP GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl NP GoldAdapt™ rotatorio NobRpl NP Pilar Multi-unit NobRpl NP Pilar Multi-Unit 17° NobRpl NP Localizador Abut para 3.5 RPL Sel Impl. Pilar de bola de titanio NobRpl NP Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® NP Pilar Procera® Zr NobRpl NP	Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl NP	PIB IBO Guías de molinillo de hueso NobRpl NP Guía de molinillo de hueso NobelReplace® NP Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 3.5
Replace Select™ Tapered RP	Tornillo de cierre NobRpl RP Tornillo de cicatrización RplSel TC RP	Transportador de implante NobRpl RP	Tornillo de pilar NobRpl RP/WP/6.0 Tornillo angulado Multi-unit Abutment NobRpl RP Tornillo de pilar cerámico NobRpl RP/WP/6.0	Pilar de cicatrización NobRpl RP	Pilar provisional no rotatorio NobRpl RP Pilar provisional rotatorio NobRpl RP Pilar provisional inmediato NobRpl RP	Snappy Abutment NobRpl RP Pilar Esthetic NobRpl RP Pilar Esthetic 15° NobRpl RP Base universal Tri-canal RP Universal Base burn-out coping NP/RP GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl NP GoldAdapt™ rotatorio NobRpl NP Pilar Multi-Unit NobRpl RP Pilar Multi-Unit 17° NobRpl RP Pilar Multi-Unit 30° NobRpl RP Localizador Abut para 4.3 RPL Sel Impl. Pilar de bola de titanio NobRpl RP 3 mm Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® RP Pilar Procera® Zr NobRpl RP	Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP	PIB IBO Guía de molinillo de hueso NobelReplace® RP Guías de molinillo de hueso NobRpl RP Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 4.3

Nombre del producto	Tornillo de cierre	Transportador de implante	Tornillos clínicos	Pilares			Copia de impresión	Otro
				Cicatrización	Provisional	Permanente		
Replace Select™ Tapered WP	Tornillo de cierre NobRpl WP	Transportador de implante NobRpl WP	Tornillo de pilar cerámico NobRpl RP/WP/6.0	Pilar de cicatrización NobRpl WP	Pilar provisional no rotatorio NobRpl WP Pilar provisional rotatorio NobRpl WP Pilar provisional rotatorio de plástico NobRpl WP Pilar provisional inmediato NobRpl WP Copia de plástico/provisional del pilar Esthetic WP Copia de plástico/provisional del pilar Esthetic WP 15°	Snappy Abutment NobRpl WP Pilar Esthetic NobRpl WP Pilar Esthetic 15° NobRpl WP Universal Base burn-out coping WP Base universal Tri-canal WP GoldAdapt™ rotatorio NobRpl WP GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl WP Pilar Multi-Unit NobRpl WP Localizador Abut para RPL Sel Impl. Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® WP Pilar Procera® Zr NobRpl WP	Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl WP	PIB IBO Guía de molinillo de hueso NobelReplace® WP Guías de molinillo de hueso NobRpl WP Ø 6.5 Impl Retr Instr CC RP & Tri-Ch WP Impl Retr Instr CC RP& Tri-Ch WP& TCC RP
Reemplazar Select™ Tapered 6.0	Tornillo de cierre NobRpl 6.0 mm	Transportador de implante NobRpl 6.0	Tornillo de pilar cerámico NobRpl RP/WP/6.0	Pilar de cicatrización NobRpl 6.0	Pilar provisional no rotatorio de plástico NobRpl 6.0 Pilar provisional rotatorio de plástico NobRpl 6.0 Pilar provisional no rotatorio NobRpl 6.0 Pilar provisional rotatorio NobRpl 6.0 Pilar provisional inmediato NobRpl 6.0	Snappy Abutment NobRpl 6.0 Pilar Esthetic NobRpl 6.0 Pilar Esthetic 15° NobRpl 6.0 GoldAdapt™ rotatorio NobRpl 6.0 GoldAdapt™ no rotatorio NobRpl 6.0 Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace® 6.0 Pilar Procera® Zr NobRpl 6.0	Copia de impresión de cubeta abierta NobRpl 6.0	PIB IBO Guías de molinillo de hueso NobRpl 6.0 Guías de molinillo de hueso NobRpl 6.0 Ø 7 Instrumento de rescate de implantes Tri-canal 6.0 22 mm

IFU1016. Tornillos de cierre

Tornillo de cierre	Tipo de conexión	Plataforma de implante	Implante compatible	Destornillador
Tornillo de cierre Brånemark System® NP	Hexagonal externa	NP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Destornillador de tornillos de cierre Brånemark System hexagonal (IFU1085)
Tornillo de cierre Brånemark System® RP		RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy NobelZygoma™ 0°	
Tornillo de cierre Brånemark System® WP		WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	
Tornillo de cierre con conexión cónica 3.0	Conexión cónica (CC)	3.0	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Unigrip™ (IFU1085)
Tornillo de cierre con conexión cónica NP		NP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
Tornillo de cierre con conexión cónica RP		RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
Tornillo de cierre con conexión cónica WP		WP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
Tornillo de cierre Nobel Biocare N1™ TCC NP	Conexión cónica trioval (TCC)	NP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	Omnigrip™ Mini (IFU1085)
Tornillo de cierre Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	
Tornillo de cierre NobelReplace® NP	Interna Tri-channel	NP	NobelReplace® Tapered Groovy, ReplaceSelect™	Unigrip™ (IFU1085)
Tornillo de cierre NobelReplace® RP		RP		
Tornillo de cierre NobelReplace® WP		WP		
Tornillo de cierre NobelReplace® 6.0 mm		6.0		

IFU1018. Pilar Esthetic Abutment de conexión cónica/Bmk System®/ NobelReplace™, pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

Plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar Esthetic Abutment	Tipo de conexión	Tornillo clínico	Codificación por colores	Destornillador	Copia de plástico/provisional
Pilar Esthetic de conexión cónica 3.0	Conexión cónica	Tornillo clínico de conexión cónica 3.0		Unigrip™	-
Pilar Esthetic de conexión cónica NP	Conexión cónica	Tornillo clínico de conexión cónica NP	●	Unigrip™	-
Pilar Esthetic de conexión cónica RP	Conexión cónica	Tornillo clínico de conexión cónica RP/WP	●	Unigrip™	-
Pilar Esthetic de conexión cónica WP	Conexión cónica	Tornillo clínico de conexión cónica RP/WP	●	Unigrip™	-
Pilar Esthetic Bmk System NP	Hexagonal externa	Tornillo del pilar Brånemark System® NP		Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic Bmk System RP	Hexagonal externa	Tornillo de pilar Brånemark System® RP		Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic Bmk System WP	Hexagonal externa	Tornillo de pilar Brånemark System® WP		Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic NobelReplace® NP	Tri-channel	Tornillo de pilar NobelReplace® NP	●	Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic

Pilar Esthetic Abutment	Tipo de conexión	Tornillo clínico	Codificación por colores	Destornillador	Cofia de plástico/provisional
Pilar Esthetic NobelReplace® RP	Tri-channel	Tornillo de pilar NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic NobelReplace® WP	Tri-channel	Tornillo de pilar NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic NobelReplace® 6.0	Tri-channel	Tornillo de pilar NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Copia de plástico/provisional del Pilar Esthetic
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP	Conexión cónica trioval	Tornillo clínico Nobel Biocare N1 TCC NP	● (tornillo)	Omnigrip™ Mini	-
Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP	Conexión cónica trioval	Tornillo clínico Nobel Biocare N1 TCC RP	● (tornillo)	Omnigrip™ Mini	-

IFU1023. Bases y pilares universales

Plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar/base universal para	Plataformas disponibles	Alturas de margen disponibles	Torque	Destornillador
Conexión cónica (CC)	NP RP WP	1.5 mm 3.0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Conexión cónica trioval (TCC)	NP RP	1.5 mm 3.0 mm	20 Ncm	Omnigrip™ Mini
Tri-channel	NP RP WP	1.5 mm 3.0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Hexagonal externa	NP RP WP	1.5 mm 3.0 mm	35 Ncm	Unigrip™

IFU1040. Instrumentos de liberación de pilares CC

Pilar	Instrumento de liberación de pilares CC 3.0	Instrumento de liberación de pilares CC NP	Instrumento de liberación de pilares CC RP/WP
Pilar provisional que encaja en la conexión cónica	✓	n/a	n/a
Pilar Esthetic de conexión cónica	✓	n/a	n/a
GoldAdapt™ Conexión cónica de enganche	✓	n/a	n/a
Pilar NobelProCera® Zirconia Conexión cónica	n/a	✓	✓

IFU1043. Instrumental de rescate de tornillos de pilar

Instrumento	Tipo de conexión	Plataforma	Handle for Machine Instruments/adaptador de llave dinamométrica para prótesis	Pieza de mano (compatible con DIN EN ISO 1797)
Tornillo de pilar Eliminador 3.0	Conexión cónica interna, hexagonal externa y Tri-canal	3.0	-	X
Extractor de tornillo de pilar NP	Conexión cónica trioval (solo plataformas NP y RP)	NP	-	X
Tornillo de pilar Eliminador RP/WP/6.0		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
Fresa de retroceso para rescate de tornillos de pilar 3.0/NP	Conexión cónica interna, hexagonal externa y Tri-canal	3.0	-	X
		NP	-	X
Fresa de retroceso para rescate de tornillos de pilar RP/WP/6.0		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
Fresa de retroceso para rescate de tornillos de pilar CC 3.0/NP y TCC NP/RP	Conexión cónica interna, hexagonal externa y Tri-canal	3.0	-	X
		NP	-	X
		RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
	Conexión cónica trioval	NP	-	X
		RP	-	X
Guías de fresa de rescate Conexión cónica 3.0	Conexión cónica	3.0	-	-
Guías de fresa de rescate Conexión cónica NP		NP	-	-
Guías de fresa de rescate Conexión cónica RP		RP	-	-
Guías de fresa de rescate Conexión cónica WP		WP	-	-
Guías de fresa de rescate Hexagonal externa NP	Hexagonal externa	NP	-	-
Guías de fresa de rescate Hexagonal externa RP		RP	-	-
Guías de fresa de rescate Hexagonal externa WP		WP	-	-
Guías de fresa de rescate Tri-canal NP	Interna Tri-channel	NP	-	-
Guías de fresa de rescate Tri-canal RP		RP	-	-
Guías de fresa de rescate Tri-canal WP		WP	-	-
Guías de fresa de rescate Tri-canal 6.0		6.0	-	-
Guía de fresa de rescate Nobel Biocare N1™ TCC NP	Conexión cónica trioval	NP	-	-
Guía de fresa de rescate Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	-	-

Instrumento	Tipo de conexión	Plata-forma	Handle for Machine Instruments/ adaptador de llave dinamométrica para prótesis	Pieza de mano (compatible con DIN EN ISO 1797)
Instrumento de rescate de tornillos de pilar 3.0/NP	Conexión cónica interna, hexagonal externa y Tri-canal	3.0	X	X
		NP	X	X
Instrumento de rescate de tornillos de pilar RP/WP/6.0		RP	X	X
		WP	X	X
		6.0	X	X
Instrumento de rescate de tornillos de pilar CC 3.0/NP y TCC NP/RP	Conexión cónica interna, hexagonal externa y Tri-canal	3.0	X	X
		NP	X	X
		RP	X	X
		WP	X	X
		6.0	X	X
	Conexión cónica trioval	NP	X	X
		RP	X	X
Formadora de rosca de reparación M1.4	Conexión cónica	3.0	-	X
Formadora de rosca de reparación M1.6	Conexión cónica Hexagonal externa	NP	-	X
Formadora de rosca de reparación M1.8	Interna Tri-channel	NP	-	X
Formadora de rosca de reparación M2.0	Conexión cónica	RP	-	X
		WP	-	X
	Interna Tri-channel	RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
	Hexagonal externa	RP	-	X
Formadora de rosca de reparación M2.5	Hexagonal externa	WP	-	X
Formadora de rosca de reparación Nobel Biocare N1™ TCC NP	Conexión cónica trioval	NP	-	X
Formadora de rosca de reparación Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	-	X
Base Nobel Biocare N1™ Screw Removal Tool NP/RP		NP/RP	X	-

IFU1048. Fresas cónicas, fresas de hueso denso, formadoras de rosca

Las fresas cónicas, las fresas para hueso denso y las terrajas para tornillos, reutilizables y de un solo uso, son compatibles con:

Pieza de mano según ISO 1797 tipo 1.

Prolongador de fresas

La compatibilidad del kit de perforación 7-15 se muestra en la tabla siguiente.

Juego de fresas 7-15 mm	Componentes incluidos en el kit	Compatibilidad
	Fresa guía	Pieza de mano según ISO 1797 tipo 1
	Fresa espiral con punta 2 x 7-15 mm	Tape de fresa 2 mm Pieza de mano según ISO 1797 tipo 1
	Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 7-15 mm	Tape de fresa 2.8 mm Pieza de mano según ISO 1797 tipo 1

IFU1050. NobelZygoma™ 45°

- En combinación con este implante debe utilizarse una gama protésica "Brånemark System® Zygoma TiUnite®" debido a la necesidad de un tornillo de restauración más corto.
- Consulte las instrucciones de uso IFU1075 de Nobel Biocare para obtener más información sobre los pilares Multi-unit y los componentes protésicos compatibles.

IFU1051. Implantes NobelZygoma™ 0°

- La gama protésica "Brånemark System®" se utiliza en combinación con este implante. Además, también hay disponibles pilares específicos Multi-unit 45°/60°.
- El mango Zygoma se conecta a los adaptadores de la llave del transportador del implante RP y se utiliza para coger e insertar los implantes Zygoma en la osteotomía.
- Consulte las instrucciones de uso IFU1075 de Nobel Biocare para obtener más información sobre los pilares Multi-unit y los componentes protésicos compatibles.

IFU1057. Tornillos clínicos, tornillos de pilar y tornillos protésicos

Tornillo clínico/de pilar/protésico	Pilar/estructura	Destornillador
Tornillo clínico CC	Base universal CC	Unigrip™
	Pilar Esthetic CC	
	Pilar provisional Snap CC	
	Pilar NobelProcera® Ti CC	
	Pilar NobelProcera® Zr CC	
	Puente de implante NobelProcera® Implant Bridge Ti CC	
	Puente de implante NobelProcera® Implant Bridge Zr CC	
	Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera® CC	
	Pilar Snappy™ CC	
	GoldAdapt™ CC	
	Pilar Procera Esthetic Abutment CC	
	Pilar de perfil estrecho CC	
Tornillo clínico Omnigrip™ CC	Pilar de acceso angulado al tornillo NobelProcera® Zr CC	Omnigrip™
	Corona atornillada NobelProcera® HT ML FCZ CC	
	Puente de implante NobelProcera® HT ML FCZ CC	
	NobelProcera® Implant Bridge de zirconia CC	
Tornillo clínico Nobel Biocare N1™ TCC	Pilar universal TCC	Omnigrip™ Mini
	Pilar Multi-unit 17°/30° Xeal™ TCC	
	Pilar provisional TCC	
	Pilar de cicatrización TCC	
	Pilar Esthetic Nobel Biocare N1™ TCC	
	Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ TCC	
Tornillo de pilar NobelReplace®	Base universal Tri-canal	Unigrip™
	Pilar estético NobelReplace® Pilar provisional NobelReplace®	
	Pilar NobelProcera® Ti NobelReplace®	
	Puente de implante NobelProcera® Implant Bridge Ti NobelReplace®	
	Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera® NobelReplace®	
	Pilar Snappy™ NobelReplace®	
	GoldAdapt™ NobelReplace®	
	Pilar de oro para barra NobelReplace®	
	Pilar NobelReplace® de perfil estrecho	

Tornillo clínico/de pilar/protésico	Pilar/estructura	Destornillador
Tornillo de pilar cerámico NobelReplace®	Pilar NobelProcera® Zr NobelReplace® NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge NobelReplace® NobelProcera® Implant Bridge de zirconia NobelReplace® Pilar Procera® Esthetic Abutment NobelReplace®	Unigrip™
Tornillo de pilar Brånemark System®	Base universal hexagonal externa Pilar Esthetic Brånemark System® Pilar provisional Brånemark System® Pilar NobelProcera® Ti Brånemark System® Puente de implante NobelProcera® Ti Brånemark System® Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera® Brånemark System® Snappy™ Abutment Brånemark System® GoldAdapt™ Brånemark System® Pilar de oro Brånemark System® Pilar CeraOne Brånemark System®	Unigrip™
Screw Ceramic Abutment Brånemark System®	Pilar NobelProcera® Zr Brånemark System® Puente de implante NobelProcera® HT ML FCZ Brånemark System® Puente de implante NobelProcera® Implant Bridge de zirconia Brånemark System® Pilar Procera® Esthetic Abutment Brånemark System®	Unigrip™
Tornillo Multi-unit Pilar angulado CC	Pilar Multi-unit 17°/30° CC	Unigrip™
Tornillo clínico Pilar Multi-unit Nobel Biocare N1™ TCC	Pilar Multi-unit recto Xeal™ TCC	Multi-unit
Tornillo para pilar angulado Multi-unit NobelReplace®	Pilar Multi-unit 17°/30° NobelReplace®	Unigrip™
Tornillo para pilar angulado Multi-unit Brånemark System®	Pilar Multi-unit 17°/30° Brånemark System®	Unigrip™
Tornillo protésico Pilar Multi-unit	Copia provisional Pilar Multi-unit NobelProcera® Implant Bridge Ti Multi-unit Puente de implante NobelProcera® Zr Multi-unit Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera® Multi-unit Puente de implante NobelProcera® HT ML FCZ Multi-unit Copia de oro Multi-unit	Unigrip™
Tornillo protésico Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	Puente de implante NobelProcera® de zirconia Multi-unit	Omnigrip™ Mini

Tornillo clínico/de pilar/protésico	Pilar/estructura	Destornillador
Tornillo de pilar angulado Multi-unit 0° NobelZygoma	Pilar Multi-unit 45°/60° con conexión hexagonal externa	Unigrip™
Tornillo de pilar para Brånemark System® Zygoma	Puente de implante NobelProcera® Zygoma	Unigrip™
Tornillo de pilar angulado Multi-unit Brånemark System® Zygoma	Pilar Multi-unit 17° Brånemark System® Zygoma	Unigrip™
Tornillo clínico Omnigrip™ de titanio (CC y Tri-Channel)	Pilar Nobel Procera® de titanio ASC (CC y Tri-canal)	Omnigrip™
Pilar Prosthetic Screw Multi-unit temporal	Pilar Multi-unit Plus CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Xeal™ CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Plus 17° CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Xeal™ 17° CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Plus 30° CC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 30° CC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 30° Nobel Biocare N1™ TCC RP Pilar Multi-unit NobelReplace NP/RP/WP Pilar Multi-unit NobelReplace® 17° NP/RP Pilar Multi-unit NobelReplace® 30° RP Pilares Multi-unit Brånemark System® NP/RP Pilares Multi-unit 17° Brånemark System® NP/RP Pilares Multi-unit 30° Brånemark System® RP Pilares Multi-unit Brånemark System® Zygoma Pilares Multi-unit 17° Brånemark System® Zygoma Pilares Multi-unit 45° con conexión hexagonal externa RP Pilares Multi-unit 60° con conexión hexagonal externa RP Réplicas de pilar Multi-unit Análogos Elos Accurate Nobel Biocare ReverseScan Multi-unit	Omnigrip™ Mini

IFU1067. Bandeja PureSet™

La bandeja PureSet™ está disponible en diferentes versiones para los distintos procedimientos quirúrgicos y protésicos de Nobel Biocare. El instrumental y los componentes que son compatibles con las distintas bandejas se especifican en los esquemas ilustrados correspondientes. Póngase en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para obtener información sobre los esquemas ilustrados.

IFU1074. Concepto On1™

Nombre del producto	Implante compatible	Pilar	Tornillo	Destornillador
Base On1™ CC NP 1.75 mm	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Pilar provisional no rotatorio On1™ Pilar provisional rotatorio On1™ Pilar universal On1™ Pilar universal On1™ no rotatorio Pilar On1™ Esthetic	Tornillo clínico On1™ 1.75 mm NP	Destornillador On1™
Base On1™ CC NP 2.5 mm			Tornillo clínico On1™ 2.5 mm NP	
Base On1™ CC RP 1.75 mm			Tornillo clínico On1™ 1.75 mm RP	
Base On1™ CC RP 2.5 mm			Tornillo clínico On1™ 2.5 mm RP	
Base On1™ CC WP 1.75 mm			Tornillo clínico On1™ 1.75 mm WP	
Base On1™ CC WP 2.5 mm			Tornillo clínico On1™ 2.5 mm WP	
Pilar universal On1™ 0.3 mm NP	N/A	Base On1™ Base On1™ Xeal	Tornillo protésico On1™ Tornillo de laboratorio protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Pilar universal On1™ 1.25 mm NP				
Pilar universal On1™ 0.3 mm RP				
Pilar universal On1™ 1.25 mm RP				
Pilar universal On1™ 0.3 mm WP				
Pilar universal On1™ 1.25 mm WP				

Nombre del producto	Implante compatible	Pilar	Tornillo	Destornillador
Pilar Esthetic On1™ de titanio 0.3 mm NP	N/A	Base On1™	Tornillo protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Pilar Esthetic On1™ de titanio 0.3 mm RP		Base On1™ Xeal	Tornillo de laboratorio protésico On1™	
Pilar Esthetic On1™ de titanio 0.3 mm WP				
Base On1™ Xeal™ CC NP 1.75 mm	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Pilar provisional no rotatorio On1™	Tornillo clínico On1™ 1.75 mm NP	Destornillador On1™
Base On1™ Xeal™ CC NP 2.5 mm		Pilar provisional rotatorio On1™	Tornillo clínico On1™ 2.5 mm NP	
Base On1™ Xeal™ CC RP 1.75 mm		Pilar universal On1™	Tornillo clínico On1™ 1.75 mm RP	
Base On1™ Xeal™ CC RP 2.5 mm		Pilar universal On1™ no rotatorio	Tornillo clínico On1™ 2.5 mm RP	
Base On1™ Xeal™ CC WP 1.75 mm		Pilar On1™ Esthetic	Tornillo clínico On1™ 1.75 mm WP	
Base On1™ Xeal™ CC WP 2.5 mm			Tornillo clínico On1™ 2.5 mm WP	
Base On1™ Xeal™ CC WP 2.5 mm				
Pilar universal On1™ rotatorio NP 0.3 mm	N/A	Base On1™	Tornillo protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Pilar universal On1™ rotatorio NP 1.25 mm		Base On1™ Xeal	Tornillo de laboratorio protésico On1™	
Pilar universal On1™ rotatorio RP 0.3 mm				
Pilar universal On1™ rotatorio RP 1.25 mm				
Pilar universal On1™ rotatorio WP 0.3 mm				
Pilar universal On1™ rotatorio WP 1.25 mm				
Tapa de cicatrización On1™ NP 1.5 mm	N/A	Base On1™	Tornillo protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Tapa de cicatrización On1™ NP 2.5 mm		Base On1™ Xeal		
Tapa de cicatrización On1™ RP 1.5 mm				
Tapa de cicatrización On1™ RP 2.5 mm				
Tapa de cicatrización On1™ WP 1.5 mm				
Tapa de cicatrización On1™ WP 2.5 mm				
Tapa de cicatrización IOS On1™ 6 mm NP	N/A	Base On1™	Tornillo protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Tapa de cicatrización IOS On1™ 4.5 mm NP		Base On1™ Xeal		
Tapa de cicatrización IOS On1™ 6 mm RP				
Tapa de cicatrización IOS On1™ 4.5 mm RP				
Tapa de cicatrización IOS On1™ 5 mm WP				
Tapa de cicatrización IOS On1™ 4 mm WP				
Pilar provisional On1™ rotatorio NP	N/A	Base On1™	Tornillo protésico On1™	Destornillador Unigrip™
Pilar provisional rotatorio On1™ NP		Base On1™ Xeal	Tornillo de laboratorio protésico On1™	
Pilar provisional no rotatorio On1™ RP				
Pilar provisional rotatorio On1™ RP				
Pilar provisional no rotatorio On1™ WP				
Pilar provisional rotatorio On1™ WP				
Cofia de impresión de cubeta cerrada On1™ NP	N/A	Base On1™	N/A	Destornillador Unigrip™
Cofia de impresión de cubeta cerrada On1™ RP		Base On1™ Xeal		
Cofia de impresión de cubeta cerrada On1™ WP				
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ NP				
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ RP				
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ WP				
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ rotatoria NP	N/A	Base On1™	N/A	Destornillador Unigrip™
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ rotatoria RP		Base On1™ Xeal		
Copia de impresión de cubeta abierta On1™ rotatoria WP				

Nombre del producto	Implante compatible	Pilar	Tornillo	Destornillador
Tornillo clínico On1™ 1.75 mm NP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Pilar provisional no rotatorio On1™ Pilar provisional rotatorio On1™ Pilar universal On1™ Pilar universal On1™ no rotatorio Pilar On1™ Esthetic	Tornillo protésico On1™ Tornillo de laboratorio protésico On1™ Tornillo de Copia de impresión On1™	Destornillador On1™
Tornillo clínico On1™ 2.5 mm NP				
Tornillo clínico On1™ 1.75 mm RP				
Tornillo clínico On1™ 2.5 mm RP				
Tornillo clínico On1™ 1.75 mm WP				
Tornillo clínico On1™ 2.5 mm WP				
Tornillo protésico On1™	N/A		Tornillo clínico On1™	Destornillador Unigrip™
Destornillador On1™ mecánico 21 mm	N/A	Base On1™ Base On1™ Xeal	Tornillo clínico On1™	N/A
Destornillador On1™ manual 25 mm	N/A	Base On1™ Base On1™ Xeal	Tornillo clínico On1™	N/A

IFU1075. Pilares y tapas de cicatrización Multi-unit

Pilar Multi-unit/plataformas	Implante compatible	Tapa de cicatrización	Destornillador
Conexión cónica (CC)			
Pilar Multi-unit Plus CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Xeal™ CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Plus 17° CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Xeal™ 17° CC NP/RP/WP Pilar Multi-unit Plus 30° CC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 30° CC NP/RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Tapa de cicatrización Multi-unit de titanio	Tapa de cicatrización: Unigrip™ MUAs rectos: MUA conductor MUAs angulados: Unigrip™
Conexión cónica trioval (TCC)			
Pilar Multi-unit Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP Pilar Multi-unit Xeal™ 30° Nobel Biocare N1™ TCC RP	Nobel Biocare N1™	Tapa de cicatrización Multi-unit de titanio	Tapa de cicatrización: Unigrip™ MUAs rectos: MUA conductor MUAs angulados: Omnigrip™ Mini
Conexión Tri-canal interna			
Pilar Multi-unit NobelReplace NP/RP/WP Pilar Multi-unit NobelReplace® 17° NP/RP Pilar Multi-unit NobelReplace® 30° RP	Replace Select™ NobelSpeedy® Replace™ NobelSpeedy® Replace	Tapa de cicatrización Multi-unit de titanio	Tapa de cicatrización: Unigrip™ MUAs angulados: Unigrip™
Hexagonal externa			
Pilares Multi-unit Brånemark System® NP/RP Pilares Multi-unit 17° Brånemark System® NP/RP Pilares Multi-unit 30° Brånemark System® RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Tapa de cicatrización Multi-unit de titanio	Tapa de cicatrización: Unigrip MUAs rectos: MUA conductor MUAs angulados: Unigrip
Pilares Multi-unit Brånemark System® WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Tapa de cicatrización Multi-unit Brånemark System® WP	Tapa de cicatrización: Unigrip MUAs rectos: MUA conductor

Pilar Multi-unit/plataformas	Implante compatible	Tapa de cicatrización	Destornillador
Pilares Multi-unit Brånemark System® Zygoma Pilares Multi-unit 17° Brånemark System® Zygoma	Brånemark System® Zygoma	Tapa de cicatrización Multi-unit de titanio	Tapa de cicatrización: Unigrip MUAs rectos: MUA conductor MUAs angulados: Unigrip
Pilares Multi-unit 45° con conexión hexagonal externa RP Pilares Multi-unit 60° con conexión hexagonal externa RP			
	NobelZygoma™ 0°		Tapa de cicatrización: Unigrip MUAs angulados: Unigrip

IFU1085. Destornilladores

Destornillador	Interfaz de tornillo	Conector para pieza de mano	Instrumental
Destornillador manual Omnigrip™	Omnigrip™	n/a	n/a
Destornillador mecánico Omnigrip™	Omnigrip™	Instrumental con conexión ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adaptadores para llave de torque
Destornillador manual Omnigrip™ Mini	Omnigrip™ Mini	n/a	- Cofia de impresión TCC - Pilar Prosthetic Screw Multi-unit temporal
Destornillador mecánico Omnigrip™ Mini	Omnigrip™ Mini	Instrumental con conexión ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adaptadores para llave de torque - Cofia de impresión TCC - Pilar Prosthetic Screw Multi-unit temporal
Destornillador manual Unigrip™	Unigrip™	n/a	- Instrumento de rescate de pilares de titanio CC - Topes de fresa - Copias de impresión (CC, Tri-canal, External-hex, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - Pilares de cicatrización (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - Tapa de cicatrización Multi-unit - Pilares de cicatrización Slim CC - Pilar provisional Slim CC - Guía de molinillo de hueso para conexión cónica - Guía de molinillo de hueso hexagonal externa - Guía de molinillo de hueso NobelReplace®

Destornillador	Interfaz de tornillo	Conector para pieza de mano	Instrumental
Destornillador mecánico Unigrip™	Unigrip™	Instrumental con conexión ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adaptadores para llave de torque - Instrumento de rescate de pilares de titanio CC - Topes de fresa - Monturas de implante - Copias de impresión (CC, Tri-channel, External-hex, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - Pilares de cicatrización (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - Tapa de cicatrización Multi-unit - Pilar de cicatrización Slim CC - Pilar provisional Slim CC
Destornillador manual Multi-unit	Hexagonal interna	n/a	Instrumento de rescate de pilares Nobel Biocare N1™ TCC
Destornillador mecánico Multi-unit	Hexagonal interna	Instrumental con conexión ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adaptadores para llave de torque - Instrumento de rescate de pilares Nobel Biocare N1™ TCC
Destornillador manual M-u Bmk Syst WP	Hexagonal interna	n/a	n/a
Destornillador mecánico M-u Bmk Syst WP	Hexagonal interna	Instrumental con conexión ISO 1797	- Handle for Machine Instruments - Adaptadores para llave de torque
Cover Screw Driver Bmk Syst Hexagon	Hexagonal externa	n/a	n/a

IFU1086. Copias de impresión

Cofia de impresión	Técnica	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Destornillador
Conexión cónica (CC)	Open Tray (Cubeta abierta)	3.0	ninguno	Unigrip™
		NP		
		RP		
		WP		
	Closed Tray (Cubierta cerrada)	3.0	ninguno	
		NP		
		RP		
		WP		
Conexión cónica trioval (TCC)	Open Tray (Cubeta abierta)	NP		Omnigrip™ Mini
		RP		
	Closed Tray (Cubierta cerrada)	NP		
		RP		
Tri-channel	Open Tray (Cubeta abierta)	NP		Unigrip™
		RP		
		WP		
		6.0		
Hexagonal externa	Open Tray (Cubeta abierta)	NP	ninguno	Unigrip™
		RP		
		WP		
Pilar Multi-unit	Open Tray (Cubeta abierta)	NP/RP/WP	ninguno	Unigrip™
	Closed Tray (Cubierta cerrada)	NP/RP/WP		
Brånemark System® Zygoma	Open Tray (Cubeta abierta)	RP	ninguno	Unigrip™

IFU1087. Sistema Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC

Tabla de compatibilidad de implantes

Implante	Transportador de implante	Tornillo de cierre	
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5 x 9 mm	Transportador de implante Nobel Biocare N1™ TCC NP Largo	Tornillo de cierre Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1016)	
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5 x 11 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5 x 13 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5 x 15 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0 x 7 mm	Transportador de implante Nobel Biocare N1™ TCC RP	Tornillo de cierre Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1016)	
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0 x 9 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0 x 11 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0 x 13 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0 x 15 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8 x 7 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8 x 9 mm			
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8 x 11 mm			

Sistemas de pilares y Copias de impresión compatibles

Sistema de implante	Sistema de pilares y Copias de impresión
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Pilar de cicatrización Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1094)
	Pilar provisional Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1093)
	Pilar universal Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1023)
	Localizador de posición Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1091)
	Copia de impresión cubeta abierta Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Copia de impresión cubeta cerrada Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Pilar Multi-unit Xreal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Pilar Multi-unit Xreal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Base Nobel Biocare N1™ Xreal™ TCC Tri NP (IFU1088)
	Pilar Esthetic Nobel Biocare N1™ NP (IFU1018)
	Pilar de cicatrización Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1094)
	Pilar provisional Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1093)
	Pilar universal Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1023)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	Localizador de posición Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1091)
	Copia de impresión cubeta abierta Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Copia de impresión cubeta cerrada Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Pilar Multi-unit Xreal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Pilar Multi-unit Xreal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Pilar Multi-unit Xreal™ 30° Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Base Nobel Biocare N1™ Xreal™ TCC Tri RP (IFU1088)
	Pilar Esthetic Nobel Biocare N1™ RP (IFU1018)

IFU1088. Concepto base Nobel Biocare N1™

Base	Plataformas disponibles	Alturas disponibles		Torque	Destornillador	
Base Xreal™ Nobel Biocare N1™	NP	1.75 mm/2.5 mm/3.5 mm		20 Ncm	Destornillador N1 Base	
	RP	1.75 mm/2.5 mm/3.5 mm				
Pilares y componentes a nivel de la base	Plataformas disponibles	No rotatorio	Rotatorio	Codificación por colores	Alturas disponibles	Destornillador
Pilar de cicatrización base Nobel Biocare N1™	NP	X	-		2 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-		3 mm (forma anatómica)	
					4 mm	

Pilares y componentes a nivel de la base	Plataformas disponibles	No rotatorio	Rotatorio	Codificación por colores	Alturas disponibles	Destornillador
Pilar de cicatrización IOS base Nobel Biocare N1™	NP	X	-	● (tornillo)	4.5 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-	● (tornillo)		
Pilar provisional base Nobel Biocare N1™	NP	X	X	● (tornillo)	10 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	X	● (tornillo)		
Pilar universal base Nobel Biocare N1™	NP	X	X	● (tornillo)	4 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	X	● (tornillo)		
Copia de impresión de cubeta abierta base Nobel Biocare N1™	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-	●	-	
Cofia de impresión de cubeta cerrada base Nobel Biocare N1™	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-	●	-	
Localizador de posición base Nobel Biocare N1™	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-	●	-	
Pilar Esthetic base Nobel Biocare N1™	NP	X	-	● (tornillo)	0.5 mm (margen vestibular)	Omnigrip™ Mini
	RP	X	-	● (tornillo)	0.5 mm (margen vestibular)	

IFU1089. Molinillos de hueso y guías de molinillo de hueso

Molinillo de hueso	Guía de molinillo de hueso	Implante compatible	Destornillador
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica 3.0	Guía de molinillo de hueso para conexión cónica 3.0	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Unigrip™
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica NP Ø 4.4	Guía de molinillo de hueso para conexión cónica NP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica NP Ø 5.2			
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica RP Ø 5.2	Guía de molinillo de hueso para conexión cónica RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica RP Ø 6.2			
Molinillo de hueso con guía para conexión cónica WP Ø 6.7	Guía de molinillo de hueso para conexión cónica WP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	

Molinillo de hueso	Guía de molinillo de hueso	Implante compatible	Destornillador
Molinillo de hueso con guía para Brånemark System® NP Ø 4.5	Guía de molinillo de hueso Brånemark System® NP	NobelSpeedy® Groovy NP Brånemark System NP	Unigrip™
Molinillo de hueso con guía para Brånemark System® RP Ø 5.1	Guía de molinillo de hueso Brånemark System® RP	NobelSpeedy® Groovy RP Brånemark System® RP NobelZygoma™	
Molinillo de hueso con guía para Brånemark System® WP Ø 6.5	Guía de molinillo de hueso Brånemark System® WP	NobelSpeedy® Groovy WP Brånemark System® WP	
Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4.0	Guía de molinillo de hueso Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4.0	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Omnigrip™ Mini
Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5.2	Guía de molinillo de hueso Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5.2		
Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5.2	Guía de molinillo de hueso Molinillo de hueso Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5.2	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	
Molinillo de hueso con guía para NobelReplace™ NP Ø 4.6	Guía de molinillo de hueso NobelReplace™ NP Ø 4.6	Replace Select TC NP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	Unigrip™
Molinillo de hueso con guía para NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Guía de molinillo de hueso NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Molinillo de hueso con guía para NobelReplace™ RP Ø 5.3	Guía de molinillo de hueso NobelReplace™ RP Ø 5.3	Replace Select TC RP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Molinillo de hueso con guía para NobelReplace™ WP Ø 6.5	Guía de molinillo de hueso NobelReplace™ WP Ø 6.5	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	

IFU1090. Instrumental y componentes reutilizables de Nobel Biocare

Guía All-on-4®

Implante	Fresas
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Destornilladores Unigrip™ Fresa espiral Ø 2.0 mm Fresa Tapered con punta activa 2.0 mm
NobelReplace® Tapered Groovy	
Replace Select™ Tapered TiUnite®	
Replace Select™ Tapered con cuello parcialmente mecanizado (PMC)	
NobelSpeedy® Groovy	
Brånemark System®	
Nobel Zygoma 0° y 45°	

Instrumento de alineación Multi-unit

Implante	Tipo de conexión	Transportador de implante
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Conexión cónica (CC)	Transportadores de implante con conexión cónica
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered con cuello parcialmente mecanizado (PMC)	Conexión tri-channel	Transportadores de implante NobelReplace®

Llave de extremo abierto combinada

Implante	Monturas de implante compatibles
Brånemark System® NobelSpeedy®	Montura de implante Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP
NobelParallel™	Montura de implante NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
Sistema Trefail™	Montura de implante Trefail™
NobelActive®	Montura de implante NobelActive® NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
NobelReplace® CC	Montura de implante NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0
NobelReplace® Tapered	Montura de implante NobelReplace® Tapered NP 3.5, RP 4.0, WP 5.0, 6.0

Connection to Handpiece

Connection to Handpiece	Dispositivos compatibles	Implante
Connection to Handpiece	Montura de implante Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP Montura de implante Zygoma	Brånemark System® NobelSpeedy® Zygoma RP
Conector para pieza de mano NobelReplace®	Montura de implante NobelActive® NP, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Montura de implante NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Montura de implante NobelReplace® NP 3.5, RP 4.3, WP 5.0, 6.0 Montura de implante NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 Montura de implante de Ø 5 mm	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).

Depth Probe 7-18 mm en forma de Z y Depth Probe NobelSpeedy® 18-25 mm

Las sondas de profundidad no están conectadas a ningún otro dispositivo.

Indicador de dirección Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm e indicadores de dirección cónicos NP/RP/WP/6.0

Los indicadores de dirección no están conectados a ningún otro dispositivo.

Mango para cuello de rescate de implantes y guías de fresa

El mango para collar de rescate de implantes y guías de fresa de rescate puede conectarse a los collares de rescate de implante y las guías de fresa de rescate.

Mango para instrumental mecánico

El mango para instrumental mecánico puede conectarse a los destornilladores mecánicos Unigrip™, destornilladores mecánicos Omnigrip™, destornilladores mecánicos Multi-unit, destornilladores Omnigrip™ Mini, extractores de tornillos de pilar, instrumentos de rescate de tornillos de pilar y formadoras de rosca de reparación.

Transportadores de implante

Los transportadores de implante se conectan a una pieza de mano dental/contraángulo compatibles ISO 1797 y a la conexión interna o externa de los siguientes implantes dentales.

Transportador de implante	Implante compatible
Transportadores de implante CC 3.0 (28/37 mm) Transportadores de implante CC NP (28/37 mm) Transportadores de implante CC RP (28/37 mm) Transportadores de implante CC WP (28/37 mm) Transportadores de implante CC pilar slim 3.0/NP/RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
Transportadores de implante NobelReplace® NP (largo/corto) Transportadores de implante NobelReplace® RP (largo/corto) Transportadores de implante NobelReplace® WP (largo/corto) Transportadores de implante NobelReplace® 6.0 (largo/corto)	NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered PMC
Transportadores de implante Brånemark System® NP (26/34 mm) Transportadores de implante Brånemark System® RP (21/26/34 mm) Transportadores de implante Brånemark System® WP (21/26 mm)	Brånemark System®

Adaptadores para llave para el transportador de implante Brånemark System® NP/RP/WP

Implante	Llave de torque
Brånemark System®	Llave de torque manual Brånemark System®
NobelSpeedy®	

Instrumento quirúrgico NobelReplace®

Implante	Transportador de implante
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Transportadores de implante con conexión cónica
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	
NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ con cuello parcialmente mecanizado (PMC)	Transportadores de implante NobelReplace® y Replace Select™ Tapered
Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™	Transportador de implante Nobel Biocare N1™

Irrigation Needle

La aguja de irrigación se conecta a una jeringa que contiene una solución de limpieza y se utiliza para enjuagar los lóbulos/lúmenes internos de fresas y formadoras de rosca canuladas durante su procesamiento o el procedimiento para su reutilización.

Bisturís circulares

Los bisturís circulares se conectan a una pieza de mano dental/ contraángulo compatibles ISO 1797.

IFU1091. Localizadores de posiciones

	Conexión del implante	Plataformas disponibles	Pilares	Codificación por colores	Torque	Destornillador
Localizadores de posición Nobel Biocare N1™ TCC	Conexión cónica trioval (TCC)	NP RP	-	 	Apriete manual	Omnigrip™ Mini
Nobel Biocare Multi-unit PoLo	-	NP/RP/ WP (CC)	Pilares Multi-unit	-	Apriete manual	Unigrip™
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP	-	Hexagonal externa WP	Pilares Multi-unit Brånemark System®		Apriete manual	Unigrip™

IFU1092. Kits de topes de fresa para cirugía guiada y convencional

Nombre del producto	Dispositivos compatibles		
	Tope de fresa/Drill Stop Kit Box	Fresas	Destornilladores
Tope de fresa Ø 2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Fresa espiral con punta 2.0 x 18-25 mm Guided Twist Drill 2x (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 2x (10+) 7-18 mm Fresa espiral con punta 2 x 7-15 mm Fresa espiral 3.2x7-10 mm Fresa espiral 1.5x7-15 mm Fresa espiral con punta 2x10-18 mm Fresa espiral con punta 2 x 18-25 mm, LS Guía de fresa guiada NP a Ø 2 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 2 mm Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 2 mm	Screwdriver Manual Unigrip™ Destornilladores mecánicos Unigrip™
Tope de fresa Ø 2.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 10-18 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 7-15 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 7-10 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 x 18-25 mm, LS Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 x 18-25 mm Guía de fresa guiada NP a Ø 2.8 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 2.8 mm Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 2.8 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Tope de fresa Ø 3	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm Fresa espiral 3x10-18 mm Fresa espiral 3x7-15 mm Fresa espiral 3x7-10 mm Guía de fresa guiada NP a Ø 3 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 3 mm Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 3 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Tope de fresa Ø 3.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Fresa espiral escalonada 2.8/3.2 7-10 mm Fresa espiral 3.2x18-25 mm Fresa espiral escalonada 2.8/3.2 10-18 mm Fresa espiral escalonada 2.8/3.2 7-15 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm Fresa espiral 3.2x7-10 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm Fresa espiral 3.2x10-18 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Fresa espiral 3.2 x 7-15 mm Guía de fresa guiada NP a Ø 3.2 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 3.2 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Tope de fresa Ø 3.4	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm Fresa espiral 3.4x10-18 mm Fresa espiral 3.4x7-15 mm Fresa espiral 3.4x7-10 mm Fresa espiral 3.4x18-25 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 3.4 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™

Nombre del producto	Dispositivos compatibles		
	Tope de fresa/Drill Stop Kit Box	Fresas	Destornilladores
Tope de fresa Ø 3.6	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 7-15 mm Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 7-10 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 10-18 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 3.6 mm Guided Guía de fresa WP/6.0 a Ø 3.6 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Tope de fresa Ø 3.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-18 mm Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 3.8 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Tope de fresa Ø 4.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Fresa espiral escalonada guiada 3.8/4.2 (10+) 7-18 Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 10-18 mm Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 7-15 mm Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 7-10 mm Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-18 mm Fresa espiral escalonada guiada 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm Guía de fresa guiada RP a Ø 4.2 mm Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 4.2 mm	Destornilladores mecánicos Unigrip™ Screwdriver Manual UniGrip™
Drill Stop Kit Box	Tope de fresa Ø 2 Tope de fresa Ø 2.8 Tope de fresa Ø 3 Tope de fresa Ø 3.2 Tope de fresa Ø 3.4 Tope de fresa Ø 3.6 Tope de fresa Ø 3.8 Tope de fresa Ø 4.2	Fresa espiral con punta 2.0 x 18-25 mm Fresa espiral con punta 2 x 7-15 mm Fresa espiral 3.2x7-10 mm Fresa espiral 1.5x7-15 mm Fresa espiral con punta 2x10-18 mm Fresa espiral con punta 2 x 18-25 mm, LS Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 10-18 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 7-15 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 7-10 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 x 18-25 mm, LS Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 x 18-25 mm Fresa espiral escalonada 2.4/2.8 x 18-25 mm Fresa espiral 3x10-18 mm Fresa espiral 3x7-15 mm Fresa espiral 3x7-10 mm Fresa espiral 3.2x18-25 mm Fresa espiral 3.2x7-10 mm Fresa espiral 3.2x10-18 mm Fresa espiral 3.2x10-18 mm Fresa espiral 3.2x10-18 mm Fresa espiral 3.2 x 7-15 mm Fresa espiral 3.4x10-18 mm Fresa espiral 3.4x7-15 mm Fresa espiral 3.4x7-10 mm Fresa espiral 3.4x18-25 mm Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 7-15 mm Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 7-10 mm Fresa espiral escalonada 3.2/3.6 10-18 mm Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 10-18 mm Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 7-15 mm Fresa espiral escalonada 3.8/4.2 7-10 mm	N/A

Nombre del producto	Dispositivos compatibles		
	Tope de fresa/Drill Stop Kit Box	Fresas	Destornilladores
Guided Drill Stop Kit Box	Tope de fresa Ø 2	Guided Twist Drill 2x (10+) 7-13 mm	N/A
		Guided Twist Drill 2x (10+) 7-18 mm	
	Tope de fresa Ø 2.8	Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm	
	Tope de fresa Ø 3	Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm	
	Tope de fresa Ø 3.2	Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm	
	Tope de fresa Ø 3.4	Guía de fresa guiada NP a Ø 2.8 mm	
	Tope de fresa Ø 3.6	Guía de fresa guiada RP a Ø 2.8 mm	
	Tope de fresa Ø 3.8	Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm	
	Tope de fresa Ø 4.2	Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.4 x (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3,6 (10+) 7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3,6 (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada 3.8/4.2 (10+) 7-18 mm	
		Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-13 mm	
		Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-18 mm	
		Fresa espiral escalonada guiada 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm	

IFU1093. Copias y pilares provisionales

Pilares provisionales Snap no rotatorios y pilares provisionales no rotatorios/rotatorios: especificaciones de plataformas de implantes compatibles, destornilladores y torque

Pilar de cicatrización para	Plataformas disponibles	No rotatorio	Rotatorio	Codificación por colores	Alturas de margen disponibles	Torque	Destornillador
Conexión cónica (CC)	3.0	x		ninguno	1.5 mm	15 Ncm	Unigrip™
	NP	x	x	●	1.5 mm	35 Ncm	
	RP	x	x	●	3.0 mm		
	WP	x	x	●			
Conexión cónica trioval (TCC)	NP	x		● (tornillo)	1.5 mm	20 Ncm	Omnigrip™ Mini
	RP	x		● (tornillo)	3.0 mm		
Tri-channel	NP	x	x	●	1.5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x	●			
	WP	x	x	●			
	6.0	x	x	●			
Hexagonal externa	NP	x	x	ninguno	1.5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x	ninguno			
	WP	x	x	ninguno			

Pilares provisionales Slim: especificaciones de plataformas de implantes compatibles, destornilladores y torque

Pilar de cicatrización Slim para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Alturas de poste disponibles	Torque	Destornillador
Conexión cónica (CC)	3.0	ninguno	6.5 mm 7.5 mm	15 Ncm	Unigrip™
	NP	O	6.5 mm 7.5 mm		
	RP	O	6.5 mm 7.5 mm		

Pilares Temporales Anatómicos PEEK - Plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar provisional anatómico PEEK para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Tamaños disponibles	Torque	Destornillador
Conexión cónica (CC)	WP	ninguno	6 x 7 mm 7 x 8 mm	15 Ncm	Unigrip™

Copias provisionales Multi-unit y Copias provisionales Snap Multi-unit: especificaciones de pilares compatibles, destornilladores y torque

Cofia provisional	Conexión/ plataforma MUA	Codificación por colores	Torque	Destornillador
Copia provisional Snap Multi-unit	CC/NP, RP, WP TCC/NP, RP	ninguno	15 Ncm	Unigrip™
Copia provisional Multi-unit	Tri-canal/NP, RP, WP External Hex/NP, RP			
Copia provisional Multi-unit Bmk WP	Hexagonal externa/WP			

IFU1094. Pilares de cicatrización, tornillo de cicatrización

Pilares de cicatrización: plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar de cicatrización para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Destornillador
Conexión cónica (CC)	3.0	ninguno	Unigrip™
	NP	●	
	RP	●	
	WP	●	
Conexión cónica trioval (TCC)	NP	● (tornillo)	Omnigrip™ Mini
	RP	● (tornillo)	
Tri-channel	NP	●	Unigrip™
	RP	●	
	WP	●	
	6.0	●	
Hexagonal externa	NP	ninguno	Unigrip™
	RP	ninguno	
	WP	ninguno	

Tornillos de cicatrización: plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Tornillo de cicatrización para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Destornillador
Tri-channel	NP	●	Unigrip™
	RP	●	

Pilares de cicatrización Slim: plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar de cicatrización Slim para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Destornillador
Conexión cónica (CC)	3.0 NP RP	ninguno  	Unigrip™

Pilares de cicatrización anatómicos PEEK: plataformas de implantes y destornilladores compatibles

Pilar de cicatrización anatómico PEEK para	Plataformas disponibles	Codificación por colores	Destornillador
Conexión cónica (CC)	WP	ninguno	Unigrip™

IFU1095. Implante Zygoma RP

Compatibilidad con los implantes Zygoma

N.º de referencia	Nombre del producto	Tornillo de cierre	Montura de implante y tornillo correspondiente	Copias de impresión y pins guía relacionados	Pilar de cicatrización	Pilares definitivos rectos y tornillos correspondientes	Pilares definitivos angulados y tornillos correspondientes	Puentes y barras de sobredentadura sobre implantes y sus tornillos correspondientes	Mango Zygoma, conector para pieza de mano Otro
28862	Implante Zygoma RP 30 mm	Tornillo de cierre de implante Zygoma: 28989	Montura de implante Zygoma	Copia de impresión de cubeta abierta Brånemark System® Zygoma Ø 4 mm	Pilar de cicatrización Brånemark System® Zygoma Ø 4 x 3 mm	Pilar Multi-unit Zygoma RP 3 mm	Pilar Multi-unit Zygoma RP 17º 2 mm	Barra de implantes de titanio para sobredentadura NobelProcera	Mango Zygoma Connection to Handpiece Destornilladores Unigrip (para el tornillo de la montura de implante)
28863	Implante Zygoma RP 35 mm								
28864	Implante Zygoma RP 40 mm	Tornillo de cierre de implante Brånemark System Zygoma: 32424	Zygoma Tornillo de fijación M2specx6,6 mm (la fijación del implante está premontada en el implante)	Pin guía Zygoma RP 20 mm	Pilar de cicatrización Brånemark System® Zygoma Ø 4 x 3 mm	Pilar Multi-unit Brånemark System® Zygoma 3 mm	Pilar Multi-unit Zygoma RP 17º 3 mm	Puente sobre implantes Procera titanio a nivel de implante	
28865	Implante Zygoma RP 42.5 mm							Puente sobre implantes NobelProcera® Zr (nivel de implante)	
28866	Implante Zygoma RP 45 mm	Tornillo de pilar para Brånemark System® Zygoma					Pilar Multi-unit Brånemark System® Zygoma 17º 2 mm	Tornillo de pilar angulado Multi-unit Brånemark System® Zygoma	
28867	Implante Zygoma RP 47.5 mm								
28868	Implante Zygoma RP 50 mm								
28869	Implante Zygoma RP 52.5 mm								

Compatibilidad con accesorios u otros dispositivos

N.º de referencia	Nombre del producto	Implantes	Tipo de dispositivo/Familia de 3er nivel	Pieza de mano
28989	Tornillo de cierre de implante Zygoma	Familia de implantes Zygoma RP	Tornillo de cierre de implante Zygoma	Destornillador de tornillos de cierre Brånemark System hexagonales
32424	Tornillo de cierre de implante Brånemark System® Zygoma	Familia de implantes NobelZygoma 45º		
29162	Kit quirúrgico Brånemark System® Zygoma	Familia de implantes NobelZygoma 0º	Kit quirúrgico Brånemark System Zygoma	Mango Zygoma Protector de fresa Zygoma Protector de fresa Zygoma corto Indicador de profundidad Zygoma recto Indicador de profundidad Zygoma angulado
32628	Fresa espiral Brånemark System Zygoma 2.9 mm		Fresas espirales Brånemark System Zygoma	Interfaz definida por ISO 1797
32629	Fresa espiral Brånemark System Zygoma 2.9 mm corta			
32631	Fresa espiral Brånemark System Zygoma 3.5 mm			
32632	Fresa espiral Brånemark System Zygoma 3.5 mm corta			
32630	Fresa piloto Brånemark System Zygoma 3.5 mm		Fresas piloto	Interfaz definida por ISO 1797
32791	Fresa piloto Brånemark System Zygoma 3.5 mm corta			
37786	Mango Zygoma		Transportador de implante manual	N/A
37787	Protector de fresa Zygoma		Protector de fresa	N/A
37788	Protector de fresa Zygoma corto			
37789	Indicador de profundidad Zygoma recto		Indicador de profundidad	N/A
37790	Indicador de profundidad Zygoma angulado			
DIA 578-0	Brånemark System® Zygoma Round Bur		Fresa inicial	Interfaz definida por ISO 1797

Componentes del kit quirúrgico Brånemark System® Zygoma

Nombre del producto	Instrumental incluido
Kit quirúrgico Brånemark System® Zygoma	Mango Zygoma
	Protector de fresa Zygoma
	Protector de fresa Zygoma corto
	Indicador de profundidad Zygoma recto
	Indicador de profundidad Zygoma angulado

IFU1096. Instrumental de rescate de pilares

Pilares compatibles con el instrumento de rescate de pilares de titanio CC y el instrumento de rescate de pilares de zirconia CC

	Descripción del pilar	Instrumento de rescate	Destornillador
NP	Pilar provisional no rotatorio CC NP	Instrumento de rescate de pilares de titanio CC NP	Destornillador Unigrip™
	Pilar Esthetic CC NP		
	Pilar Snappy™ CC NP		
	Pilar NobelProcera® de titanio NP		
RP/ WP	Pilar provisional no rotatorio CC RP/WP	Instrumento de rescate de pilares de titanio CC RP/WP	Destornillador Unigrip™
	Pilar Esthetic CC RP/WP		
	Pilar Snappy™ CC RP/WP		
	Pilar NobelProcera® de titanio CC RP/WP		
NP	Pilar NobelProcera® de zirconia CC NP	Instrumento de rescate de pilares de zirconia CC NP	Pinzas
	Adaptador para pilar de zirconia CC NP (pilar NobelProcera® ASC de zirconia NP, corona atornillada NobelProcera® FCZ NP)		
RP/ WP	Pilar NobelProcera® de zirconia RP	Instrumento de rescate de pilares de zirconia CC RP/WP	Pinzas
	Adaptador para pilar de zirconia CC RP y WP (pilar NobelProcera® ASC de zirconia RP/WP, corona atornillada NobelProcera® FCZ RP/WP)		

Pilares compatibles con el instrumento de rescate de pilares Nobel Biocare N1™ TCC

	Descripción del pilar	Instrumento de rescate	Destornillador/ Mango
NP	Pilar de cicatrización Nobel Biocare N1™ TCC NP	Instrumento de rescate de pilares Nobel Biocare N1™ TCC NP*	Handle for Machine Instruments/ adaptador de llave dinamométrica manual La versión antigua es compatible con el destornillador Multi Unit
	Pilar provisional Nobel Biocare N1™ TCC NP*		
	Pilar universal Nobel Biocare N1™ TCC NP**		
	Pilar Multi-unit Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Pilar Multi-unit Xeal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP		
	Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ NP		

	Descripción del pilar	Instrumento de rescate	Destornillador/ Mango
RP	Pilar de cicatrización Nobel Biocare N1™ TCC RP	Instrumento de rescate de pilares Nobel Biocare N1™ TCC RP*	Handle for Machine Instruments/ adaptador de llave dinamométrica manual La versión antigua es compatible con el destornillador Multi Unit
	Pilar provisional Nobel Biocare N1™ TCC RP*		
	Pilar universal Nobel Biocare N1™ TCC RP**		
	Pilar Multi-unit Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Pilar Multi-unit Xeal™ 17° Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Pilar Multi-unit Xeal™ 30° Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP		
	Pilar Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ RP		

*La versión corta de la herramienta de extracción de pilares Nobel Biocare N1™ TCC short no es compatible con el pilar provisional Nobel Biocare N1™ TCC 3.0 mm.

IFU1097. Instrumental de rescate de implantes

Compatibilidad de los instrumentos de rescate de implantes y los collares de rescate de implantes

Instrumento	Tipo de conexión del implante	Plataforma de implante	Implante compatible
Instrumento de rescate de implantes CC 3.0 31 mm	Conexión cónica	3.0	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
Instrumento de rescate de implantes CC NP y hexagonal externa WP 22 mm	Conexión cónica	NP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
	Hexagonal externa	WP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
Instrumento de rescate de implantes CC RP y Tri-canal WP 22 mm	Conexión cónica	RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
	Interna Tri-channel	WP	Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Instrumento de rescate de implantes CC WP 22 mm	Conexión cónica	WP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
Instrumento de rescate de implantes con conexión hexagonal externa y Tri-canal NP/RP 22 mm	Hexagonal externa	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Interna Tri-channel	NP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
	Interna Tri-channel	RP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Instrumento	Tipo de conexión del implante	Plataforma de implante	Implante compatible
Instrumento de rescate de implantes con conexión hexagonal externa y Tri-canal NP/RP 31 mm	Hexagonal externa	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Interna Tri-channel	NP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
		RP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Instrumento de rescate de implantes Tri-channel 6.0 22 mm	Interna Tri-channel	6.0	Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered NobelSpeedy® Replace
Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 3.5	Interna Tri-channel	NP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Instrumento de rescate de implantes CC 3.0 & TCC NP	Conexión cónica trioval	NP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ NP
	Conexión cónica	3.0	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
Instrumento de rescate de implantes CC RP y Tri-Channel WP y TCC RP	Conexión cónica trioval	RP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ RP
	Conexión cónica	RP	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
	Interna Tri-channel	WP	Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Collar de rescate de implantes Tri-canal Ø 4.3	Interna Tri-channel	RP	Replace Select™ TC Sustituir Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Compatibilidad con fresas trefina

Instrumento	Diámetro de implante compatible
Fresa trefina 3.2/4.0 mm	3.0 mm
Fresa trefina 3.8/4.6 mm	3.3 mm/3.5 mm/3.75 mm
Fresa trefina 4.4/5.2 mm	4.0 mm /4.3 mm
Fresa trefina 5.2/6.2 mm	5.0 mm
Fresa trefina 5.6/6.6 mm	5.5 mm
Fresa trefina 6.2/7.0 mm	6.0 mm

IFU1098. Llaves de torque manuales quirúrgicas y protésicas

Llave	Adaptador para llave	Instrumental
Llave de torque manual quirúrgica NobelActive®	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Transportador de implante CC 3.0 28 mm (IFU1090)
		Transportador de implante CC 3.0 para pilar Slim Transportador de implante CC NP (IFU1090)
NobelReplace® Llave de torque manual quirúrgica	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Transportador de implante CC NP for Slim Abutment (IFU1090)
		Transportador de implante CC RP (IFU1090)
		Transportador de implante CC RP para pilar Slim (IFU1090)
		Transportador de implante CC WP (IFU1090)
		Instrumentos de rescate de implantes (IFU1097)
Llave dinamométrica manual quirúrgica Brånemark System®	Llave dinamométrica manual quirúrgica Brånemark System®	Instrumentos de rescate de tornillos de pilar (IFU1043)
		Transportadores de implante Brånemark Syst WP (IFU1090)
		Transportador de implante Brånemark Syst RP (IFU1090)
		Transportador de implante Brånemark Syst WP (IFU1090)
Llave de torque manual quirúrgica Nobel Biocare N1™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Transportador de implante Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1087)
		Transportador de implante Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1087)
		Instrumentos de rescate de implantes (IFU1097)
		Instrumentos de rescate de tornillos de pilar (IFU1043)
Llave de torque manual protésica	Llave dinamométrica manual Adaptador Prótesis	Destornilladores mecánicos Unigrip (IFU1085)
		Screwdriver Machine Multi-unit (IFU1085)
		Destornillador mecánico Omnigrip™ (IFU1085)
		Destornillador mecánico On1™ Base (IFU1074)
		Destornillador mecánico Multi-unit Brånemark System (IFU1085)
Llave de torque manual protésica Nobel Biocare N1™	Llave dinamométrica manual Adaptador Prótesis	Destornillador mecánico de pilar de bola (IFU1085)
		Destornilladores mecánicos Omnigrip™ Mini (IFU1085)
		Screwdriver Machine Multi-unit (IFU1085)

IFU1099. Sistema Trefoil™

Trefoil™ System sólo debe utilizarse con instrumentos y/o componentes y/o componentes protésicos Nobel Biocare compatibles. El uso de instrumentos y/o componentes y/o componentes protésicos que no estén previstos para su uso en combinación con el sistema Trefoil™ puede provocar fallos en el producto, daños en los tejidos o resultados estéticos insatisfactorios.

IFU1100. Piezas de recambio Nobel Biocare

Cartera de piezas de recambio para Brånemark System®

Pilar original	Tornillo de recambio	Torque	Recambio/destornillador
Pilar estándar RP o pilar EsthetiCone	Tornillo protésico hexágono interior	10 Ncm	Destornillador de hexágono 27 mm Destornillador hexagonal largo
	Ranura para tornillo protésico		Destornillador Mediano 37 mm Destornillador Ranura Corta 27 mm
	Tornillo protésico cónico		Destornillador mecánico plano corto Destornillador mecánico plano largo
Pilar Brånemark 3.0 NP para implante Brånemark 3.0	Tornillo convertidor Titanium Unigrip™ fit Ø 3.0	15 Ncm	Destornillador* Unigrip™

* El dispositivo forma parte de la cartera principal de Nobel Biocare.

Consulte las instrucciones de uso de Nobel Biocare (IFU) IFU1085 para obtener más información sobre el destornillador Unigrip™. Estas instrucciones de uso se pueden descargar en ifu.nobelbiocare.com.

Cartera de piezas de recambio para Brånemark System® Novum

Implante original	Tornillo de recambio	Torque	Destornillador	Cofia de impresión de recambio	Réplica de implante de recambio
Brånemark System® Novum	Tornillo de barra inferior Unigrip™ Novum	35 Ncm	Destornillador* Unigrip™	Cofia de impresión para Fixture Novum	Réplica Fixture Novum
	Tornillo protésico Unigrip™ Novum				

* El dispositivo forma parte de la cartera principal de Nobel Biocare.

Consulte las instrucciones de uso de Nobel Biocare (IFU) IFU1085 para obtener más información sobre el destornillador Unigrip™. Estas instrucciones de uso se pueden descargar en ifu.nobelbiocare.com.

Cartera de piezas de recambio para NobelPerfect® System

Implante original	Pilar de cicatrización de recambio	Pilar definitivo de recambio	Torque del pilar definitivo	Destornillador	Cofia de impresión de recambio	Réplica de implante de recambio
NobelPerfect® NP, RP, WP	Pilar de cicatrización NobelPerfect®	Pilar NobelPerfect® NP, RP, WP	35 Ncm	Destornillador* Unigrip™	Cofia de impresión de nivel de implante NobelPerfect® NP, RP, WP	Réplica de implante NobelPerfect® NP, RP, WP

* El dispositivo forma parte de la cartera principal de Nobel Biocare.

Consulte las instrucciones de uso de Nobel Biocare (IFU) IFU1085 para obtener más información sobre el destornillador Unigrip™. Estas instrucciones de uso se pueden descargar en ifu.nobelbiocare.com.

Cartera de piezas de repuesto para Steri-Oss™ y Replace con conexión hexagonal externa

Implante original	Sustitución del pilar de cicatrización	Pilar definitivo de recambio	Tornillo	Torque	Destornillador	Sustituir la impresión de la cubierta	Réplica del implante
Steri-Oss™ y Replace External Hex	Pilar de cicatrización	Pilar directo no rotatorio oro/plástico	Tornillo del pilar TorqTite	35 Ncm	Destornillador hexagonal 0,050" (longitud 0,75" y 1,25")	Conjunto de transferencia Bandeja abierta hexagonal	Análogo de implante
		Pilar directo no rotatorio de oro/plástico					
Replace con conexión hexagonal externa		Pilar directo no rotatorio oro/plástico 3.5 RPL y 4.3 RPL Pilar directo rotatorio de oro/plástico 3.5 RPL y 4.3 RPL					

Pilar original	Anillo de retención de recambio	Junta tórica de recambio	Réplica de pilar de recambio
Pilar con junta tórica	Anillo de retención	Junta tórica clínica blanca	Análogo de pilar con junta tórica con espaciador

Cartera de piezas de repuesto para Steri-Oss™ no hexagonal

Implante original	Pilar de recambio	Torque	Destornillador de recambio	Cofia de impresión de recambio	Réplica de implante de recambio
Steri-Oss™ no hexagonal	Juego de tornillos coroneales 3.25 y 3.8 Non-Hex	35 Ncm	Destornillador hexagonal 0,050" (longitud 1,75" y 1,25")	Pasador de transferencia de rosca temporizada 3.25 Non-Hex	Análogo de implante no hexagonal

Cartera de piezas de recambio para el pilar esférico

Pilar original	Destornilladores de recambio
Pilar de bola	Destornillador mecánico pilar esférico
	Destornillador manual pilar esférico

IFU1101. Plantillas radiográficas

Las plantillas radiográficas no pueden conectarse físicamente a ningún dispositivo.

IFU1102. Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ TCC

Bloque de pilar de titanio	Tornillo clínico	Componentes de laboratorio	Destornillador	Torque
Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 10 mm	Tornillo clínico Nobel Biocare N1™ TCC NP	Tornillo de laboratorio Nobel Biocare N1™ TCC NP Réplica de implante Nobel Biocare N1™ TCC NP Réplica de implante IOS Nobel Biocare N1™ TCC NP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm
Bloque de pilar de titanio Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 10 mm	Tornillo clínico Nobel Biocare N1™ TCC RP	Tornillo de laboratorio Nobel Biocare N1™ TCC RP Réplica de implante Nobel Biocare N1™ TCC RP Réplica de implante IOS Nobel Biocare N1™ TCC RP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm

IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®

Los implantes NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® y NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® cuentan con una conexión cónica (CC) y tamaño NP (plataforma estrecha).

Los controladores de implantes de conexión cónica NP deben utilizarse para colocar implantes NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® y NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®. Consulte las instrucciones de uso IFU1090 de Nobel Biocare para obtener información sobre los transportadores de implantes.

Los implantes son compatibles con los componentes de restauración Nobel Biocare con conexión cónica (CC) de tamaño NP (plataforma estrecha). Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso respectivas. Tenga en cuenta que On1™ Base/On1™ Base Xael no debe utilizarse en combinación con implantes de plataforma estrecha (NP) colocados en la región posterior debido al riesgo de sobrecarga protésica.



Línea de implantes	Tamaño de la conexión cónica	A Diámetro implante [mm]	B Diámetro de plataforma [mm]	C Interfase de pilar [mm]	Longitud [mm]
NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3.5	3.5	3.0	8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	4.3	3.9	3.0	8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	5.0	3.9	3.0	8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	5.5	3.9	3.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15
NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®	NP	3.75	3.5	3.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	4.3	3.9	3.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	5.0	3.9	3.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18
	NP	5.5	3.9	3.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15
NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3.5	3.5	3.0	8, 10, 11.5, 13, 16
	NP	4.3	3.9	3.0	8, 10, 11.5, 13, 16
	NP	5.0	3.9	3.0	8, 10, 11.5, 13, 16

IFU2001. Plantillas quirúrgicas NobelGuide® y pernos de anclaje guiados

Para confirmar la compatibilidad de los productos destinados al uso conjuntamente con estos dispositivos, compruebe la codificación por colores, las dimensiones, las longitudes, el tipo de conexión y/o cualquier marca directa según corresponda en los productos o en sus etiquetas.

IFU2009. Tubos de plantilla guiados (y para fresado piloto) y tubos de tornillos de anclaje guiados

Para confirmar la compatibilidad de los productos destinados al uso conjuntamente con vainas de fresa piloto guiadas, vainas guiadas y vainas de pasador de anclaje guiadas, compruebe la codificación por colores, las dimensiones, las longitudes, el tipo de conexión y cualquier marca directa según corresponda sobre los productos o en sus etiquetas.

IFU2011. Instrumental para cirugía guiada Nobel Biocare

Compatibilidad del instrumental de cirugía guiada

Nombre del producto	Implante	Tubo de plantilla	Destornillador	Otro
Guía de fresa guiada 6.0/WP Ø 6 a Ø 5 mm	N/A	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP	N/A	Mango para guía de fresa guiada
Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 2.8 mm				
Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 2 mm				
Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 3.8 mm				
Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 3 mm				
Guía de fresa guiada 6.0/WP a Ø 4.2 mm		Tubo de plantilla guiado NP		
Guía de fresa guiada NP a Ø 2.8 mm				
Guía de fresa guiada NP a Ø 2 mm				
Guía de fresa guiada NP a Ø 3.2 mm				
Guía de fresa guiada NP a Ø 3 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 3.2 mm		Tubo de plantilla guiado RP		
Guía de fresa guiada RP a Ø 2.8 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 2 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 3.4 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 3.6 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 3 mm				
Guía de fresa guiada RP a Ø 4.2 mm				
Guía de fresa cónica guiada RP a NP		Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		
Guía de fresa cónica guiada 6.0/WP a NP				
Guía de fresa cónica 6.0/WP a RP				
Guía de fresa WP/6.0 a Ø 3.6 mm				
Guía de fresa WP/6.0 a Ø 4.6 mm				
Montura del implante de cirugía guiada NobelActive® NP	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ NP	Tubo de plantilla guiado NP	Destornillador quirúrgico	Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Implante de cirugía guiada NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 4.3	Tubo de plantilla guiado RP	Destornillador manual/ máquina Unigrip™	Connection to Handpiece
Implante de cirugía guiada NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 5.0	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		
Montura de implante de cirugía guiada NobelActive® WP 5.5	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ WP 5.5			

Nombre del producto	Implante	Tubo de plantilla	Destornillador	Otro
Montura de implante guiada Bmk Syst NP	Brånemark System® NP	Tubo de plantilla guiado NP	Destornillador quirúrgico Destornillador manual/ máquina Unigrip™	Adaptador de llave dinamométrica manual quirúrgica Brånemark System® Connection to Handpiece
Montura de implante guiada Bmk Syst RP	Brånemark System® RP	Tubo de plantilla guiado RP		
Montura de implante guiada Bmk Syst WP	Brånemark System® WP	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		
Montura de implante guiada NobRpl NP	NobelReplace® NP	Tubo de plantilla guiado NP	Destornillador quirúrgico Destornillador manual/ máquina Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to Handpiece
Montura de implante guiada NobRpl RP	NobelReplace® RP	Tubo de plantilla guiado RP		
Montura de implante guiada NobRpl WP	NobelReplace® WP	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP	
Montura de implante guiada NobRpl 6.0	NobelReplace® 6.0	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP	
Montura de implante guiada NobelReplace® CC NP	NobelReplace® CC NP	Tubo de plantilla guiado NP	Destornillador quirúrgico Destornillador manual/ máquina Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to Handpiece
Montura de implante guiada NobelReplace® Conexión cónica NP 3.5				
Montura de implante guiada NobelReplace® Conexión cónica RP 4.3	NobelReplace® CC RP	Tubo de plantilla guiado RP		
Montura de implante guiada NobelReplace® CC RP 5.0	NobelReplace® CC RP 5.0	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		
Montura de implante guiada NobelParallel™ CC NP	NobelParallel™ CC NP	Tubo de plantilla guiado NP		
Montura de implante guiada NobelParallel™ CC RP 4.3	NobelParallel™ CC RP	Tubo de plantilla guiado RP	Destornillador quirúrgico Destornillador manual/ máquina Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Connection to Handpiece
Montura de implante guiada NobelParallel™ CC RP 5.0	NobelParallel™ CC RP 5.0	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		
Montura de implante guiada NobelParallel™ CC WP 5.5	NobelParallel™ CC WP	Tubo de plantilla guiado 6.0/WP		

Nombre del producto	Implante	Tubo de plantilla	Destornillador	Otro
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobelActive® NP	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ NP	Tubo de plantilla guiado NP	Destornillador manual/ máquina Unigrip™	N/A
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobelActive® RP 4,3	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 4,3	Tubo de plantilla guiado RP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobelActive® RP 5,0	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 5,0	Tubo de plantilla guiado 6,0/WP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobRpl 6,0	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ 6,0 y Replace Select™ Tapered TiUnite® 6,0			
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobRpl NP	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ NP y Replace Select™ Tapered TiUnite® NP	Tubo de plantilla guiado NP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobRpl RP	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ RP y Replace Select™ Tapered TiUnite® RP	Tubo de plantilla guiado RP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobRpl WP	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ WP y Replace Select™ Tapered TiUnite® WP	Tubo de plantilla guiado 6,0/WP		
Pilares de plantilla guiados CC NP	Implantes NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ NP, NobelParallel™ CC/ NobelParallel™ CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™, NP NobelReplace® CC PMC NP	Tubo de plantilla guiado NP		
Pilares de plantilla guiados CC NP	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ y CC PMC NP			
Pilares de plantilla guiados CC RP 4,3	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ y CC PMC RP 4,3	Tubo de plantilla guiado RP		
Pilares de plantilla guiados CC RP 5,0	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ y CC PMC RP 5,0	Tubo de plantilla guiado 6,0/WP		
Pilares de plantilla guiados CC WP 5,5	Implantes NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ y CC PMC WP 5,5			
Pilar de plantilla guiada con tornillo Brånemark System® NP	Implantes Brånemark System® MK III NP y NobelSpeedy® Groovy NP	Tubo de plantilla guiado NP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo Brånemark System® RP	Implantes Brånemark System® MK III RP y NobelSpeedy® Groovy RP	Tubo de plantilla guiado RP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo Brånemark System® WP	Implantes Brånemark System® MK III WP y NobelSpeedy® Groovy WP	Tubo de plantilla guiado 6,0/WP		
Pilar de plantilla guiada con tornillo NobelActive® WP 5,5	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ WP 5,5			
Mango para guía de fresa guiada	N/A	N/A	N/A	Guía de fresa guiada

Compatibilidad del instrumental rotatorio de cirugía guiada

Nombre del producto	Conexiones de piezas de mano
Fresa de arranque guiada/Avellan Bmk Syst NP	EN ISO 1797
Fresa de arranque guiada/Avellanador NobRpl NP	
Fresa de arranque guiada/Avellan Bmk Syst RP	
Fresa de arranque guiada/Avellanador NobRpl RP	
Fresa de arranque guiada/Avellan BmkSyst WP Ø 5	
Fresa de arranque guiada/Avellanador NobRpl WP	
Fresa de arranque guiada/Avellan BmkSyst WP Ø 6	
Fresa de arranque guiada/Avellan NobRpl 6.0	
Guided Twist Drill 2x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 2.8x(10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 3x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.2 x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.4 x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Drill 5x (10+) 7-18 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso NP 3,5 x 13 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso NP 3,5 x 16 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso RP 4,3 x 13 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso RP 4,3 x 16 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso WP 5 x 13 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso WP 5 x 16 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso 6.0 6 x 13 mm	
Fresas cónicas guiadas para hueso denso 6.0 6 x 16 mm	
Formadora de rosca guiada NP 10-13 mm	
Formadora de rosca guiada RP Ø 3,75 7-13 mm	
Formadora de rosca guiada cónica RP	
Formadora de rosca guiada WP Ø 5 7-13 mm	
Formadora de rosca guiada cónica WP	
Formadora de rosca guiada 6.0/WP Ø 6 7-13 mm	
Formadora de rosca guiada cónica 6.0	
Fresa de arranque guiada/Avellan anterior MkIII RP	
Formadora de rosca guiada RP Ø 4 7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.2 x (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.4x(10+) 7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.8 x (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Drill 4.2x (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Drill 5x (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 4.2/4.6 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 3.8/4.2 (10+) 7-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelActive® NP 8,5-10 mm	

Nombre del producto	Conexiones de piezas de mano
Formadora de rosca guiada NobelActive® RP 4,3 8,5-10 mm	
Formadora de rosca guiada NobelActive® RP 5,0 8,5-10 mm	
Guided Twist Drill cónica 2 x (10+) 8-16 mm	
Fresa inicial guiada	
Avellanador guiado NobelReplace® 3.5	
Avellanador guiado NobelReplace® 4.3	
Avellanador guiado NobelReplace® 5.0	
Avellanador guiado NobelReplace® 6.0	
Formadora de rosca guiada cónica NP	
Fresa piloto espiral guiada 1.5 x (10+) 10-15 mm	
Fresa espiral escalonada guiada 4,2/5,0 (10+) 7-13 mm	
Fresa espiral escalonada guiada 4,2/5,0 (10+) 7-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelActive® WP 5,5 7-8,5 mm	
Formadora de rosca guiada NobelActive® WP 5,5 10-15 mm	
Fresa espiral escalonada guiada Ø 4,2/4,6x(10+)7-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 3,75 7-10 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 3,75 11,5-13 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 3,75 15-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 4,3 7-10 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 4,3 11,5-13 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 4,3 15-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,0 7-10 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,0 11,5-13 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,0 15-18 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,5 7-10 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,5 11,5-13 mm	
Formadora de rosca guiada NobelParallel™ CC 5,5 11,5-15 mm	
Bisturí circular guiado tubo de plantilla NP (3.75)	
Bisturí circular guiado tubo de plantilla WP (5.5)	
Avellanadores guiados NobelParallel™ CC 3.75	
Avellanadores guiados NobelParallel™ CC 4.3	
Avellanadores guiados NobelParallel™ CC 5.0	
Avellanadores guiados NobelParallel™ CC 5.5	
Formadora de rosca guiada para hueso denso NobelActive® NP 8,5-18 mm	
Formadora de rosca guiada para hueso denso NobelActive® RP 4,3 8,5-18 mm	
Formadora de rosca guiada para hueso denso NobelActive® RP 5,0 8,5-18 mm	
Formadora de rosca guiada para hueso denso NobelActive® WP 5,5 7-8,5 mm	
Formadora de rosca guiada para hueso denso NobelActive® WP 5,5 10-15 mm	
Guía de fresa cónica guiada NP	
Guía de fresa cónica guiada RP	
Guía de fresa cónica guiada WP	
Guía de fresa cónica guiada 6.0	

Los siguientes componentes se utilizan en procedimientos quirúrgicos guiados, pero se utilizan para otras aplicaciones y, por lo tanto, se describen en IFU independientes. Para más información sobre estos componentes, consulte las IFU correspondientes.

- El destornillador Unigrip™ se utiliza para apretar y aflojar manualmente tornillos con una interfaz Unigrip™, que se utilizan para fijar restauraciones dentales en implantes dentales de Nobel Biocare. Consulte las instrucciones de uso de Nobel Biocare IFU1085 para obtener más información sobre el destornillador Unigrip™.
- Los tornillos de anclaje guiados son finas varillas de acero inoxidable que se colocan casi horizontalmente en el hueso maxilar para fijar la plantilla en su posición definida durante la intervención quirúrgica. Consulte las instrucciones de uso de Nobel Biocare IFU2001 para obtener más información sobre los tornillos de anclaje guiados.
- La llave de torque manual quirúrgica se utiliza para insertar y apretar implantes Nobel Biocare como alternativa al apriete mecánico. Consulte Nobel Biocare IFU1098 para obtener más información sobre la llave de torque manual quirúrgica.
- La llave de torque manual protésica se utiliza para insertar y apretar los pilares y tornillos Nobel Biocare como alternativa al apriete mecánico. Consulte las instrucciones de uso IFU1098 de Nobel Biocare para obtener información sobre la llave de torque manual protésica.
- El adaptador de llave de torque protésica se utiliza para conectar el Screwdriver Machine Unigrip™ y el destornillador Omnigrip™ a la llave de torque manual protésica. Consulte las instrucciones de uso IFU1098 de Nobel Biocare para obtener información sobre el adaptador de la llave de torque protésica.
- Conexión a pieza de mano se utiliza para conectar el montaje de implante/conjunto de implante a la pieza de mano. Consulte las instrucciones de uso IFU1090 de Nobel Biocare para obtener más información sobre el Conexión a pieza de mano.

IFU3001. Barra de implantes para sobredentadura NobelProcera®

Implante compatible	Tamaños de plataforma disponibles
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect™ TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy®	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Implante Zygoma	RP

IFU3002. NobelProcera® Implant Bridges de titanio y de zirconia

Implantes compatibles para NobelProcera® Implant Bridge de titanio y de zirconia

Implante compatible	Tamaños de plataforma disponibles
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect® TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III	RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy® Groovy	NP/RP/WP
NobelSpeedy® Shorty	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Implante Zygoma	RP

Artículos compatibles adicionales para NobelProcera® Implant puente de titanio y de zirconia

Familia de productos	
Descripción del producto	NobelProcera® Implant Bridge de titanio y de zirconia
Réplicas de implantes y pilares múltiples	Réplicas de implante NobRpl; réplica de implante Brånemark System®; réplica de implante CC; réplica de implante NP modelo de escáner intraoral (IOS) CC; réplica de pilar Multi-unit Plus; réplica de pilar Multi-unit Bmk Syst
Tornillos de laboratorio	Tornillo Lab Multi-unit; Tornillo Lab CC; Tornillo Lab Ext Hex; Tornillo Lab Impl Lev NobRpl; Tornillo Lab Multi-unit Bmk Syst; Tornillo Lab Implant Level Bmk Syst; Tornillo Lab Implant Level NobRpl
Análogos de protección	Protección Analógica Bmk Syst; Protección Analógica NobRpl; Análogo de protección Multi-unit; Protección Analógica M-u Bmk Syst; Protección Analógica/Guía de fresa CC

IFU3008. Pilar de acceso angulado al tornillo NobelProcera® de zirconia para conexión cónica interna de Nobel Biocare

Implantes compatibles

Implante compatible	Tamaños de plataforma disponibles
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	NP, RP, WP

Productos compatibles adicionales

Familia de productos	
Descripción del producto	Pilar NobelProcera® ASC de zirconia
Réplicas de implante	Réplicas de implante Conexión cónica
Tornillos de laboratorio	Tornillos de laboratorio Omnigrip™ CC
Destornillador	Destornilladores Omnigrip™
Análogos de protección	Análogos de protección Conexión cónica
Instrumentos de rescate de pilares	Instrumentos de rescate de pilares de zirconia CC

IFU3009. Corona atornillada de zirconia NobelProcera® a volumen total (FCZ) para conexión cónica interna de Nobel Biocare

Implantes compatibles

Implante compatible	Tamaños de plataforma disponibles
Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	NP, RP, WP

Productos compatibles adicionales

Familia de productos	
Descripción del producto	Corona atornillada NobelProcera® FCZ
Réplicas de implante	Réplicas de implante Conexión cónica
Tornillos de laboratorio	Tornillos de laboratorio Omnigrip™ CC
Destornillador	Destornilladores Omnigrip™
Análogos de protección	Análogos de protección Conexión cónica
Instrumentos de rescate de pilares	Instrumentos de rescate de pilares de zirconia CC

IFU3010. Pilares NobelProcera® Titanium y Zirconia

Compatibilidad de los pilares NobelProcera®/Procera® de titanio

Pilar de titanio - Con Unigrip™					
Conexión	Plataforma	Tornillo clínico	Tornillo de laboratorio	Destornillador	Torque
Conexión cónica	3.0	Tornillo clínico CC 3.0	Tornillo de laboratorio nivel de implante CC 3.0	Unigrip™	15 Ncm
	NP	Tornillo clínico CC NP	Tornillo de laboratorio CC NP		35 Ncm
	RP	Tornillo clínico CC RP/WP	Tornillo de laboratorio CC RP/WP		
	WP				
Tri-canal	NP	Tornillo de pilar NobelReplace® NP	Tornillo de laboratorio nivel de implante NobRpl NP		
	RP	Tornillo de pilar NobelReplace® RP/WP/6.0	Tornillo de laboratorio nivel de implante NobRpl RP/ WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Hexagonal externa	NP	Tornillo de pilar Bmk Syst NP	Tornillo de laboratorio CC NP		
	RP	Tornillo de pilar Bmk Syst RP	Tornillo de laboratorio Ext Hex RP		
	WP	Tornillo de pilar Bmk Syst WP	Tornillo de laboratorio nivel de implante Bmk Syst WP		

Compatibilidad de los pilares NobelProcera®/Procera® de zirconia

Pilares de zirconia - Con Unigrip™					
Torque	Torque	Torque	Torque	Torque	Torque
Conexión cónica	NP	Tornillo clínico CC NP	Tornillo de laboratorio CC NP	Unigrip™	35 Ncm
	RP	Tornillo clínico CC RP/WP	Tornillo de laboratorio CC RP/WP		
Tri-canal	NP	Tornillo de pilar cerámico NobRpl NP	Tornillo de laboratorio nivel de implante NobRpl NP		
	RP	Tornillo de pilar cerámico NobRpl RP/WP/6.0	Tornillo de laboratorio nivel de implante NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Hexagonal externa	NP	Tornillo de pilar cerámico Bmk Syst NP	Tornillo de laboratorio CC NP		
	RP	Tornillo de pilar cerámico Bmk Syst RP	Tornillo de laboratorio CC RP/WP		
	WP	Tornillo de pilar cerámico Bmk Syst WP	Tornillo de laboratorio nivel de implante Bmk Syst WP		

Compatibilidad de los pilares NobelProcera® ASC de titanio

Pilar ASC de titanio - Con Omnigrip™					
Conexión	Plataforma	Tornillo clínico	Tornillo de laboratorio	Destornillador	35 Ncm
Conexión cónica	NP	Tornillo clínico Omnigrip™ de titanio CC NP	Tornillo de laboratorio Omnigrip™ de titanio CC NP	Omnigrip™	
	RP	Tornillo clínico Omnigrip™ de titanio CC RP/WP	Tornillo de laboratorio Omnigrip™ de titanio CC RP/WP		
	WP				
Tri-canal	NP	Tornillo clínico Omnigrip™ Ti Tri-canal NP	Tornillo de laboratorio Omnigrip™ Ti Tri-canal NP		
	RP	Tornillo clínico Omnigrip™ Ti Tri-Chn RP/WP/6.0	Tornillo de laboratorio Omnigrip™ Ti Tri-Chn RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				

IFU3012. Corona de zirconia NobelProcera®

La corona NobelProcera® Zirconia es un producto personalizado independiente que se cementa sobre un diente natural preparado o un pilar. La idoneidad del material utilizado es responsabilidad del médico tratante.

IFU3014. Puente de zirconia NobelProcera®

El puente de zirconia NobelProcera® es un producto personalizado independiente que se cementa sobre un diente natural preparado o un pilar. La idoneidad del material utilizado es responsabilidad del médico tratante.

IFU3018. Puente de zirconia NobelProcera® sobre implantes

	Tipo de conexión											
	Hexagonal externa			Interna Tri-channel			Conexión cónica (CC)			Pilar Multi-unit		
Puente de zirconia NobelProcera sobre implantes	NP	RP	WP	NP	RP	WP	6.0	NP	RP	WP	NP/RP	WP
Adaptador clínico	N/A						Puente sobre implantes con adaptador metálico CC clínico			N/A		
Adaptador de laboratorio	N/A						Puente sobre implantes con adaptador metálico CC laboratorio			N/A		
Tornillo clínico	Screw Ceramic Abutment Brånemark System®						Tornillo clínico Omnigrip™ CC			Tornillo protésico Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini		
Tornillo de laboratorio	Tornillo de laboratorio Nivel de implante Externo Hexágono			N/A (*)			Tornillos de laboratorio Omnigrip™ CC Tornillo de laboratorio Nivel de implante Conexión cónica			Tornillo de laboratorio Pilar Multi-unit Omnigrip™ Mini		
Réplicas de implantes/MUA	Réplica de implante Brånemark System®			Réplicas de implantes NobelReplace®			Réplica de implante conexión cónica			Réplica de pilar Plus de varias unidades		
	Elos Accurate Analog para Modelo de yeso Tri-canal			Elos Accurate Analog para modelo tri-channel impreso			Modelo IOS Réplica de implante CC			Réplica de pilar Multi-unit Bmk Syst Elos Accurate Analog para modelo múltiple impreso Elos Accurate Analog para modelo múltiple impreso		

	Tipo de conexión					
	Hexagonal externa		Interna Tri-channel	Conexión cónica (CC)		
Análogos de protección	Análogo de protección Bmk Syst		Protección Analógica NobelReplace®	Análogo de protección/guía de fresa CC		
Pilares Multi-unit	Pilar Multi-unit Bmk Syst Pilar Multi-unit Bmk Syst 17° Pilar Multi-unit Bmk Syst 30° Pilar Zygoma Brånemark System® Zygoma Zygoma 17° Brånemark System® Zygoma 17° Pilar Multi-unit 45° con conexión hexagonal externa Pilar Multi-unit 60° con conexión hexagonal externa		Pilar Multi-Unit NobRpl Pilar Multi-Unit 17° NobRpl Pilar Multi-Unit 30° NobRpl	Pilar Multi-unit Plus conexión cónica Pilar Multi-unit Plus conexión cónica 17° Pilar Multi-unit Plus conexión cónica 30° Pilar Multi-unit Xeal™ conexión cónica Pilar Multi-unit Xeal™ conexión cónica 17° Pilar Multi-unit Xeal™ conexión cónica 30°		
Implantes	NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Brånemark System® Mk III Brånemark System® Mk III TiUnite® NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty Implante Zygoma NobelZygoma™	NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Replace Select™ TC	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).
					Implantes de Nobel Biocare con conexión cónica (CC).	

IFU3020. Base NobelProcera® Zirconia N1™

Compatibilidad de la base de zirconia NobelProcera® NB N1™ – Tornillo protésico – Base Nobel Biocare N1™ Xeal TCC

Tipo de restauración	Tornillo protésico	Destornillador	Base Nobel Biocare N1™ Xeal™ TCC Tri
Base de pilar / base de corona atornillada de zirconia NobelProcera® NB N1™ Base NP	Tornillo protésico de la base NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ NP	Omnigrip™ Mini	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP
Base de pilar de zirconia Nobel Procera® NB N1™ Base RP	Tornillo protésico de la base NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ RP		Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP

Compatibilidad de la base de zirconia NobelProcera® NB N1™ – Tornillo de laboratorio – Réplica de la base

Tipo de restauración	Tornillo de laboratorio	Réplica de la base Nobel Biocare N1™ Base	Réplica de la base IOS Nobel Biocare N1™ Base
Base de pilar / base de corona atornillada de zirconia NobelProcera® NB N1™ Base NP	Tornillo de laboratorio de la base NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ NP	Réplica de la base Nobel Biocare N1™ Base Tri NP	Réplica de la base IOS Nobel Biocare N1™ Base Tri NP
Base de pilar de zirconia Nobel Procera® NB N1™ Base RP	Tornillo de laboratorio de la base NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ RP	Réplica de la base Nobel Biocare N1™ Base Tri RP	Réplica de la base IOS Nobel Biocare N1™ Base Tri RP